

Frese diamantate per garantire una preparazione precisa

Ogni preparazione è un procedimento complesso che consiste in varie fasi. La linea integrata di strumenti Edenta vi permette di procedere in maniera scorrevole alla fase lavorativa successiva riducendo i cambi degli strumenti e i tempi di preparazione.

L'assortimento di strumenti diamantati offre strumenti universali, per i più svariati usi, dalla preparazione delle cavità, dei monconi per corone e delle veneer al trattamento paradontale.

Instrumentos diamantados para uns preparos com resultados de precisão


Cada preparo é um processo sequencial. Com o instrumental específico trabalhará com menos trocas de instrumento e com um tempo de preparação mais curto.

O sortido de instrumentos diamantados oferece-lhe uns instrumentos de uso universal para muitas aplicações, desde a preparação cavitária, passando pela preparação de troqueis para coroas e a preparação de facetas até ao tratamento periodontal.

Instrumentos diamantados para unas preparaciones con resultados de precisión

Cada preparación es un proceso conjunto. Con el instrumental específico trabajará Ud. con menos cambios de instrumento y con un tiempo de preparación más corto.

El surtido de instrumentos diamantados le ofrece a Ud. unos instrumentos de uso universal para muchas aplicaciones, desde la preparación cavitaria, pasando por la preparación de muñones para coronas y la preparación de carillas hasta el tratamiento periodontal.




Preparazione occlusale.
Ricostruzione del tavolo occlusale.
Preparación oclusal.
Restablecimiento de la superficie oclusal.
Preparação oclusal.
Restabelecimento da superfície oclusal.



Preparazione dei monconi per corone, preparazione a spalla e a chamfer.
Preparación de muñones para coronas.
Preparación en chánfer o chánfer redondeado.
Preparação de troqueis para coroas.
Preparação em chanfre ou chanfre arredondado.






Preparazione per inlay e onlay in ceramica o composito.
Preparación para inlays y onlays cerámicos/de composite.
Preparação para inlays e onlays cerâmicos/de compósito.












Correzione dei punti di contatto occlusali.
Ajuste oclusal de los puntos de contacto.
Ajuste oclusal dos pontos de contacto.



STRUMENTI PER PREPARAZIONE
INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN
INSTRUMENTOS DE PREPARAÇÃO


	pagina Página
	60
Pallina Redondo Redondo	
	60 - 61
Cono rovesciato Cono invertido Cone invertido	
	61
Eliminazione amalgama Eliminador de amalgama Eliminador de amálgama	
	60 - 61
Cono rovesciato Cono invertido Cone invertido	
	61
Doppio cono Barril Barril	
	62
Lenticolare Lenteja Bordo de faca	
	62
Ruota Rueda Roda	
	62 - 63
Pera Pera Pêra	
	63
Marcatore di profondità Marcador de profundidad Marcador de profundidade	
	63 - 65
Cilindro Cilindro Cilindro	
	65
Fresa a taglio frontale Corte frontal Corte frontal	
	65 - 66
Cono Cónico Cónico	

	pagina Página 67 - 68
Cono a punta Cónico, puntiagudo Cónico, pontiagudo	
	65 - 68
Cono a punta arrotondata Cónico, punta redondeada Cónico, ponta redonda	
	68 - 72
Fiamma Llama Chama	
	70
Curettage, conica Torpedo, cónico Torpedo, cónico	
	69 - 71
Curettage Torpedo Torpedo	
	63 - 72
Cilindro a punta arrotondata Cilindro, punta redondeada Cilindro, ponta redonda	
	72
Cilindro a punta Cilindro, puntiagudo Cilindro, pontiagudo	
	72
Football Pelota rugby, alargada Bola rugby, alargada	
	73
Ovale Pelota rugby Bola rugby	
	73
Ovale Ovoide Ovoide	
	73
Granata Granada Granada	
	73
Per modellare la superficie Para conformar superficies Para dar forma a superfícies	
	73
Interprossimale Interproximal Interproximal	

	pagina Página 74
Ruota Rueda Roda	
STRUMENTI SPECIALI INSTRUMENTOS ESPECIALES INSTRUMENTOS ESPECIAIS	
	74
Bambino Bambino Bambino	
	75
Reducer Reducer Reducer	
	75
Rapid- /Mono Rapid Grinder Rapid- /Mono Rapid Grinder Rapid- /Mono Rapid Grinder	
	76 - 77
Duo Rapid Grinder Duo Rapid Grinder Duo Rapid Grinder	
	77 - 80
Diamantate Turbo Diamantes Turbo Diamantes Turbo	
	80 - 81
Perio Red Perio Red Perio Red	
	82 - 84
MAGIC SET MAGIC SET MAGIC SET	
	85 - 87
DIACUT DIACUT DIACUT	
	88 - 91
WhiteTiger WhiteTiger WhiteTiger	
	92 - 93
STRISCE DIAMANTATE TIRAS DIAMANTADAS TIRAS DIAMANTADAS	

801Pallina
Bola
Bola


5



Shank	L mm															
FG	ISO	Order No.														
	806 314 001 524...	801.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
	• 806 314 001 504...	C 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
	• 806 314 001 514...	F 801.314...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	029	035	
	• 806 314 001 534...	G 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	042
RA	• 806 314 001 544...	SG 801.314...					012	014	016	018	021	023	025	029	035	
	806 204 001 524...	801.204...				010	012	014	016	018		023		029		

801LPallina, lunga
Bola larga
Bola longa


5



Shank	L mm									
FG	ISO	Order No.								
	806 314 697 524...	801L.314...	014	016	023	029	035			
	• 806 314 697 534...	G 801L.314...	014	016	023	029				
	• 806 314 697 544...	SG 801L.314...	014	016	023	029				

802Pallina con collare
Bola con extensión
Bola com extensão


5



Shank	L mm															
FG	ISO	Order No.														
	806 314 002 524...	802.314...	008	009	010	012	014	016	018	023						
	• 806 314 002 514...	F 802.314...						016								
	• 806 314 002 534...	G 802.314...				012	014	016	018	023						
	• 806 314 002 544...	SG 802.314...					014	016	018	023						

805Cono rovesciato
Cono invertido
Cone invertido

5



Shank	L mm									
FG	ISO	Order No.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,6	1,6	1,6
	806 314 010 524...	805.314...	007	008	009	010	012	014	016	018
	• 806 314 010 514...	F 805.314...						014	016	
	• 806 314 010 534...	G 805.314...					012	014	016	018
	• 806 314 010 544...	SG 805.314...						014	016	018
RA	806 204 010 524...	805.204...				010	012	014	016	018

806Cono rovesciato con collare
Cono invertido con extensión
Cone invertido com extensão

5




Shank	L mm									
FG	ISO	Order No.	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	4,0
	806 314 019 524...	806.314...	007	008	009	010	012	014	016	018
	• 806 314 019 534...	G 806.314...			009	010	012	014	016	018
	• 806 314 019 544...	SG 806.314...						014	016	018

807

Cono rovesciato
Cono invertido
Cone invertido

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	3,0	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0
FG		806 314 225 524...	807.314...	010	012	014	016	018	021	023
		• 806 314 225 514...	F 807.314...		012		016			
		• 806 314 225 534...	G 807.314...		012	014	016	018	021	
		• 806 314 225 544...	SG 807.314...				016			
RA		806 204 225 524...	807.204...				016			

808

Cono rovesciato
Cono invertido
Cone invertido

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	0,7	0,8
FG		806 314 014 524...	808.314...	018	023
		• 806 314 014 534...	G 808.314...		023

811

Doppio cono, interno
Barril
Barril

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	4,2	7,0	7,0
FG		806 314 038 524...	811.314...	033	037	047
		• 806 314 038 534...	G 811.314...	033	037	047
		• 806 314 038 544...	SG 811.314...	033	037	047

813

Fresa per eliminazione amalgama
Eliminador de amalgama
Eliminador de amalgama

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	1,5	1,5	1,5	2,0	2,0
FG		806 314 032 524...	813.314...	010	012	014	016	018
		• 806 314 032 534...	G 813.314...		012	014	016	018
		• 806 314 032 544...	SG 813.314...				016	018

813L

Fresa per eliminazione amalgama
Eliminador de amalgama
Eliminador de amalgama

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	3,0	3,0
FG		806 314 523 524...	813L.314...	014	016
		• 806 314 523 534...	G 813L.314...	014	016

807L

Cono rovesciato, lungo
Cono invertido, largo
Cone invertido, longo

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	7,0
FG		806 314 226 524...	807L.314...	018

809

Cono rovesciato con collare
Cono invertido con extensión
Cone invertido com extensão

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	2,0
FG		806 314 019 524...	809.314...	018



815

Ruota
Rueda
Roda

5



Shank	L mm								
	ISO	Order No.	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,5	
FG	806 314 040 524...	815.314...	012	016	018	023	027	042	
	• 806 314 040 534...	G 815.314...		016	018	023	027	042	

817

Ruota
Rueda
Roda

5




Shank	L mm			
		ISO	Order No.	0,5
FG		806 314 041 524...	817.314...	047
		• 806 314 041 534...	G 817.314...	047

818

Ruota
Rueda
Roda

5



Shank	L mm		0,7	0,7	0,7
	ISO	Order No.			
FG	806 314 042 524...	818.314...	035	040	050
	• 806 314 042 534...	G 818.314...	035	040	050

820

Ruota
Rueda
Roda

5



Shank	L mm				
		ISO	Order No.	2,0	2,0
FG		806 314 043 524...	820.314...	040	050
		• 806 314 043 544...	SG 820.314...	040	050

822

Pera
Pera
Pêra

5




Shank	L mm			2,0	2,0	2,0	3,0
FG	ISO	Order No.					
	806 314 237 524...	822.314...	008	009	010		012
	● 806 314 237 514...	F 822.314...					012
	● 806 314 237 534...	G 822.314...	008	009	010		012
	● 806 314 237 544...	SG 822.314...					012

825

Lenticolare
Lenteja
Bordo de faca

5



Shank	L mm		0,8	0,9	0,9	1,5	1,5
	ISO	Order No.					
FG	806 314 304 524...	825.314...	018	023	025	040	050
	• 806 314 304 534...	G 825.314...		023		040	

830

Pera
Pera
Pêra

5



Shank	L mm		2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	5,1
FG	ISO	Order No.								
	806 314 238 524...	830.314...	008	009	010	012	014	016	018	021
	● 806 314 238 504...	C 830.314...				012				
	● 806 314 238 514...	F 830.314...	008		010	012	014			
	● 806 314 238 534...	G 830.314...			010	012	014	016	018	021
	● 806 314 238 544...	SG 830.314...				012	014	016	018	021

830L

Pera, lunga
Pera, larga
Pêra, longa

5




Shank	L mm		4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	7,0
FG	ISO	Order No.						
	806 314 239 524...	830L.314...	012	014	016		018	021 025
	● 806 314 239 504...	C 830L.314...		014				
	● 806 314 239 514...	F 830L.314...	012	014	016			
	● 806 314 239 534...	G 830L.314...	012	014	016		018 021 025	
	● 806 314 239 544...	SG 830L.314...		014	016	018	021 025	



834 / 834A / 868A

Marcatore di profondità
Marcador de profundidad de corte
Marcador de profundidade de corte

5




Shank	L mm		6,0	6,0	3,5	8,0	8,0
	ISO	Order No.	834	834	834A	868A	868A
FG	806 314 552 524...	834.314...	016	021	031		
	806 314 000 524...	834A.314...					
	806 314 000 524...	868A.314...					
	806 314 000 524...						
Profondità di taglio - Profundidad - Profundidade corte - Tmm			0,3	0,5	1,0	0,3	0,4



835

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, ponta plana

5




Shank	L mm		3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
FG	ISO	Order No.								
	806 314 107 524...	835.314...	007	008	009	010	012	014	016	018
	● 806 314 107 504...	C 835.314...					012			
	● 806 314 107 514...	F 835.314...				010	012	014		
	● 806 314 107 534...	G 835.314...			009	010	012	014	016	018
RA	● 806 314 107 544...	SG 835.314...				010	012	014	016	
	806 204 107 524...	835.204...				010	012	014	016	

835KR

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm		3,04,04,04,04,04,0						
FG	ISO	Order No.							
	806 314 156 524...	835KR.314...	008	010	012	014			
	• 806 314 156 514...	F 835KR.314...	008	010	012				
	• 806 314 156 534...	G 835KR.314...		010	012	014	016	018	
	• 806 314 156 544...	SG 835KR.314...				014	016		

836

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, ponta plana

5




Shank	L mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	ISO	Order No.	008	010	012	014	016	018	027
	806 314 110 524...	836.314...							
	• 806 314 110 514...	F 836.314...							
	• 806 314 110 534...	G 836.314...							
	• 806 314 110 544...	SG 836.314...							

836KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
FG	ISO	Order No.						
	806 314 157 524...	836KR.314...	008	010	012	014	016	018
	• 806 314 157 514...	F 836KR.314...	008	010	012			
	• 806 314 157 534...	G 836KR.314...		010	012	014	016	018
	• 806 314 157 544...	SG 836KR.314...				014	016	

837

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5



Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	ISO	Order No.						
	806 314 111 524...	837.314...	010	012	014	016	018	025
	• 806 314 111 514...	F 837.314...		012	014			
	• 806 314 111 534...	G 837.314...	010	012	014	016	018	
	• 806 314 111 544...	SG 837.314...		012	014	016	018	
RA	806 204 111 524...	837.204...		012	014		018	

837KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
FG	ISO	Order No.					
	806 314 158 524...	837KR.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 158 514...	F 837KR.314...	010	012	014	016	
	• 806 314 158 534...	G 837KR.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 158 544...	SG 837KR.314...		012	014	016	018

837L

Cilindro lungo
Cilindro, largo
Cilindro, longo

5



Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
FG	ISO	Order No.					
	806 314 112 524...	837L.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 112 514...	F 837L.314...		012			
	• 806 314 112 534...	G 837L.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 112 544...	SG 837L.314...			014	016	

838

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm		3,0	3,0	4,0	4,0	4,0
FG	ISO	Order No.					
	806 314 137 524...	838.314...	008	009	010	012	014
	• 806 314 137 514...	F 838.314...			010		
	• 806 314 137 534...	G 838.314...			010	012	014
	• 806 314 137 544...	SG 838.314...				012	



839

Fresa a taglio frontale
Corte frontal
Corte frontal

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	0,1	0,1	0,1	0,1
FG		806 314 150 524...	839.314...	010	012	014	016
		• 806 314 150 514...	F 839.314...	010	012	014	

840

Fresa a taglio frontale
Corte frontal
Corte frontal

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	0,1	0,1	0,1	0,1
FG		806 314 722 524...	840.314...	010	012	014	016

842

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	12,0	12,0	12,0
FG		806 314 113 524...	842.314...	012	014	018
		• 806 314 113 534...	G 842.314...	012	014	018
		• 806 314 113 544...	SG 842.314...	012	014	



845

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	3,0	4,0	4,0	4,0	4,0
FG		806 314 170 524...	845.314...	009	010	012	014	016
		• 806 314 170 534...	G 845.314...			012	014	016
		806 204 170 524...	845.204...		010	012	014	
RA								

845KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	4,0	4,0	4,0
FG		806 314 544 524...	845KR.314...	016	018	025
		• 806 314 544 504...	C 845KR.314...			025
		• 806 314 544 514...	F 845KR.314...	016	018	025
		• 806 314 544 534...	G 845KR.314...	016	018	025

846

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	6,0	6,0	7,0
FG		806 314 171 524...	846.314...	012	016	025
		• 806 314 171 514...	F 846.314...			025
		• 806 314 171 534...	G 846.314...	012	016	025

846S

Cono con taglio laterale
Cono, fianco cortante
Cone, fianco cortante

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	7,0
FG		• 806 314 183 534...	G 846S.314...	025

846KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	6,0
FG		806 314 545 524...	846KR.314...	016
		• 806 314 545 514...	F 846KR.314...	016
		• 806 314 545 534...	G 846KR.314...	016

847

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, ponta plana

5




Shank	L mm		8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0							
FG	ISO	Order No.	010	012	014	016	018	023		033
	806 314 172 524...	847.314...	010							
	806 314 172 504...	C 847.314...	010	012	014	016		023		
	806 314 172 514...	F 847.314...	010	012	014	016	018	023		
	806 314 172 534...	G 847.314...			014	016	018			033
RA	806 314 172 544...	SG 847.314...								
	806 204 172 524...	847.204...						025		

847KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

5




Shank	L mm		8,0 8,0	
FG	ISO	Order No.	016	023
	806 314 546 524...	847KR.314...	016	023
	806 314 546 514...	F 847KR.314...	016	023
	806 314 546 534...	G 847KR.314...	016	023

848

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, ponta plana

5




Shank	L mm		10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0					
FG	ISO	Order No.	010	012	014	016	018	023
	806 314 173 524...	848.314...	010	012	014	016		
	806 314 173 504...	C 848.314...	010	012	014	016	018	
	806 314 173 514...	F 848.314...	010	012	014	016	018	023
	806 314 173 534...	G 848.314...	010	012	014	016	018	023
RA	806 314 173 544...	SG 848.314...				016	018	023
	806 204 173 524...	848.204...		012	014	016		

848L

Cono a punta piatta, lungo
Cono, punta plana, largo
Cone, ponta plana, longo

5



Shank	L mm		11,5 11,5 11,5 11,5 11,5				
FG	ISO	Order No.	012	014	016	018	021
	806 314 174 524...	848L.314...		014	016	018	
	806 314 174 534...	G 848L.314...		014	016	018	021
	806 314 174 544...	SG 848L.314...					

848S

Cono a taglio laterale
Cono, fianco cortante
Cone, fianco cortante

5



Shank	L mm		10,0
FG	ISO	Order No.	
	806 314 185 524...	848S.314...	016

849

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

5




Shank	L mm		4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0					
FG	ISO	Order No.	009	010	012	014	016	
	806 314 196 524...	849.314...			012			
	806 314 196 514...	F 849.314...						
	806 314 196 534...	G 849.314...	009	010	012	014	016	025
RA	806 314 196 544...	SG 849.314...					016	
	806 204 196 524...	849.204...						

850

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

 5




Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.							
FG	806 314 199 524...	850.314...	010	012	014	016	018	023	031
	• 806 314 199 504...	C 850.314...	010	012	014	016	018		
	• 806 314 199 514...	F 850.314...	010	012	014	016	018	023	
	• 806 314 199 534...	G 850.314...	010	012	014	016	018	023	031
	• 806 314 199 544...	SG 850.314...			014	016	018	023	
RA	806 204 199 524...	850.204...		012	014				

850KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

 5




Shank	L mm		10,0	10,0
	ISO	Order No.		
FG	806 314 553 524...	850KR.314...	014	018
	• 806 314 553 534...	G 850KR.314...	014	018
	• 806 314 553 544...	SG 850KR.314...	014	018

850L

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado, largo
Cone, canto redondo, longo

 5




Shank	L mm		11,5	11,5	11,5	11,5
	ISO	Order No.				
FG	806 314 200 524...	850L.314...	012	014	016	018
	• 806 314 200 504...	C 850L.314...		014		
	• 806 314 200 514...	F 850L.314...	012	014		
	• 806 314 200 534...	G 850L.314...	012	014	016	018
	• 806 314 200 544...	SG 850L.314...		014	016	018

851

Cono con punta di sicurezza
Cono, punta de seguridad
Cone, ponta de segurança

 5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.			
FG	806 314 219 524...	851.314...	010	012	016
	• 806 314 219 514...	F 851.314...	010	012	
	• 806 314 219 534...	G 851.314...		012	016

852

Cono a punta
Cono, pontiagudo
Cone, pontiagudo

 5



Shank	L mm		4,0	6,0	6,0	7,0
	ISO	Order No.				
FG	806 314 164 524...	852.314...	010	012	023	
	• 806 314 164 494...	UF 852.314...		012		
	• 806 314 164 504...	C 852.314...	010	012		
	• 806 314 164 514...	F 852.314...	010	012		
	• 806 314 164 534...	G 852.314...		012	023	
	• 806 314 164 544...	SG 852.314...			023	037

855

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

 5



Shank	L mm		6,0	6,0	7,0
	ISO	Order No.			
FG	806 314 197 524...	855.314...	012	014	025
	• 806 314 197 514...	F 855.314...		014	
	• 806 314 197 534...	G 855.314...	012	014	025
	• 806 314 197 544...	SG 855.314...	012	014	025

856

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

 5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.							
FG	806 314 198 524...	856.314...	009	010	012	014	016	018	021
	• 806 314 198 504...	C 856.314...		010	012		016		
	• 806 314 198 514...	F 856.314...	009	010	012	014	016	018	021
	• 806 314 198 534...	G 856.314...			012	014	016	018	021
	• 806 314 198 544...	SG 856.314...			012		016	018	021
									025

856L

Cono lungo, a punta arrotondata
Cono largo, punta redondeada
Cone longo, ponta redonda

5



Shank	L mm		9,0	9,0	9,0	9,0
ISO		Order No.				
FG	806 314 199 524...	856L.314...	014	016	018	020
	• 806 314 199 514...	F 856L.314...	014	016	018	020
	• 806 314 199 534...	G 856L.314...	014	016	018	020
	• 806 314 199 544...	SG 856L.314...	014	016	018	020

857

Cono con punta di sicurezza, arrotondato
Cono, punta redondeada, de seguridad
Cone, ponta redonda, de segurança

5




Shank	L mm		10,0	10,0	10,0
ISO		Order No.			
FG	806 314 220 524...	857.314...	012	014	016
	• 806 314 220 514...	F 857.314...	012	014	016
	• 806 314 220 534...	G 857.314...	012	014	016
	• 806 314 220 544...	SG 857.314...		014	016

858

Cono a punta
Cono, puntiagudo
Cone, pontiagudo

5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
ISO		Order No.					
FG	806 314 165 524...	858.314...	010	012	014	016	018
	◊ 806 314 165 494...	UF 858.314...			014		
	• 806 314 165 504...	C 858.314...	010	012	014	016	
	• 806 314 165 514...	F 858.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 165 534...	G 858.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 165 544...	SG 858.314...			014	016	018

859

Cono a punta
Cono, puntiagudo
Cone, pontiagudo

5




Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ISO		Order No.						
FG	806 314 166 524...	859.314...	010	012	014	016	018	021
	◊ 806 314 166 494...	UF 859.314...	010			016	018	
	• 806 314 166 504...	C 859.314...	010	012	014	016	018	
	• 806 314 166 514...	F 859.314...	010	012	014	016	018	
	• 806 314 166 534...	G 859.314...	010	012	014	016	018	021
	• 806 314 166 544...	SG 859.314...					018	
RA	806 204 166 524...	859.204...		012		016		

859L

Cono a punta, lungo
Cono puntiagudo, largo
Cone pontiagudo, longo

5




Shank	L mm		11,5	11,5	11,5	11,5
ISO		Order No.				
FG	806 314 167 524...	859L.314...	010	014	016	018
	◊ 806 314 167 494...	UF859L.314...	010			
	• 806 314 167 504...	C 859L.314...	010	014	016	
	• 806 314 167 514...	F 859L.314...	010	014	016	
	• 806 314 167 534...	G 859L.314...		014	016	018
	• 806 314 167 544...	SG 859L.314...			016	018

860

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		4,0	5,0	5,0	5,0
ISO		Order No.				
FG	806 314 247 524...	860.314...	010	012	014	016
	• 806 314 247 504...	C 860.314...	010	012	014	
	• 806 314 247 514...	F 860.314...	010	012	014	016
	• 806 314 247 534...	G 860.314...	010	012	014	016
	• 806 314 247 544...	SG 860.314...			014	
RA	806 204 247 524...	860.204...		012		
	• 806 204 247 514...	F 860.204...		012		

861

Fiamma
Llama
Chama

5




Shank	L mm		6,0	6,0
ISO		Order No.		
FG	806 314 248 524...	861.314...	012	014
	• 806 314 248 504...	C 861.314...	012	014
	• 806 314 248 514...	F 861.314...	012	
	• 806 314 248 534...	G 861.314...	012	014

861SE

Fiamma con punta di sicurezza
Llama, punta de seguridad
Chama, ponta de segurança

5



Shank	L mm		6,0
ISO		Order No.	
FG	806 314 255 524...	861SE.314...	012

863SE

Fiamma con punta di sicurezza
Llama, punta de seguridad
Chama, ponta de segurança

5




Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 256 524...	863SE.314...	012

862

Fiamma
Llama
Chama

5




Shank	L mm							
	ISO	Order No.						
FG	806 314 249 524...	862.314...	009	010	012	014	016	018
	◦ 806 314 249 494...	UF 862.314...		010				021
	• 806 314 249 504...	C 862.314...	009	010	012	014	016	
	• 806 314 249 514...	F 862.314...	009	010	012	014	016	
	• 806 314 249 534...	G 862.314...		010	012	014	016	018
	• 806 314 249 544...	SG 862.314...			012	014	016	018
RA	806 204 249 524...	862.204...			012		016	

863

Fiamma
Llama
Chama

5




Shank	L mm							
	ISO	Order No.						
FG	806 314 250 524...	863.314...	010	012	014	016	018	021
	◦ 806 314 250 494...	UF 863.314...	010	012				
	• 806 314 250 504...	C 863.314...	010	012	014	016		
	• 806 314 250 514...	F 863.314...	010	012	014	016	018	
	• 806 314 250 534...	G 863.314...		012	014	016	018	021
	• 806 314 250 544...	SG 863.314...		012		016	018	021
RA	806 204 250 524...	863.204...		012		016	018	
	• 806 204 250 504...	C 863.204...		012				
	• 806 204 250 514...	F 863.204...		012				

864

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm				
	ISO	Order No.			
FG	806 314 251 524...	864.314...	012	014	016
	• 806 314 251 504...	C 864.314...			016
	• 806 314 251 514...	F 864.314...	012	014	016
	• 806 314 251 534...	G 864.314...		014	016
	• 806 314 251 544...	SG 864.314...			016



863L

Fiamma, lunga
Llama, larga
Chama, longa

5




Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 252 524...	863L.314...	016
	• 806 314 252 534...	G 863L.314...	016

874

Cilindro a punta
Torpedo
Torpedo

5




Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 534 524...	874.314...	009

875

Cilindro a punta
Torpedo
Torpedo

5



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 535 524...	875.314...	009 010

876

Cilindro a punta
Torpedo
Torpedo

5




Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 287 524...	876.314...	009
	• 806 314 287 514...	F 876.314...	009

877

Cilindro a punta
Torpedo
Torpedo

5




Shank	L mm				
	ISO	Order No.			
FG	806 314 288 524...	877.314...	009	010	012
	• 806 314 288 514...	F 877.314...		010	012
	• 806 314 288 534...	G 877.314...			012 018

878

Cilindro a punta
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

5




Shank	L mm						
	ISO	Order No.					
FG	806 314 289 524...	878.314...	008	009	010	012	014
	• 806 314 289 504...	C 878.314...			010	012	014
	• 806 314 289 514...	F 878.314...	008	009	010	012	014
	• 806 314 289 534...	G 878.314...			010	012	014
	• 806 314 289 544...	SG 878.314...				012	014

879

Cilindro a punta
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

5



Shank	L mm					
	ISO	Order No.				
FG	806 314 290 524...	879.314...	010	012	014	016
	• 806 314 290 504...	C 879.314...		012	014	016
	• 806 314 290 514...	F 879.314...	010	012	014	016
	• 806 314 290 534...	G 879.314...	010	012	014	016
	• 806 314 290 544...	SG 879.314...		012	014	016

879L

Cilindro allungato a punta
Torpedo, largo
Torpedo, lungo

5



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	806 314 291 524...	879L.314...	012 014
	• 806 314 291 514...	F 879L.314...	012 014
	• 806 314 291 534...	G 879L.314...	012 014
	• 806 314 291 544...	SG 879L.314...	012 014

874K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5



Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	806 314 536 524...	874K.314...

875K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5



Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	806 314 537 524...	875K.314...
	• 806 314 537 514...	F 875K.314...

876K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5



Shank	L mm		5,0
	ISO	Order No.	
FG	806 314 296 524...	876K.314...	012

877K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5



Shank	L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
	ISO	Order No.				
FG	806 314 297 524...	877K.314...	012	014	016	018
	• 806 314 297 534...	G 877K.314...	012	014	016	018
	• 806 314 297 544...	SG 877K.314...		014	016	018

878K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.						
FG	806 314 298 524...	878K.314...	012	014	016	018	021	
	• 806 314 298 504...	C 878K.314...	012					
	• 806 314 298 514...	F 878K.314...	012	014	016	018	021	
	• 806 314 298 534...	G 878K.314...	012	014	016	018	021	023
	• 806 314 298 544...	SG 878K.314...	012	014	016	018	021	023

879K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5




Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.						
FG	806 314 299 524...	879K.314...	012	014	016	018	021	023
	• 806 314 299 504...	C 879K.314...		014				
	• 806 314 299 514...	F 879K.314...	012	014	016	018		
	• 806 314 299 534...	G 879K.314...	012	014	016	018	021	023
	• 806 314 299 544...	SG 879K.314...	012	014	016	018	021	

880

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

5




Shank	L mm		6,0	6,0	6,0	6,0
	ISO	Order No.				
FG	806 314 140 524...	880.314...	010	012	014	016
	• 806 314 140 504...	C 880.314...		012		
	• 806 314 140 514...	F 880.314...		012	014	
	• 806 314 140 534...	G 880.314...		012	014	
	• 806 314 140 544...	SG 880.314...			014	

881

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.					
FG	806 314 141 524...	881.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 141 504...	C 881.314...		012	014		
	• 806 314 141 514...	F 881.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 141 534...	G 881.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 141 544...	SG 881.314...			014	016	018

881KS

Cilindro KS
Cilindro KS
Cilindro KS

5



Shank	L mm		7,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.				
FG	• 806 314 146 544...	SG881KS.314...	012	014	015	016

882

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

5



Shank	L mm		10,0	10,0
	ISO	Order No.		
FG	806 314 142 524...	882.314...	012	014
	• 806 314 142 504...	C 882.314...	012	
	• 806 314 142 514...	F 882.314...	012	014
	• 806 314 142 534...	G 882.314...	012	014
	• 806 314 142 544...	SG 882.314...		014

883

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		3,0
	ISO	Order No.	
FG	806 314 539 524...	883.314...	010
	• 806 314 539 534...	G 883.314...	010

884

Cilindro a punta
Cilindro con punta
Cilindro com ponta

5




Shank	L mm		6,0	6,0
	ISO	Order No.		
FG	806 314 129 524...	884.314...	010	012
	• 806 314 129 514...	F 884.314...		012
	• 806 314 129 534...	G 884.314...		012

885

Cilindro a punta
Cilindro con punta
Cilindro com ponta

5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.						
FG	806 314 130 524...	885.314...	008	010	012	014	016	
	• 806 314 130 514...	F 885.314...		010	012	014		
	• 806 314 130 534...	G 885.314...			012	014	016	
	• 806 314 130 544...	SG 885.314...			012	014		018

886

Cilindro a punta
Cilindro con punta
Cilindro com ponta

5



Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.					
FG	806 314 131 524...	886.314...	010	012	014	016	018
	• 806 314 131 504...	C 886.314...		012			
	• 806 314 131 514...	F 886.314...	010	012	014	016	
	• 806 314 131 534...	G 886.314...		012	014	016	
	• 806 314 131 544...	SG 886.314...		012	014	016	

888

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		8,0
	ISO	Order No.	
FG	806 314 496 524...	888.314...	012
	• 806 314 496 504...	C 888.314...	012
	• 806 314 496 514...	F 888.314...	012
	• 806 314 496 534...	G 888.314...	012

889

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		3,5	4,0
	ISO	Order No.		
FG	806 314 540 524...	889.314...	009	010
	• 806 314 540 504...	C 889.314...	009	010
	• 806 314 540 514...	F 889.314...	009	010
	• 806 314 540 534...	G 889.314...	009	010
	• 806 314 540 544...	SG 889.314...		010

898

Fiamma
Llama
Chama

5




Shank	L mm		10,5
	ISO	Order No.	
FG	806 314 213 524...	898.314...	016
	• 806 314 213 514...	F 898.314...	016
	• 806 314 213 534...	G 898.314...	016

899

Football
Pelota rugby, alargada
Bola rugby, alongada

5




Shank	L mm		6,5	7,0	7,0
	ISO	Order No.			
FG	806 314 033 524...	899.314...	021	027	031
	• 806 314 033 504...	C 899.314...		027	
	• 806 314 033 514...	F 899.314...	021	027	
	• 806 314 033 534...	G 899.314...	021	027	031
	• 806 314 033 544...	SG 899.314...	021	027	031

368

Football
Pelota rugby
Bola rugby

5



Shank	L mm		3,5	3,5	4,5	5,0
FG	ISO	Order No.				
	806 314 257 524...	368.314...	010	016	018	023
	○ 806 314 257 494...	UF 368.314...		016	018	023
	● 806 314 257 504...	C 368.314...	010	016	018	023
	● 806 314 257 514...	F 368.314...	010	016	018	023
	● 806 314 257 534...	G 368.314...		016	018	023
RA	● 806 314 257 544...	SG 368.314...		016	018	023
	806 204 257 524...	368.204...		016		

369

Football
Pelota rugby
Bola rugby

5



Shank	L mm		5,5
FG	ISO	Order No.	
	806 314 263 524...	369.314...	025
	● 806 314 263 504...	C 369.314...	025
	● 806 314 263 514...	F 369.314...	025
	● 806 314 263 534...	G 369.314...	025


370

Per modellare la superficie
Para conformar superficies
Para dar forma a superficies

5




Shank	L mm	
FG	ISO	Order No.
	● 806 314 507 534...	G 370.314...
		023



379

Ovale
Ovoide
Ovoíde

5



Shank	L mm		3,0	3,0	3,5	3,5	4,5	5,5
FG	ISO	Order No.						
	806 314 277 524...	379.314...	012	014	016	018	023	029
	○ 806 314 277 494...	UF 379.314...				018		
	● 806 314 277 504...	C 379.314...	012	014	016	018	023	029
	● 806 314 277 514...	F 379.314...	012	014	016	018	023	029
	● 806 314 277 534...	G 379.314...	012	014	016	018	023	029
	● 806 314 277 544...	SG 379.314...			016	018	023	029

390

Granata
Granada
Granada

5



Shank	L mm		3,5
FG	ISO	Order No.	
	806 314 274 524...	390.314...	016
	● 806 314 274 504...	C 390.314...	016
	● 806 314 274 514...	F 390.314...	016

392

Interprossimale
Interproximal
Interproximal

5



Shank	L mm	
FG	ISO	Order No.
	806 314 465 524...	392.314...
	● 806 314 465 504...	C 392.314...
	● 806 314 465 514...	F 392.314...
		016

392A

Interprossimale
Interproximal
Interproximal

5




Shank	L mm		3,5
FG	ISO	Order No.	
	806 314 465 524...	392A.314...	016
	● 806 314 465 514...	F 392A.314...	016

DIAMANTE • DIAMANTE • DIAMANTE

833

Per modellazione occlusale
Conformación oclusal
Forma oclusal

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	5,9	3,5	3,5
FG		806 314 466 524...	833.314...	018	021	031
		• 806 314 466 504...	C 833.314...	018	021	031
		• 806 314 466 514...	F 833.314...	018	021	031

909

Ruota
Rueda
Roda

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	0,5	1,0	1,0	1,0
FG		806 314 068 524...	909.314...	018	027	037	040
		• 806 314 068 534...	G 909.314...			037	040
		• 806 314 068 544...	SG 909.314...			037	040

BAMBINO

Frese diamantate extra-piccole per lavori micrometrici
Diamantes superpequeños para trabajos muy finos
Diamantes super pequenos

5



L mm	Order No.	2,0	3,5	2,0	2,0	1,0	2,0	3,5	3,0	6,0	1,0	1,0
		BA001.	BA137.	BA138.	BA160.	BA274.	BA277.	BA294.	BA295.	BA108.	BA171.	BA010.
		007	007	007	007	007	009	007	007	008	012	008
											010	

GRANULOMETRIE DELLE FRESE DIAMANTATE • TAMAÑOS DEL GRANO DE LOS DIAMANTES • TAMANHOS

Grana Grano Grão	sigla Abreviación Abreviação		granulometria / μ Tamaño grano / μ Tamanho grão / μ	codice colore Código color Código cor	N° ISO N° ISO N° ISO
Extragrossa supergrueso super grosso	SG		181	Nero negro preto	544
Grossa grueso grosso	G		151	Verde verde verde	534
Media estándar padrão	-		107 - 126	— — —	524
Fine fino fino	F		40	Rosso rojo vermelho	514
Extrafine superfino superfino	C		20	Giallo amarillo amarelo	504
Ultrafine ultrafino ultrafino	UF		15	Bianco blanco branco	494



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

REDUCER • REDUCER • REDUCER

651
Reducer
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 510 524...	651.314...	018
		• 806 314 510 534...	G 651.314...	018
		• 806 314 510 544...	SG 651.314...	018

652
Reducer
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 510 524...	652.314...	018
		• 806 314 510 534...	G 652.314...	018
		• 806 314 510 544...	SG 652.314...	018

653
Reducer
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 510 524...	653.314...	018
		• 806 314 510 534...	G 653.314...	018
		• 806 314 510 544...	SG 653.314...	018

654
Reducer
5




Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 516 524...	654.314...	018
		• 806 314 516 534...	G 654.314...	018
		• 806 314 516 544...	SG 654.314...	018

655
Reducer
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 516 524...	655.314...	018
		• 806 314 516 534...	G 655.314...	018
		• 806 314 516 544...	SG 655.314...	018

656
Reducer
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		806 314 516 524...	656.314...	018
		• 806 314 516 534...	G 656.314...	018
		• 806 314 516 544...	SG 656.314...	018

RAPID GRINDER • RAPID GRINDER • RAPID GRINDER

A847 / A848
A837 / A842
Rapid Grinder
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	7,0	10,0	10,0	7,0	10,0
FG		806 314 A172 524...	A847.314...	A847	A848	A848	A837	A842
		806 314 A173 524...	A848.314...	016		018	025	
		806 314 A111 524...	A837.314...				014	
		806 314 A113 524...	A842.314...					018

MONO RAPID GRINDER • MONO RAPID GRINDER • MONO RAPID GRINDER

AL847 / AL848
AL837 / AL842
Mono Rapid Grinder
5



Shank	L mm	ISO	Order No.	7,0	10,0	10,0	7,0	10,0
FG		806 314 AL172 524...	AL847.314...	AL847	AL848	AL848	AL837	AL842
		806 314 AL173 524...	AL848.314...	016		018	025	
		806 314 AL111 524...	AL837.314...				014	
		806 314 AL113 524...	AL842.314...					018



AX830


Pera
Pera
Pera
5



Shank	L mm		2,7	2,7
	ISO	Order No.		
FG	AX806 314 238 524...	AX830.314...	012	014

AX835KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo
5



Shank	L mm		4,0	4,0	4,0
	ISO	Order No.			
FG	AX806 314 156 524...	AX835KR.314...	010	012	014

AX836

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana
5



Shank	L mm		6,0
	ISO	Order No.	
FG	AX806 314 110 524...	AX836.314...	012

AX836KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo
5




Shank	L mm		6,0	6,0
	ISO	Order No.		
FG	AX806 314 157 524...	AX836KR.314...	012	014

AX845

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana
5



Shank	L mm		4,0
	ISO	Order No.	
FG	AX806 314 170 524...	AX845.314...	016



Frese diamantate Duo Rapid Grinder

Per una preparazione rapida e atraumatica. La superficie degli strumenti è interrotta da scanalature di raffreddamento che conducono il liquido di irrigazione verso il punto di fresaggio e favoriscono l'asportazione della limatura.

Diamantes Duo Rapid Grinder

para una preparación no traumática y rápida. La superficie de los instrumentos está interrumpida por conductos de refrigeración, que conducen el líquido refrigerante hasta el punto de abrasión, permitiendo una evacuación optimizada de la materia.

Diamantes Duo Rapid Grinder

Para uma preparação atraumática e rápida. A superfície dos instrumentos está interrompida por condutos de refrigeração, que conduzem o líquido refrigerante até ao ponto de abrasão, permitindo uma evacuação das lascas.

AX837KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo
5



Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	AX806 314 158 524...	AX837KR.314...	012	014

AX847

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana
5



Shank	L mm		8,0
	ISO	Order No.	
FG	AX806 314 172 524...	AX847.314...	018

AX862Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	AX806 314 249 524...	AX862.314...	014	016

AX878Curettage
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

5



Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	AX806 314 289 524...	AX878.314...	012	014

AX879Curettage
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

5



Shank	L mm		10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.			
FG	AX806 314 290 524...	AX879.314...	012	014	016

FRESE DIAMANTATE TURBO • DIAMANTES TURBO • DIAMANTES TURBO

T807Cono rovesciato
Cono invertido
Cone invertido

5



Shank	L mm		5,0
	ISO	Order No.	
FG	• T806 314 225 534...	T807.314...C	018

T807LCono rovesciato, lungo
Cono invertido, largo
Cone invertido, lungo

5



Shank	L mm		7,0
	ISO	Order No.	
FG	• T806 314 226 544...	T807L.314...SC	018

T811Doppio cono
Barril
Barril

5



Shank	L mm		4,2
	ISO	Order No.	
FG	• T806 314 038 534...	T811.314...C	033

T822Pera
Pera
Pêra


5



Shank	L mm		3,0
	ISO	Order No.	
FG	• T806 314 237 534...	T822.314...C	012
	• T806 314 237 544...	T822.314...SC	012

T830Pera
Pera
Pêra

5



Shank	L mm		2,7	2,7	2,7
	ISO	Order No.			
FG	• T806 314 238 544...	T830.314...SC	014	016	018

T830LPera, lunga
Pera, larga
Pêra, longa

5



Shank	L mm		4,0	5,0	5,0	5,0
	ISO	Order No.				
FG	• T806 314 239 534...	T830L.314...C	012	014	016	018
	• T806 314 239 544...	T830L.314...SC	012	014	016	018


Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidadesPreparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroasRifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

• Anello verde: grossa • Anillo verde - grueso • Anel verde - grosso — 151µm ISO No. 534
• Anello nero: extragrossa • Anillo negro - supergrueso • Anel preto - super grosso — 181µm ISO No. 544

T835

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5



Shank	L mm			
	ISO	Order No.	4,0	4,0
FG	• T806 314 107 534...	T835.314...C	012	
	• T806 314 107 544...	T835.314...SC	012	014

T836

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5



Shank	L mm			
	ISO	Order No.	6,0	
FG	• T806 314 110 544...	T836.314...SC	012	

T836KR

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm			
	ISO	Order No.	6,0	6,0
FG	• T806 314 157 534...	T836KR.314...C	014	016

T837

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5




Shank	L mm				
	ISO	Order No.	8,0	8,0	8,0
FG	• T806 314 111 534...	T837.314...C	012	014	016
	• T806 314 111 544...	T837.314...SC	012		016

T837KR

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

5




Shank	L mm				
	ISO	Order No.	8,0	8,0	8,0
FG	• T806 314 158 534...	T837KR.314...C	012		
	• T806 314 158 544...	T837KR.314...SC		014	016

T842

Cilindro a punta piatta
Cilindro, punta plana
Cilindro, punta plana

5




Shank	L mm			
	ISO	Order No.	12,0	
FG	• T806 314 113 534...	T842.314...C	018	

T846

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5




Shank	L mm			
	ISO	Order No.	6,0	6,0
FG	• T806 314 171 534...	T846.314...C		016
	• T806 314 171 544...	T846.314...SC	012	016

T847

Konus flach
Flat End Taper
Cône, bout plat

5



Shank	L mm			
	ISO	Order No.	8,0	
FG	• T806 314 172 534...	T847.314...C	016	

T848

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5




Shank	L mm			
	ISO	Order No.	10,0	10,0
FG	• T806 314 173 534...	T848.314...C	016	018
	• T806 314 173 544...	T848.314...SC	016	

T848L

Cono a punta piatta, lungo
Cono, punta plana, largo
Cone, punta plana, lungo

5



Shank	L mm			
	ISO	Order No.	11,5	
FG	• T806 314 174 534...	T848L.314...C	014	

T850

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

 5



Shank	L mm				
		ISO	Order No.	10,0	10,0
FG		• T806 314 199 534...	T850.314...C	012	014
		• T806 314 199 544...	T850.314...SC	016	018

T856

Cono a punta arrotondata
Cono, punta redondeada
Cone, ponta redonda

 5




Shank	L mm			
		ISO	Order No.	8,0
FG		• T806 314 198 534...	T856.314...C	012
		• T806 314 198 544...	T856.314...SC	012

T859

Cono a punta
Cono, puntiagudo
Cone, pontiagudo

 5



Shank	L mm			
		ISO	Order No.	10,0
FG		• T806 314 166 544...	T859.314...SC	018

T863

Fiamma
Llama
Chama

 5




Shank	L mm			
		ISO	Order No.	10,0
FG		• T806 314 250 534...	T863.314...C	014

T877

Curettage
Torpedo
Torpedo

 5




Shank	L mm			
		ISO	Order No.	6,0
FG		• T806 314 288 534...	T877.314...C	012

T877K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

 5




Shank	L mm				
		ISO	Order No.	6,0	6,0
FG		• T806 314 297 534...	T877K.314...C	012	
		• T806 314 297 544...	T877K.314...SC	012	014

T878

Curettage
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

 5




Shank	L mm				
		ISO	Order No.	8,0	8,0
FG		• T806 314 289 534...	T878.314...C	012	014
		• T806 314 289 544...	T878.314...SC	012	014

T878K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

 5




Shank	L mm						
		ISO	Order No.	8,0	8,0	8,0	8,0
FG		• T806 314 298 534...	T878K.314...C		014	016	018
		• T806 314 298 544...	T878K.314...SC	012	014	016	

T879

Curettage
Torpedo, cilindrico
Torpedo, cilindrico

 5




Shank	L mm				
		ISO	Order No.	10,0	10,0
FG		• T806 314 290 534...	T879.314...C	012	014
		• T806 314 290 544...	T879.314...SC	012	016

T879L

Curettage, lungo
Torpedo, lungo
Torpedo, lungo

 5



Shank	L mm				
		ISO	Order No.	12,0	12,0
FG		• T806 314 291 534...	T879L.314...C	012	014
		• T806 314 291 544...	T879L.314...SC	012	014



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações


• Anello verde: grossa • Anillo verde - grueso • Anel verde - grosso — 151µm ISO No. 534
• Anello nero: extragrossa • Anillo negro - supergrueso • Anel preto - super grosso — 181µm ISO No. 544

FRESE DIAMANTATE TURBO • DIAMANTES TURBO • DIAMANTES TURBO

T879K

Curettege
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	10,0	10,0	10,0
FG		• T806 314 299 534...	T879K.314...C	012	014	016
		• T806 314 299 544...	T879K.314...SC	012	014	016

T881

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	8,0	8,0
FG		• T806 314 141 534...	T881.314...C	012	014

T882

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	10,0	10,0
FG		• T806 314 142 534...	T882.314...C	012	014

T884

Cilindro a punta
Cilindro, puntiagudo
Cilindro, puntiagudo

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	6,0
FG		• T806 314 129 534...	T884.314...C	012

T885

Cilindro a punta
Cilindro, puntiagudo
Cilindro, puntiagudo

5




Shank	L mm	ISO	Order No.	8,0
FG		• T806 314 130 534...	T885.314...C	012

T886

Cilindro a punta
Cilindro, puntiagudo
Cilindro, puntiagudo

5



Shank	L mm	ISO	Order No.	10,0	10,0
FG		• T806 314 131 534...	T886.314...C	012	014
		• T806 314 131 544...	T886.314...SC	012	014

PARADONTOLOGIA • PERIODONCIA • PERIODONTOLOGÍA

PerioRed SET 40100SO

La detartrasi della superficie radicolare è un importante presupposto per la salute paradontale.

Questo kit contenente 12 frese diamantate e 4 frese al tungsteno (TC 747/758) vi aiuta nell'asportazione meccanica delle concrezioni.

PerioRed SET 40100SO

Unas raíces dentarias libres de concreciones son la condición indispensable para la salud periodontal.

Este surtido le ayudará en el tratamiento mecánico de las superficies radicales con 12 instrumentos diamantados y 4 instrumentos de carburo de tungsteno (TC 747/758).

PerioRed SET 40100SO

Unas raíces dentárias livres de concreções são a condição indispensável para a saúde periodontal.

Este sortido ajudará no tratamento mecânico das superfícies radiculares com 12 instrumentos diamantados e 4 instrumentos de carbeto de tungsténio (TC 747/758).



831L.206.012	832L.206.014	831.205.012	832.205.014	TC747.205.010
831L.206.014	832L.206.012	831.205.014	832.205.012	TC747L.206.010
831L.206.012	832L.206.014	831.205.012	832.205.014	TC758.204.012
831L.206.014	832L.206.012	831.205.014	832.205.012	TC758L.206.012

831

PerioRed - Diamante

10.000 - 30.000

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAL	• 806 205 267 524...	831.205...	012
	• 806 205 267 514...	F 831.205...	012
	• 806 205 267 504...	C 831.205...	012

832

PerioRed - Diamante

10.000 - 30.000

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAL	• 806 205 258 524...	832.205...	014
	• 806 205 258 514...	F 832.205...	014
	• 806 205 258 504...	C 832.205...	014

TC747

PerioRed Instrument I

8.000 Root - Planing

12.000 Scaling

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAL	500 205 261 001...	TC747.205...	010

TC758

PerioRed Instrument III

8.000 Root - Planing

12.000 Scaling

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RA	500 204 258 001...	TC758.204...	012

Frese PerioRed

Per la detartrasi e la levigatura delicata della superficie radicolare.

Consigli per l'uso: operare con pressione di lavoro leggera (0,5 N), operare sempre in presenza di irrigazione (almeno 50 ml).

Instrumentos PerioRed

Para la limpieza y el alisado radicular no agresivo.

Consejos para su utilización: Trabajar con una suave presión (0,5 N), trabajar siempre con líquido refrigerador (mín. 50 ml).

831L

PerioRed - Diamante

10.000 - 30.000

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAXL	• 806 206 268 524...	831L.206...	012
	• 806 206 268 514...	F 831L.206...	012
	• 806 206 268 504...	C 831L.206...	012

832L

PerioRed - Diamante

10.000 - 30.000

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAXL	• 806 206 259 524...	832L.206...	014
	• 806 206 259 514...	F 832L.206...	014
	• 806 206 259 504...	C 832L.206...	014

TC747L

PerioRed Instrument II

8.000 Root - Planing

12.000 Scaling

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAXL	500 206 261 001...	TC747L.206...	010

TC758L

PerioRed Instrument IV

8.000 Root - Planing

12.000 Scaling

3




Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
RAXL	500 206 258 001...	TC758L.206...	012

Instrumentos PerioRed

Para a limpeza e alisamento radicular não agressivo.

Conselhos para a sua utilização: Trabalhar com uma suave pressão (0,5 N), trabalhar sempre com líquido refrigerador (mín. 50 ml).



Levigatura radicolare
Alisado radicular
Alisamento radicular



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

- Anello blu: media
- Anello rosso: fino
- Anello giallo: superfino
- Anello verde: grossa
- Anello nero: extragrossa

- Anillo azul - estándar
- Anillo rojo - fino
- Anillo amarillo - superfino
- Anillo verde - grueso
- Anillo negro - supergrueso

- Anel azul - padrão
- Anel vermelho - fino
- Anel amarelo - superfino
- Anel verde - grosso
- Anel preto - super grosso

- 126µm ISO No. 524
- 40µm ISO No. 514
- 20µm ISO No. 504
- 151µm ISO No. 534
- 181µm ISO No. 544


40001SO Magic Set 1

(I, II e V classi • Clases I, II y V • Classe I, II e V)

Preparazione di cavità nei posteriori per il restauro con materiali plastici.

Preparación de cavidades en dientes posteriores para la rehabilitación con materiales de obturación plásticos.

Preparação de cavidades em dentes posteriores para a reabilitação com materiais de obturação plásticos.



Shank	L mm	2,7	2,7	5,0	2,7	5,0	2,7	2,7	5,0		
FG	Order No.	830.314.010	830.314.012	830L.314.014	C830.314.012	C830L.314.014	F830.314.010	F830.314.012	F830L.314.014	C1S.314.010	C1S.314.018
	Pagina - Página	62	62	63	62	63	62	62	63	32	32

40002SO Magic Set 2

(III, IV e V classi • Clases III, IV y V • Classes III, IV e V)

Preparazione di cavità negli anteriori e a livello cervicale.

Preparación de cavidades en dientes anteriores y cervicales.

Preparação de cavidades em dentes anteriores e cervicais.




Shank	L mm	2,5	2,7	2,7	4,0	4,0	2,5	2,7	2,7		
FG	Order No.	830.314.008	830.314.010	830.314.012	835KR.314.012	F835KR.314.012	F830.314.008	F830.314.010	C830.314.012	C1S.314.010	C1S.314.012
	Pagina - Página	62	62	62	63	63	62	62	62	32	32

40003SO Magic Set 3

Preparazione di monconi per corone fuse o corone veneer in resina.

Preparación de dientes para la rehabilitación con coronas metálicas macizas o con coronas revestidas con acrílico.

Preparação de dentes para a reabilitação com coroas metálicas maciças ou com coroas revestidas com acrílico.




Shank	L mm	5,0	6,0	8,0	10,0	6,5	5,0	6,0	8,0	6,0	8,0
FG	Order No.	876K.314.012	877K.314.012	878K.314.014	850.314.012	899.314.021	876.314.009	877.314.012	878.314.014	F877.314.012	F878.314.014
	Pagina - Página	71	71	71	67	72	70	70	70	70	70

40004SO Magic Set 4

Preparazione di monconi per corone in ceramica integrale o in metallo-ceramica.

Preparación de dientes para la rehabilitación con coronas metálicas macizas o con coronas ceramometálicas.

Preparação de dentes para a reabilitação com coroas metálicas maciças ou com coroas metalo-cerâmicas.




Shank	L mm	6,0	6,0	8,0	8,0	10,0	6,0	6,0	8,0	8,0	5,5
FG	Order No.	836KR.314.010	836KR.314.012	837KR.314.012	837KR.314.014	850.314.012	F836KR.314.010	F836KR.314.012	F837KR.314.012	F837KR.314.014	369.314.025
	Página - Página	64	64	64	64	67	64	64	64	64	73

40005SO Magic Set 5

Preparazione di denti laterali per il restauro con intarsi costruiti in laboratorio (inlay/onlay).

Preparación de dientes posteriores para la rehabilitación con inlays/onlays elaborados en el laboratorio.

Preparação de dentes posteriores para a reabilitação com inlays/onlays elaborados no laboratório.



Shank	L mm	2,7	5,0	4,0	4,0	6,0	4,0	4,0	6,0		
FG	Order No.	830.314.012	830L.314.014	838.314.010	835KR.314.012	880.314.014	F838.314.010	F835KR.314.012	F880.314.014	C1S.314.010	C1S.314.016
	Página - Página	62	63	64	63	71	64	63	71	32	32

40006SO Magic Set 6

Preparazione di denti laterali per il restauro con intarsi costruiti in laboratorio (inlay/onlay).

Preparación de cavidades en dientes posteriores para la rehabilitación con inlays/onlays elaborados en el laboratorio.

Preparação de cavidades em dentes posteriores para a reabilitação com inlays/onlays elaborados no laboratório.



Shank	L mm	2,7	5,0	4,0	6,0	8,0	2,7	5,0	4,0		
FG	Order No.	830.314.012	830L.314.014	835KR.314.012	836KR.314.014	F837KR.314.014	C830.314.012	C830L.314.014	F835KR.314.012	C1S.314.012	C1S.314.023
	Página - Página	62	63	63	64	64	62	63	63	32	32

40007SO Magic Set 7

Per la contornatura e la finitura.
Conformación y acabado.
Dar forma e acabado.



											
Shank	L mm	2,7	5,0	6,0	8,0	6,0	8,0	5,9	3,5	3,5	6,0
FG	Order No.	F830.314.010	F830L.314.014	F836KR.314.010	F837KR.314.012	F877.314.012	F878.314.014	F833.314.018	F833.314.031	F379.314.016	C855.314.014
	Pagina - Página	62	63	64	64	70	70	74	74	73	67

Frese diamantate multi-layer con un rivestimento speciale.

Diamanti naturali ad altissima ritenzione garantiscono un'elevata durata nel tempo degli strumenti. Effetto autopolente grazie alla rapida asportazione della limatura.

Fresaggio a basso sviluppo di calore; taglio liscio; preparazione rapida e atraumatica.

Instrumentos diamantados con recubrimiento especial multicapa.

Máxima retención de los diamantes naturales y, por consiguiente, una vida útil muy larga de los instrumentos. Efecto autolimpiante gracias a la evacuación rápida del material abrasionado. Abrasión fría.

Crea unas superficies lisas. Preparación atraumática y más rápida.


Instrumentos diamantados com recobrimento especial multicamadas.

Máxima retenção dos diamantes naturais e, por conseguinte, uma vida útil muito extensa dos instrumentos. Efeito de auto limpeza graças à evacuação rápida do material abrasionado. Abrasão fria.


Cria umas superfícies lisas. Preparação atraumática e mais rápida.




Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 257 524...	V368.314...	020
		• V806 314 257 514...	FV368.314...	020
		• V806 314 257 534...	GV368.314...	020 023



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 277 534...	GV379.314...	023



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 001 524...	V801.314...	014 021 023
		• V806 314 001 514...	FV801.314...	014 021 023
		• V806 314 001 534...	GV801.314...	014 021 023



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 038 534...	GV811.314...	033



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 239 524...	V830L.314...	012 014 016
		• V806 314 239 514...	FV830L.314...	012 014 016
		• V806 314 239 534...	GV830L.314...	012 014 016






Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 156 524...	V835KR.314...	012
		• V806 314 156 514...	FV835KR.314...	012
		• V806 314 156 534...	GV835KR.314...	012



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 158 524...	V837KR.314...	014
		• V806 314 158 514...	FV837KR.314...	014
		• V806 314 158 534...	GV837KR.314...	014



Shank	L mm	ISO	Order No.	
FG		• V806 314 544 524...	V845KR.314...	016



• Anello blu: media
• Anello rosso: fina
• Anello verde: grossa

• Anillo azul, estándar
• Anillo rojo, fino
• Anillo verde, grueso

• Anel azul, padrão
• Anel vermelho, fino
• Anel verde, grosso

— 126µm ISO No. 524
— 40µm ISO No. 514
— 151µm ISO No. 534

V846KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone canto redondo

5



Shank	L mm		6,0	6,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 545 524...	V846KR.314...	016	023

V847

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5




Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 172 524...	V847.314...		016
	• V806 314 172 534...	GV 847.314...	014	016

V847KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone canto redondo

5



Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 546 534...	GV 847KR.314...	016	018

V848

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

5



Shank	L mm		10,0	
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 173 534...	GV 848.314...	018	

V850

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

5



Shank	L mm		10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.			
FG	• V806 314 199 524...	V 850.314...	012	014	
	• V806 314 199 514...	FV 850.314...	012		
	• V806 314 199 534...	GV 850.314...	012	014	016

V855

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

5




Shank	L mm		7,0	
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 197 534...	GV 855.314...	025	

V856

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

5



Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.				
FG	• V806 314 198 534...	GV 856.314...	014	016	018	021

V856L

Cono lungo a bordo arrotondato
Cono, largo, punta redondeada
Cone, longo, punta redonda

5



Shank	L mm		9,0	
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 199 534...	GV 856L.314...	018	

V858

Cono a punta
Cono, puntiagudo
Cone, pontiagudo

5



Shank	L mm		8,0	
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 165 534...	GV 858.314...	014	

V862

Fiamma
Llama
Chama

5



Shank	L mm		8,0	
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 249 534...	GV 862.314...	014	

V863

Fiamma
Llama
Chama

 5



Shank	L mm		10,0	10,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 250 524...	V863.314...	012	016
	• V806 314 250 514...	FV863.314...	012	016
	• V806 314 250 534...	GV863.314...	012	016

V877K

Cilindro a punta conica
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico



 5



Shank	L mm		6,0	6,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 297 524...	V877K.314...	012	016
	• V806 314 297 514...	FV877K.314...	012	016
	• V806 314 297 534...	GV877K.314...	012	016

V878

Cilindro lungo a punta conica
Torpedo, largo
Torpedo, longo



 5




Shank	L mm		8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.			
FG	• V806 314 289 524...	V878.314...	010	012	014
	• V806 314 289 514...	FV878.314...	010	012	014
	• V806 314 289 534...	GV878.314...		012	014

V878K

Cilindro a punta conica
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico



 5



Shank	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
	ISO	Order No.					
FG	• V806 314 298 524...	V878K.314...	014	016	018	020	022
	• V806 314 298 514...	FV878K.314...	014	016	018	020	022
	• V806 314 298 534...	GV878K.314...	014	016	018	020	022

V879

Cilindro lungo a punta conica
Torpedo, largo
Torpedo, longo



 5



Shank	L mm		10,0
	ISO	Order No.	
FG	• V806 314 290 524...	V879.314...	014
	• V806 314 290 514...	FV879.314...	014
	• V806 314 290 534...	GV879.314...	014

V879K

Cilindro a punta conica
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico



 5



Shank	L mm		10,0	10,0	10,0	10,0
	ISO	Order No.				
FG	• V806 314 299 524...	V879K.314...	012	014	016	018
	• V806 314 299 514...	FV879K.314...	012	014	016	018
	• V806 314 299 534...	GV879K.314...	012	014	016	018

V880

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

 5



Shank	L mm		6,0
	ISO	Order No.	
FG	• V806 314 140 524...	V880.314...	012
	• V806 314 140 514...	FV880.314...	012
	• V806 314 140 534...	GV880.314...	012

V881

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, punta redonda

 5



Shank	L mm		8,0	8,0
	ISO	Order No.		
FG	• V806 314 141 524...	V881.314...	014	
	• V806 314 141 514...	FV881.314...	014	
	• V806 314 141 534...	GV881.314...	014	016

V909

Ruota
Rueda
Roda



 5



Shank	L mm		1,6
	ISO	Order No.	
FG	• V806 314 068 534...	GV909.314...	040



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

• Anello blu: media
• Anello rosso: fina
• Anello verde: grossa

• Anillo azul, estándar
• Anillo rojo, fino
• Anillo verde, grueso

• Anel azul, padrão
• Anel vermelho fino
• Anel verde, grosso

– 126µm ISO No. 524
– 40µm ISO No. 514
– 151µm ISO No. 534

I diamanti naturali degli strumenti diamantati White-TIGER sono legati al mandrino inossidabile e stratificati mediante il procedimento brevettato LLD.

L'elevata qualità di questi strumenti diamantati offre all'operatore notevoli vantaggi rispetto agli strumenti diamantati standard e permette di ottenere risultati perfetti in tutti i tipi di preparazione.

Alto rendimento


(Figura 1/3)

Il procedimento brevettato LLD-Bonding e la diamantatura in più strati garantisce una maggiore asportazione della sostanza (elevata abrasività) ed un minore sviluppo di calore (preparazione atraumatica).

Superficie liscia dopo il fresaggio

(Figura 2)

Grazie alla rapida asportazione della sostanza, gli strumenti White TIGER mantengono la perfetta concentricità, senza vibrazioni (superficie fresata liscia).



Elevatissima durata nel tempo

(Figura 3)

Grazie al procedimento LLD brevettato, i grani di diamante non possono più staccarsi. La durata degli strumenti diamantati White TIGER è di gran lunga maggiore rispetto agli strumenti standard. Negli strumenti standard i grani di diamante si staccano prima del tempo riducendone la durata.

Applicazione

In odontoiatria restaurativa ed estetica per:
preparazione di monconi per corone
preparazione di cavità
preparazione per veneer in ceramica e resina
rifinitura dei compositi

Forme degli strumenti WhiteTIGER

29 strumenti diamantati (forme)

Granulometrie

Grana media	M	/ 107-126 µm	/ anello blu
Extragrossa	SG/	181 µm	/ anello nero
Grana grossa	G	/ 151 µm	/ anello verde
Grana fine	F	/ 40 µm	/ anello rosso

Confezioni

Confezioni da 3 pz.



Spalla labiale
Hombro, vista vestibular
Ombro, vista vestibular

Los diamantes naturales de los instrumentos diamantados White-TIGER se fijan por medio de un procedimiento de fabricación LLD sobre el vástago de acero inoxidable formando varias capas y de forma duradera.

La alta calidad de estos instrumentos diamantados ofrece muchas ventajas al usuario frente al uso de instrumentos diamantados estándar y asegura unos resultados óptimos en todas las preparaciones.

Alto rendimiento abrasivo

(Figura 1/3)

Gracias a la unión patentada LLD y al diamantado multicapa, tiene lugar una evacuación más rápida del material abrasionado (alto rendimiento abrasivo) y, por consiguiente, también una abrasión más fría (preparación atraumática).

Superficies lisas

(Figura 2)

Gracias a la evacuación rápida del material abrasionado, se consigue un giro concéntrico de características óptimas, exento de vibraciones, de los instrumentos White-TIGER (superficie lisa tras la abrasión).



2.

Vida útil extraordinariamente larga

(Figura 3)

Gracias a la unión patentada LLD, las partículas de diamante ya no pueden separarse. Ello permite multiplicar la vida útil de los instrumentos diamantados White-TIGER. En los instrumentos diamantados estándar las partículas de diamante se separan prematuramente de su ligazón, por lo cual la vida útil de los instrumentos resulta corta.

Aplicación

En la odontología restauradora y estética para:
Preparación de muñones para coronas
Preparación de cavidades
Técnica de revestido estético en cerámica y acrílico
Repasado fino de composites

Formas WhiteTIGER


29 instrumentos diamantados (formas)

Tamaños de grano

Estándar	M	/ 107-126 µm	/ Anillo azul
Supergrueso	SG/	181 µm	/ Anillo negro
Grueso	G	/ 151 µm	/ Anillo verde
Fino	F	/ 40 µm	/ Anillo rojo

Presentación

3 unidades/envase



preparazione palatale
Preparación palatina
Preparação palatina

Os diamantes naturais dos instrumentos diamantados White-TIGER fixam-se por meio dum procedimento de fabricação LLD sobre a haste de aço inoxidável formando várias capas e de forma duradoura.

A alta qualidade destes instrumentos diamantados oferece muitas vantagens ao usuário face ao uso de instrumentos diamantados padrão e assegura uns resultados óptimos em todas as preparações.

Alto rendimento abrasivo


(Figura 1/3)

Grças à união patenteada LLD e ao diamantado multicamadas, dá-se uma evacuação mais rápida do material abrasionado (alto rendimento abrasivo) e, por conseguinte, também uma abrasão mais fria (preparação atraumática).

Superfícies lisas

(Figura 2)

Grças à evacuação rápida do material abrasionado, consegue-se uma rotação concêntrica de características óptimas, isento de vibrações, dos instrumentos White-TIGER (corte suave).



Vida útil extraordinariamente larga

(Figura 3)

Grças à união patenteada LLD, as partículas de diamante já não se podem separar. Isso permite aumentar a vida útil dos instrumentos diamantados White-TIGER. Nos instrumentos diamantados padrão as partículas de diamante separam-se prematuramente da sua ligação, razão pela qual a vida útil dos instrumentos encurta bastante.

Aplicação

Na odontologia restauradora e estética para:
Preparação de troqueis para coroas
Preparação de cavidades
Técnica de facetas estéticas em cerâmica e acrílico
Desgaste de compósitos

Formas WhiteTIGER

29 instrumentos diamantados (formas)

Tamanhos de grão

Padrão	M	/ 107-126 µm	/ Anel azul
Super grosso	SG /	181 µm	/ Anel preto
Grosso	G	/ 151 µm	/ Anel verde
Fino	F	/ 40 µm	/ Anel vermelho

Apresentação

3 unidades/embalagem



contornatura palatale
Contorneado palatino
Contorno palatino

W368

Football
Pelota rugby
Bola rugby

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	5,5	5,0
FG		• W806 314 257 524...	W 368.314...	020	
		• W806 314 257 514...	FW 368.314...	020	
		• W806 314 257 534...	GW 368.314...	020	023

W379

Ovale
Ovoide
Ovoíde

3




Shank	L mm	ISO	Order No.	4,2
FG		• W806 314 277 524...	W 379.314...	023
		• W806 314 277 514...	FW 379.314...	023
		• W806 314 277 534...	GW 379.314...	023

W801

Pallina
Bola
Bola

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	014	021	023
FG		• W806 314 001 524...	W 801.314...	014	021	023
		• W806 314 001 514...	FW 801.314...	014	021	023
		• W806 314 001 534...	GW 801.314...	014	021	023

W811

Doppio cono
Barril
Barril

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	4,2
FG		• W806 314 038 534...	GW 811.314...	033

W830L

Pera, lunga
Pera, larga
Pêra, longa

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	4,0	5,0	5,0
FG		• W806 314 239 524...	W 830L.314...	012	014	016
		• W806 314 239 514...	FW 830L.314...	012	014	016
		• W806 314 239 534...	GW 830L.314...	012	014	016

W835KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	4,5
FG		• W806 314 156 524...	W 835KR.314...	012
		• W806 314 156 514...	FW 835KR.314...	012
		• W806 314 156 534...	GW 835KR.314...	012

W837KR

Cilindro con bordo arrotondato
Cilindro, canto redondeado
Cilindro, canto redondo

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	8,3	8,3
FG		• W806 314 158 524...	W 837KR.314...	014	
		• W806 314 158 514...	FW 837KR.314...	014	
		• W806 314 158 534...	GW 837KR.314...	014	
		• W806 314 158 544...	SGW 837KR.314...		016

W845KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	4,0
FG		• W806 314 544 524...	W 845KR.314...	016

W846KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	6,0	6,0
FG		• W806 314 545 524...	W 846KR.314...	016	023


W847

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, ponta plana

3



Shank	L mm	ISO	Order No.	8,0	8,0
FG		• W806 314 172 524...	W 847.314...		016
		• W806 314 172 534...	GW 847.314...	014	016



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

• Anello blu: media
• Anello rosso: fina
• Anello verde: grossa
• Anello nero: extragrossa
• Anillo azul, estándar
• Anillo rojo, fino
• Anillo verde, grueso
• Anillo negro, supergrueso
• Anel azul, padrão
• Anel vermelho fino
• Anel verde, grosso
• Anel preto, super grosso
– 126µm ISO No. 524
– 40µm ISO No. 514
– 151µm ISO No. 534
– 181µm ISO No. 544

WHITE TIGER - FRESE DIAMANTATE • INSTRUMENTOS DIAMANTADOS • INSTRUMENTOS DIAMANTADOS

W847KR

Cono con bordo arrotondato
Cono, canto redondeado
Cone, canto redondo

3



Shank	L mm		8,0	8,0
FG	ISO	Order No.		
	• W806 314 546 524...	W 847KR.314...	016	
	• W806 314 546 514...	FW 847KR.314...	016	
	• W806 314 546 534...	GW 847KR.314...	016	018

W848

Cono a punta piatta
Cono, punta plana
Cone, punta plana

3



Shank	L mm		10,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 173 534...	GW 848.314...	018

W850

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

3




Shank	L mm			10,0	10,0	10,0
FG	ISO	Order No.				
	• W806 314 199 524...	W 850.314...	012	014		
	• W806 314 199 514...	FW 850.314...	012			
	• W806 314 199 534...	GW 850.314...	012	014	016	

W855

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

3




Shank	L mm		7,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 197 534...	GW 855.314...	025

W856

Cono lungo con bordo arrotondato
Cono, largo, canto redondeado
Cone, longo, canto redondo

3



Shank	L mm				8,0	8,0	8,0	8,0
FG	ISO	Order No.						
	• W806 314 198 534...	GW 856.314...	014	016	018	021		

W856L

Cono lungo, a punta arrotondata
Cono lungo, punta redondeada
Cone longo, punta redonda

3



Shank	L mm		9,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 199 534...	GW 856L.314...	018

W858

Cono a punta
Cono, puntiagudo
Cone, puntiagudo

3



Shank	L mm		8,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 165 534...	GW 858.314...	014

W860

Fiamma
Llama
Chama

3



Shank	L mm		5,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 247 514...	FW 860.314...	012

W862

Fiamma
Llama
Chama

3



Shank	L mm		8,0
FG	ISO	Order No.	
	• W806 314 249 534...	GW 862.314...	014

W863

Fiamma
Llama
Chama

3



Shank	L mm		10,0	10,0
FG	ISO	Order No.		
	• W806 314 250 524...	W 863.314...	012	016
	• W806 314 250 514...	FW 863.314...	012	016
	• W806 314 250 534...	GW 863.314...	012	016

W877K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	• W806 314 297 524...	W877K.314...	012 016
	• W806 314 297 514...	FW877K.314...	012 016
	• W806 314 297 534...	GW877K.314...	012 016

W878

Curettage
Torpedo, largo
Torpedo, longo

3



Shank	L mm			
	ISO	Order No.		
FG	• W806 314 289 524...	W878.314...	010 012 014	
	• W806 314 289 514...	FW878.314...	010 012 014	
	• W806 314 289 534...	GW878.314...	012 014	

W878K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

3



Shank	L mm					
	ISO	Order No.				
FG	• W806 314 298 524...	W878K.314...	014 016 018 020 022			
	• W806 314 298 514...	FW878K.314...	014 016 018 020 022			
	• W806 314 298 534...	GW878K.314...	014 016 018 020 022			

W879

Curettage
Torpedo, largo
Torpedo, longo

3




Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	• W806 314 290 524...	W879.314...
	• W806 314 290 514...	FW879.314...
	• W806 314 290 534...	GW879.314...

W879K

Curettage
Torpedo, cónico
Torpedo, cónico

3



Shank	L mm				
	ISO	Order No.			
FG	• W806 314 299 524...	W879K.314...	012 014 016 018		
	• W806 314 299 514...	FW879K.314...	012 014 016 018		
	• W806 314 299 534...	GW879K.314...	012 014 016 018		

W880

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, ponta redonda

3



Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	• W806 314 140 524...	W880.314...
	• W806 314 140 514...	FW880.314...
	• W806 314 140 534...	GW880.314...

W881

Cilindro a punta arrotondata
Cilindro, punta redondeada
Cilindro, ponta redonda

3



Shank	L mm		
	ISO	Order No.	
FG	• W806 314 141 524...	W881.314...	014
	• W806 314 141 514...	FW881.314...	014
	• W806 314 141 534...	GW881.314...	014 016

W889

Football
Pelota rugby, alargada
Bola rugby, alongada

3



Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	• W806 314 033 524...	W889.314...
	• W806 314 033 514...	FW889.314...
	• W806 314 033 534...	GW889.314...


W909

Ruota
Rueda
Roda

3



Shank	L mm	
	ISO	Order No.
FG	• W806 314 068 534...	GW909.314...



Preparazione cavità
Preparación de cavidades
Preparação de cavidades



Preparazione monconi per corone
Preparación de coronas
Preparação de coroas



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

- Anello blu: media
- Anello rosso: fina
- Anello verde: grossa
- Anello nero: extragrossa
- Anillo azul, estándar
- Anillo rojo, fino
- Anillo verde, grueso
- Anillo negro, supergrueso
- Anel azul, padrão
- Anel vermelho fino
- Anel verde, grosso
- Anel preto, super grosso
- 126µm ISO No. 524
- 40µm ISO No. 514
- 151µm ISO No. 534
- 181µm ISO No. 544

DS 2

10




Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	• 45 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,13
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	2,5
Order No.	DS2

FDS 2

10




Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	• 30 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,10
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	2,5
Order No.	FDS2

CDS 2

10



Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	• 15 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,08
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	2,5
Order No.	CDS2

DS 3

10



Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	• 45 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,13
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	3,75
Order No.	DS3

FDS 3

10




Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	• 30 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,10
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	3,75
Order No.	FDS3

CDS3

10




Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	15 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,08
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	3,75
Order No.	CDS3

FXDS3

10




Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	30 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,10
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	3,75
Order No.	FXDS3

CXDS3

10



Lunghezza della zona intermedia non diamantata • Zona central sin diamantado • Zona central sem diamantado

L mm	147
Grana • Grano • Grão	15 µm
Spessore mm • Espesor mm • Espessura mm	0,08
Larghezza mm • Ancho mm • Largura mm	3,75
Order No.	CXDS3

Applicazioni

- Modellazione prossimale delle otturazioni
- Rimozione delle eccedenze prossimali nei restauri in composito, resine, vetroionomero ed amalgama
- Rimozione delle eccedenze di cemento dopo la cementazione di inlay, onlay e veneer

Vantaggi

- Modellazione anatomica, sicura delle zone prossimali
- Agevola il lavoro del dentista grazie alla rapida separazione interdentale con la parte seghettata
- La separazione è agevolata dalla larga zona non diamantata dentellata
- Dispendio di tempo minimo grazie alle parti seghettate e diamantate unite nello stesso strumento
- Elevata durata nel tempo grazie all'anima in metallo inossidabile ad alta resistenza
- Sterilizzabile

Aplicaciones

- Para la conformación proximal de obturaciones
- Remoción de excesos proximales en obturaciones de composito, acrílicos, cementos de ionómero de vidrio y amalgama
- Para la remoción de excesos de cemento después de cementar inlays, onlays y carillas

Ventajas

- Conformación anatómica segura de las zonas proximales
- Facilidad de trabajo gracias a una rápida separación interproximal con el dentado de sierra
- Simplificación del proceso de serrado gracias ala ancha zona sin diamantar en las tiras diamantadas con dentado de sierra
- Trabajo altamente eficiente gracias a la combinación de dentado en sierra y superficie de abrasión diamantada en un solo instrumento
- Alta rentabilidad gracias a la utilización de una base de metal inoxidable, altamente resistente
- Esterilizable

Aplicações

- Para dar forma na zona proximal de obturações
- Remoção de excessos proximais em obturações de compósito, acrílicos, cimentos de ionómero de vidro e amálgama
- Para a remoção de excessos de cimento depois de cimentar inlays, onlays e facetas

Vantagens

- Dar forma anatómica segura nas zonas proximais
- Facilidade de trabalho graças a uma rápida separação interproximal com as lâminas com forma de serra
- Simplificação do processo de corte graças à larga zona sem diamante nas tiras diamantadas com dentes de serra
- Trabalho altamente eficiente graças à combinação de dentes de serra e superfície de abrasão diamantada num só instrumento
- Alta rentabilidade graças à utilização numa base de metal inoxidável, altamente resistente
- Esterilizável



Rifinitura otturazioni
Preparación de obturaciones
Preparação de obturações

• Anello blu / Anillo azul / Anel azul
• Anello rosso / Anillo rojo / Anel vermelho
• Anello giallo / Anillo amarillo / Anel amarelo

• media / estándar / padrão
• fina / fino / fino
• extrafine / superfino / superfino

• 37 - 45 µm
• 30 - 40 µm
• 10 - 20 µm

• ISO No. 524
• ISO No. 514
• ISO No. 504