


CATALOGUE

Español





¡Les invitamos!
Cursos interesantes en el DBC,
para más información visite:
www.yeti-dental.com



Cómo contactarnos:

Central	<u>info@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-0
Ventas Alemania	<u>deutschland@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-21
Ventas Export	<u>export@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-19 +49 7733 9410-17 +49 7733 9410-24
FAX		+49 7733 9410-22
Servicio técnico de aparatos	<u>technik@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-14
Asistencia técnica laboratorio	<u>labor@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-20
Compras	<u>einkauf@yeti-dental.com</u>	Tel.: +49 7733 9410-18

Internet: [http:// www.yeti-dental.com](http://www.yeti-dental.com)

online shop [http:// www.yeti-dental.com/shop](http://www.yeti-dental.com/shop)

el portal de cera: [http:// www.dentalwax.com](http://www.dentalwax.com)





Fabricación del modelo
Preparación del muñon
Material para el bloqueo
Isolación

página 06 - 07
página 08 - 10
página 11
página 12



Ceras de inmersión
Ceras diagnósticas
Ceras para coronas y puentes
Ceras CAD / CAM
Remedios para la técnica de encerado
Resina fotopolimerizable para modelar
Preformas de cera
Hilos de cera

página 13 - 14
página 14
página 15 - 21
página 22
página 23
página 23
página 24 - 25
página 26



Piezas para esqueléticos

página 27 - 32



Técnica del duplicado

página 33




Instrumentos para encerado
Aparatos y accesorios

página 34
página 35 - 39



Revestimientos
Remedios
Metales

página 40 - 41
página 42
página 43



Cerámica
Accesorios para cerámica
Productos para pulir

página 44 - 47
página 48 - 49
página 50



Ceras en planchas
Ceras para el registro oclusal

página 51
página 52 - 53



WAX GIANT - double line -

Cera para modelar-color arena-con Inlet (opaque)
Cera para modelar gris con Inlet (opaque)
Cera para modelar con Inlet (ash-free)

- una calidad de cera excelente con una contracción mínima
- cera dura pero no frágil
- estabilidad estupenda en condición calentada
- permite la modelación de estructuras muy finas
- **Double Line** con inlet de cera cervical
- trabajo rápido y eficaz
- estabilidad en el puesto de trabajo, altura de trabajo sintonizada ergonómicamente
- dos anillos de espuma en los cuales el instrumento puede ser limpiado prácticamente

WAX GIANT - single line -

Cera cervical roja (ash-free)
Cera para modelar sand (opaque)
Cera para modelar gris (opaque)
Cera para modelar azul (ash-free)



STEAM OFF

- 5 colores dentina + bleach para todos los colores A1 - D4
- color dentina natural - para un maquillaje natural
- aplicación fácil - vaporizar el espaciador para compensar la expansión de la cerámica de inyección
- resistente al agua - el modelo se limpia fácilmente
- resultado tegumentario y homogéneo ya después de la primera aplicación
- una capa de 15 micras, sin descoloramiento del yeso

¡ Utilizar sólo con Iso Steam !

STEAM OFF vanilla (A2)	Art.-Nr. 591-0001
STEAM OFF sahara (A3)	Art.-Nr. 592-0001
STEAM OFF gold (A3,5 , B3, B4, D4)	Art.-Nr. 593-0001
STEAM OFF sand (A1, B1, B2, C1, D2)	Art.-Nr. 594-0001
STEAM OFF terra (C2, C3, A4, C4, D3)	Art.-Nr. 595-0001
STEAM OFF snow (bleach)	Art.-Nr. 596-0001
STEAM OFF - Set	Art.-Nr. 590-0006
ISO STEAM - Líquido aislante	Art.-Nr. 589-0001



easy Waxer & easy Waxer duo

- tiempo de calentamiento corto
- temperatura regulable hasta 190 °C / 374°F
- simple manejo de la temperatura por el ajustador
- relación rendimiento-precio imbatible
- no usa energía en modo stand-by

Pieza de Mano, Surtido de puntas para modelar véa pág. 35-36

easy Waxer	230 V	Art.-Nr. 413-0000
easy Waxer	115 V	Art.-Nr. 413-0115
easy Waxer duo	230 V	Art.-Nr. 415-0000
easy Waxer duo	115 V	Art.-Nr. 415-0115

Suministro: 2 piezas de mano con barra calentadora de 2 mm,
2 puntas para modelar PKT 1 y PKT 2



MAGIC DISC

- Discos de separación diamantados para cerámica
- ultra fino y altamente flexible
- resistente a la rotura y reforzada con fibras de vidrio
- ideal para afilar cerámica y circón
- alta eficacia de corte als separar los canales de fusión
- muy alta estabilidad y longevidad

MAGIC DISC	10 piezas	Art.-Nr. 399-2002
------------	-----------	-------------------



YETI ROCK III limón- tipo III

Apropiado para modelos completos, modelos para reparación y como zócalo para coronas dentadas.

- color agradable - los detalles son representados muy precisamente
- corto tiempo de desmoldeo
- características de fluidez muy buenas
- dureza Brinell 110N/mm²

YETI ROCK III limón

20 kg

Art.-Nr. 923-0020



YETI ROCK IV crema- tipo IV

Apropiado para coronas dentadas en la técnica de coronas y puentes, para modelos maestros y modelos en la técnica del colado.

- yeso super duro - estabilidad de borde, resistencia al rayado y al quebrantamiento
- corto tiempo de desmoldeo 30-40 min
- características de fluidez muy buenas
- tiempo de elaboración hasta 5,5 min
- muy duro - dureza Brinell 290N/mm²

YETI ROCK IV crema


20 kg

Art.-Nr. 924-0020

SIERRA DE MANO & HOJAS DE SIERRA MULTIFLEX

Una sierra de mano queda indispensable a pesar de tener una sierra mecánica. La sierra de mano no debe faltar al tener aserrados bajo ángulos extremos o si hay el peligro de lacerar el límite cervical.

- el puño considera los aspectos ergonómicos
- hojas de sierra de acero excelente
- material de cinta muy flexible - peligro de quebrantamiento reducido
- efecto de corte alto y longevidad
- arco para tesar rápidamente
- las hojas se pueden cambiar en pocos segundos
- disponibles en 3 espesores de corte:
0,15 mm, 0,18 mm y 0,25 mm



Sierra de mano con arco para tesar rápidamente

MULTIFLEX Hojas de sierra	0,25 x 3 mm	12 piezas	Art.-Nr. 983-0000
MULTIFLEX Hojas de sierra	0,25 x 3 mm	144 piezas	Art.-Nr. 972-0000
MULTIFLEX Hojas de sierra	0,15 x 3 mm	12 piezas	Art.-Nr. 974-0000
MULTIFLEX Hojas de sierra	0,18 x 3 mm	12 piezas	Art.-Nr. 976-0000
MULTIFLEX Hojas de sierra	0,18 x 3 mm	144 piezas	Art.-Nr. 976-1000



Cera boxing, roja

La cera boxing de Yeti es una cera flexible, fina y resistente a la rotura que se utiliza para la preparación simple e individual de modelos.

Se adapta en modo circular alrededor del modelo y forma de este modo, después de haber echado el yeso, un zócalo para el modelo de trabajo.

- fabricación del modelo posible sin moldeador de zócalo
- ahorro de tiempo - ningún tiempo de espera, porque el yeso mezclado puede ser echado directamente
- apropiado para la fabricación de coronas dentadas superiores e inferiores y de modelos completos, como también de zócalos Splitcast individuales

Medidas: 300 x 40 x 1,5 mm

Cera boxing, roja

400 g

Art.-Nr. 603-0400



Cera de perifería, roja

para un borde funcional perfecto

Por su flexibilidad y buena habilidad de adhesión la cera de perifería puede ser colocada alrededor del modelo rápidamente. Con un tiempo corto de emanación queda ideal para una fabricación segura del modelo.

- limitación del borde funcional en la fabricación de modelos con cucharas individuales
- limitación del yeso para cucharas confectionadas, con eso un desmoldeo más fácil y menos tensión en los otros dientes
- fabricación del modelo más rápida, porque la marcación en color del borde funcional y el recortar del yeso no son necesarias

longitud 300 mm, Ø 5,00 mm

Cera de perifería, roja

360g

Art.-Nr. 602-0360

SAKURA Lápiz marcador

Lápiz para marcar el límite cervical.

- marcación confiable en todos los yesos
- la mina no contiene grafito ni cera, para así obtener
 - excelentes resultados de colado
 - una fijación duradera con YETI CLEAR SPACER
- el color azul de la mina crea un buen contraste con la cera cervical roja

SAKURA Lápiz marcador	1 pieza	Art.-Nr. 986-0000
Minas de recambio:		
minas azules sin grafito ni cera	0,5 mm 12 piezas	Art.-Nr. 986-1000



MODO DE PROCEDER:

1.



- descubrir el límite cervical

2.



SAKURA
Lápiz marcador
Art.-Nr. 986-0000

Los SPACER lacran el muñón de yeso y sirven para simular el espacio necesitado para el cemento fijador entre la corona y el muñón. Si por descuido en la fabricación del modelo obtenemos imprecisiones, la modelación más bonita resulta ser en vano. Consciente de la importancia, le ofrecemos espaciadores que corresponden a las exigencias más altas. Parte de esto forman una aplicación de capas homogéneas, como también capas en diferentes espesores resistentes al rayado y a la evaporación.



CLEAR SPACER transparente 3 micras

Se aplica en todo el muñón también debajo del límite cervical.

Crea una capa de 3 micras en yeso seco.

- lacra la superficie del muñón
- base para ligazón química con otros espaciadores

CLEAR SPACER transparente	
1 x 20 ml	Art.-Nr. 501-0001
6 x 20 ml	Art.-Nr. 501-0006



COLOR SPACER rojo 7 micras

Aplicar 1 mm encima del límite cervical.

Crea una capa de 7 micras sobre CLEAR SPACER.

- este espaciador nos indica su secado cambiando su color de naranja a rojo
- resultados perfectos en la técnica de inlays y onlays
- transparente, las líneas marcadas en el muñón quedan visibles
- sin pigmentos colorantes, no es necesario agitar la botella antes del uso

COLOR SPACER rojo	
1 x 20 ml	Art.-Nr. 500-0001
6 x 20 ml	Art.-Nr. 500-0006



DIE SPACER amarillo 7 micras


Aplicar 1 mm encima del límite cervical.

Crea una capa de 7 micras sobre CLEAR SPACER.

- capa amarilla tegumentaria
- para la técnica de coronas y puentes

DIE SPACER amarillo	
1 x 20 ml	Art.-Nr. 502-0001
6 x 20 ml	Art.-Nr. 502-0006

3.



CLEAR SPACER 3 micras

- fijado del límite cervical, sellado del muñón, base para otros espaciadores


4.



COLOR SPACER rojo 7 micras

- aplicar 1mm encima del límite cervical

5.



CUTEX Cera para el bloqueo Art.-Nr. 723-0000

- (véa ceras especiales)
- bloqueo de cavidades

alternativa:

4.



DIE SPACER amarillo 7 micras

- aplicar 1mm encima del límite cervical



DIE SPACER azul 10 micras

Aplicar 1 mm encima del límite cervical.
Crea una capa de 10 micras sobre CLEAR SPACER.
- seca rápidamente
- superficie tegumentaria de color azul

DIE SPACER azul
1 x 20 ml Art.-Nr. 505-0001
6 x 20 ml Art.-Nr. 505-0006



DIE SPACER dentina 10 micras

Aplicar 1 mm encima del límite cervical. Crea una capa de 10 micras sobre CLEAR SPACER.
- el color armoniza con los cementos corrientes
- no perjudica el color en las coronas de cerámica (porque no trasluce el color del espaciador)

DIE SPACER dentina
1 x 20 ml Art.-Nr. 506-0001
6 x 20 ml Art.-Nr. 506-0006



DIE SPACER oro 13 micras

Aplicar 1 mm encima del límite cervical. Crea una capa de 13 micras sobre CLEAR SPACER.
- puede ser utilizado también como segunda capa de espaciador sobre el DIE SPACER amarillo o plata
- superficie tegumentaria de color oro

DIE SPACER oro
1 x 20 ml Art.-Nr. 504-0001
6 x 20 ml Art.-Nr. 504-0006



DIE SPACER plata 13 micras

Aplicar 1 mm encima del límite cervical. Crea una capa de 13 micras sobre CLEAR SPACER.
- puede ser utilizado también como segunda capa de espaciador sobre el DIE SPACER amarillo u oro
- superficie tegumentaria de color plata

DIE SPACER plata
1 x 20 ml Art.-Nr. 503-0001
6 x 20 ml Art.-Nr. 503-0006



THINNER (no apropiado para espaciadores fotopolimerizables)

Diluyente universal para nuestros espaciadores. Por botellas de espaciadores mal o no cerradas se evaporan componentes de los líquidos, lo que puede causar un ligero espesamiento. Para obtener la consistencia original recomendamos el uso del THINNER.


THINNER
1 x 20 ml Art.-Nr. 510-0001
6 x 20 ml Art.-Nr. 510-0006

MODO DE PROCEDER:




DIE SPACER azul 10 micras
- aplicar 1mm encima del límite cervical

alternativa:




DIE SPACER dentina 10 micras
- aplicar 1mm encima del límite cervical

alternativa:




DIE SPACER oro 13 micras
- aplicar 1mm encima del límite cervical




o como segunda capa como descrito en el texto

alternativa:



DIE SPACER plata 13 micras
- aplicar 1mm encima del límite cervical



o como segunda capa como descrito en el texto

Espaciadores fotopolimerizables - Light Spacer -



LIGHT SPACER

Las ventajas del espaciador fotopolimerizable LIGHT SPACER:

- polimerización uniforme
- crea una superficie muy dura y resistente
- resistente al rayado y a la evaporación
- superficies muy lisas - descolgar la modelación de cera sin aclareo
- excelente adhesión en las superficies de yeso
- tiempo de aplicación no limitada - endurecimiento empieza sólo en el aparato fotopolimerizador

Endurecimiento en cualquier aparato eficiente para la fotopolimerización.
(Recomendamos el PRECI NT SHUTTLE pág. 39)

Duración de la fotopolimerización: aprox. 2 - 5 min
Suministro: en botellas protectoras a la luz de 10 ml


¡Los LIGHT SPACER solo son combinables entre ellos!

¡No mezclar con otros espaciadores!

LIGHT SPACER transparente, 3 micras	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-1000
LIGHT SPACER rojo, 10 micras	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-2000
LIGHT SPACER azul, 10 micras	1 x 10 ml	Art.-Nr. 520-3000

MODO DE PROCEDER:

1.+ 2. (véa pág. 08)



LIGHT SPACER

transparente 3 micras

- fijado del límite cervical,
- sellado del muñón,
- base para otros espaciadores fotopolimerizables
- polimerización



LIGHT SPACER

rojo 10 micras

- aplicar 1mm encima del límite cervical
- polimerización

LIGHT SPACER

azul 10 micras

- aplicar 1mm encima del límite cervical
- polimerización



DIE HARDENER 0 micras

No deja ninguna capa ya que es absorbido por el yeso completamente.

- endurece, lacra y deja la superficie del yeso lisa
- protección contra cargas mecánicas
- mejores resultados con la aplicación antes de duplicar
- repele el agua y la suciedad



Recomendamos el uso también para inlays y coronas parciales, pero solamente en el área del límite cervical. La zona restante se prepara con espaciadores.

No apropiado como imprimación ya que la adhesión entre espaciador y endurecedor no es óptima y los disolventes del endurecedor podrían dañar las capas de espaciadores ya aplicadas anteriormente.

DIE HARDENER

1 x 20 ml	botella con pincel	Art.-Nr. 540-0001
6 x 20 ml	botella con pincel	Art.-Nr. 540-0006
1 x 250 ml	botella de relleno	Art.-Nr. 540-0250

1.+ 2. (véa pág. 08)



DIE HARDENER


0 micras

- endurece la superficie de yeso
- aplicar solo debajo del límite cervical si se aplican también espaciadores (encima del límite cervical)

DIE HARDENER

0 micras

- endurece la superficie de yeso
- aplicar en todo el muñón si no se aplican espaciadores



DIE BLOC material fotopolimerizable para el bloqueo


- puede ser usado con todos los SPACER - sin capa de dispersión
- utilización precisa y dosada gracias a su consistencia líquida y en pasta
- termo-estabilidad al inmergir y embutir
- suministro en jeringa lista para el uso

Duración de polimerización: aprox. 4 - 5 min. dependiendo del espesor del material y de la potencia del aparato de fotopolimerización


DIE BLOC pasta	1 x 3 g	Art.-Nr. 890-1200
DIE BLOC líquido	1 x 2 ml	Art.-Nr. 890-1201



aplicar DIE-BLOC antes de utilizar SPACER



DIE-BLOC pasta



DIE-BLOC líquido




CUTEX BOND Cera para el bloqueo

***no apropiado para la técnica del colado -
quema dejando residuos***

- para bloquear férulas de protección oclusal y muñones
- espaciadores aplicables sobre la cera
- consistencia muy dura
- punto de fusión 94°C
- apropiado para embutir
- forma de cilindro „compact“

CUTEX BOND	45 g	Art.-Nr. 723-1000
------------	------	-------------------

**CUTEX BOND puede ser
utilizado antes o después de
la aplicación de los SPACER**




CUTEX Cera para el bloqueo

***no apropiado para la técnica del colado -
quema dejando residuos***

- para bloquear cavidades o imperfecciones en los muñones
- una cera super dura
- raspando se deja adaptar precisamente a la contura del muñón
- punto de fusión muy alto -
impide la ligazón con las ceras de inmersión, de base y cervical de YETI.

**utilizar CUTEX
sólo después de la aplicación
de los SPACER**



Utilizo: **después de la aplicación de los espaciadores**

CUTEX se deja quitar fácilmente del muñón después de haber terminado el trabajo. El dentista obtendrá un resultado perfecto con un muñón inalterado.

CUTEX Cera para el bloqueo	20 g	Art.-Nr. 723-0000
----------------------------	------	-------------------



Set de preparación

El set de preparación es un accesorio para la preparación sistemática del muñón. Los espaciadores y el líquido aislante son sintonizados y sinópticos en la aplicación.

Isolar con la esponja de isolación es pan comido. El muñón es sumergido, girado por 90° y listo.

La mecha de microfibras trasporta de modo confiable la cantidad justa de líquido aislante del tanque a la esponja especial para isolación.

No es necesario soplar isolación sobrante, pero se obtienen siempre capas de isolación limpias, parsimoniosas, finas y uniformes.

El set de preparación consiste de:

- 1 placa de vidrio acrílico con 4 profundidades para las botellas de los líquidos
- con 4 patas antiresbaladizas
- 1 depósito con esponja para el líquido aislante
- 1 botella CLEAR SPACER 20 ml
- 1 botella DIE SPACER amarillo 20 ml
- 1 botella YETI-LUBE 20 ml

La cuarta profundidad en la placa de plexiglás es para el espaciador de su gusto individual.

Set de preparación: Unidad para aislar con espaciador y aislante respectivamente 20 ml CLEAR SPACER, DIE SPACER amarillo e YETI LUBE Art.-Nr. 555-0000

Set de preparación sin líquidos Art.-Nr. 555-1000

Esponja de recambio con mecha Art.-Nr. 555-2000

esponja especial rociada con LUBE

tapa de protección contra polvo transparente

depósito para líquido aislante

mecha de microfibra para un transporte constante del YETI LUBE

placa de vidrio acrílico:
- 4 patas antiresbaladizas
- 4 profundidades para las botellas



YETI LUBE

YETI LUBE es un aislante sintonizado a nuestra gama de ceras y espaciadores. No contiene alcohol ni disolventes, es hidrosoluble y no reacciona con revestimientos.

También con el uso más parsimonioso tiene un efecto aislante enorme, lo que impide estrías y anillos dentro de la corona.

YETI LUBE para aislar la cera contra yeso, metal y cera.

El aislamiento permanece incluso 24 horas.

YETI LUBE

1 x 20 ml	botella con pincel	Art.-Nr. 550-0001
6 x 20 ml	botella con pincel	Art.-Nr. 550-0006
1 x 250 ml	botella de recambio	Art.-Nr. 550-0250



ISO QUICK

Un lápiz manejable cargado con YETI LUBE.

- aplicación fina y dosada sin gotear y manchar
- fácil y rápido de recargar
- para el uso en todo el laboratorio
- económico y fácil de usar

- 2 puntas diferentes:
una ancha y plana y la otra aguda y fina

1 Lápiz aislante	Art.-Nr. 550-0000
1 x 250 ml Botella de relleno	Art.-Nr. 550-0250



Las **ceras de inmersión** son adaptadas especialmente al uso en aparatos de inmersión eléctricos. La calidad de estas ceras no será afectada tampoco si la consistencia líquida es mantenida durante todo el día en el tanque de cera para inmersión. Presuposición es el procesamiento en aparatos de inmersión de calidad, como p.ej. nuestros aparatos DIPPY, que tienen un sistema de calentamiento alrededor del tanque y mantienen la temperatura elegida $\pm 0,5^\circ\text{C}$. Se reduce el tiempo de trabajo obteniendo cofias muy precisas cuyo espesor está definido por la temperatura elegida. Ofrecemos ceras de inmersión en 3 calidades distintas que además son mezclables entre ellas.




PRECI DIP Cera de inmersión

- cera de inmersión muy precisa
- superficie lisa, mínimo trabajo de repaso en metal
- el espesor de las capas es uniforme y reproducible
- sin bordes finos ni gotas
- cera excedente al límite cervical puede ser retirada cortándola fácilmente
- material con poca elasticidad para más estabilidad
- dosificación fácil
- ashfree - quema sin dejar residuos

PRECI DIP

Cera de inmersión amarilla, 150 g Art.-Nr. 740-1150
Cera de inmersión roja, 150 g Art.-Nr. 740-2150




ELASTO DIP Cera de inmersión

- capas de cera casi indestructibles
- por resinas naturales añadidas alta elasticidad y estabilidad de la forma
- adecuada especialmente para la realización de partes secundarias en la técnica de conometría y de telescopio
- dosificación fácil y mezclable con la cera más dura, PRECI DIP
- ashfree - quema sin dejar residuos

ELASTO DIP

Cera de inmersión azul, 150 g Art.-Nr. 750-0150
Cera de inmersión pink, 150 g Art.-Nr. 750-2150
Cera de inmersión roja, 150 g Art.-Nr. 750-3150
Cera de inmersión marrón, 150 g Art.-Nr. 750-4150



Recomendaciones para el uso de las ceras de inmersión YETI:

PROBLEMA:

capa muy gruesa y desigual

grandes gotas en la capa

ranuras en el interior de la capa


la capa es difícil de sacar

SOLUCION:

- usar aparato de inmersión con calentamiento directamente alrededor del tanque
- cuanto más alta la temperatura - más fina la capa
- inmergir rápidamente y sacar lentamente sobre un borde
- precalentar el muñon de yeso
- bloquear cavidades (véa pág. 11)
- aislar primeramente con YETI LUBE
- sacar con dique de caucho o pañuelo de látex

DUO DIP Cera de inmersión

DUO DIP es una mezcla de ceras de inmersión práctica y lista para el uso. Por la granulación lisa y redondeada la cera puede ser vertida de modo casi fluido. Eso garantiza un relleno rápido, limpio y preciso del aparato de inmersión.



DUO DIP cera de inmersión naranja (ashfree), contenido: 80 g
Art.-Nr. 741-0000

CREATION SET

12 ceras de diferentes colores para aprender la dispendiosa técnica del encerado en capas para la construcción de una corona en cerámica. Con el CREATION SET la representación viva y fiel al natural de la restauración, para dentista y paciente, es también posible en cera. Gracias a su punto de fundación elevado la cera es apropiada para una prueba o un veneer provisorio en la boca del paciente.



- 10 = esmeralda
- 11 = gris transparente
- 12 = blanco transparente
- 13 = azul transparente
- 14 = amarillo
- 15 = naranja
- 16 = dentina
- 17 = dentina clara
- 18 = color cervical
- 19 = marrón
- 20 = marrón oscuro rojizo
- 21 = marrón claro rojizo



- colores adicionales (no contenidos en el Set):
- 22 = transparente clara
 - 23 = plata
 - 24 = oro
 - 25 = negro

Art.-Nr. 760-0000 CREATION SET de 12 colores: 8 g por color color 10 hasta 21
 Art.-Nr. 760-1000 recambio I : 8 g por color color 10 hasta 15
 Art.-Nr. 760-2000 recambio II : 8 g por color color 16 hasta 21
 Art.-Nr. 760-3000 recambio III: 8 g por color 2x color 10 y colores adicionales 22 hasta 25
 Art.-Nr. 760-00 + número final correspondiente (10 - 25) - color singular obtenible en paquete de 6 (6 x 8 g)



IQ Cera diagnóstica, dentina

¡no apropiada para el colado!


- para el encerado diagnóstico
- fácil de raspar
- punto de fusión elevado
- color adaptado al color de la dentina

IQ Cera diagnóstica dentina
 Color: dentina, opaca
 Contenido: 45 g
 Art.-Nr. 761-5000



IQ Cera de colado (coronas y puentes) para la técnica del encerado natural NAT según Dieter Schulz

El concepto de NAT es un concepto de trabajo internacionalmente reconocido para la restauración oclusal. Algunas universidades en Alemania y también a nivel internacional como por ejemplo en Italia, Japón, Corea y en Suiza ya enseñan y usan este concepto único en el mundo y científicamente compacto.



Los coordinados de movimiento naturales mecánicos son adjudicados según su función en el compás oclusal y se reflejan en el concepto del encerado. A cada dirección funcional corresponde un color de cera, enseguida se nota la influencia de los segmentos singulares sobre los movimientos de masticación. Este concepto de trabajo único para la morfología funcional se lo debemos al Señor Dieter Schulz y a su cooperación estrecha de muchas décadas entre dentista y odontotécnico.

contenido: 8 g por color

IQ OPAQUE ceras para modelar: azul, gris, amarilla neón, verde neón;
cera base: caramelo; cera cervical: negra
IQ OPAQUE cera de colado para NAT

Art.-Nr. 102-0001M

IQ ASH-FREE ceras para modelar: azul, gris, amarilla neón, verde neón;
cera base: caramelo; cera cervical: negra
IQ ASH-FREE cera de colado para NAT

Art.-Nr. 102-0000M

NAWAX COMPACT Cera para modelar según Dieter Schulz

Una cera profesional y apta a la abrasión para la elaboración de dientes naturales y funcionales.

Características particulares:

- máxima estabilidad incluso durante la modelación de estructuras mínimas en la morfología de construcción
- por eso es un trabajo rápido y racional
- muy buenas características de abrasión para la morfología funcional
- por el grado de dureza elevado:
 - sin suspensión del modelado
 - sin necesidad de desgaste después del colar
- superficies muy lisas
- el agradable color da alivio para los ojos
- características para modelar excelentes

Una reproducción optimal para el colado.



NAWAX COMPACT

arena 45g
gris claro 45g
albaricoque 45g

Art.-Nr. 717-5101

Art.-Nr. 718-5101

Art.-Nr. 719-5101



IQ PEARL WAX, cera para modelar en forma de perlas

¡Las ceras IQ también en forma de perlas!

- absorber rápidamente la cera también a temperaturas bajas
- es fácil de controlar la cantidad de la cera absorbida:
 - pequeñas cantidades para la zona oclusal
 - cantidades más grandes para la base de la corona

¡En todos los colores ashfree / libre de titanio dióxido!

Calidad de la cera de modelación IQ:

- gran estabilidad interna, muy dura sin ser quebradiza
- punto de solidificación 62°C
- excelentes características de modelación
- fácil de raspar
- libre de materiales sintéticos
- casi sin contracción gracias al añadido de micro ceras
- el dispensador es fácil de limpiar / evaporar

Suministro: - 80 g de perlas de cera en una caja transparente sin dispensador (zócalo)

- dispensador / zócalo disponible por separado, ya que es reutilizable permanentemente



IQ PEARL WAX	azul	80 g	Art.-Nr. 709-5010
IQ PEARL WAX	beige	80 g	Art.-Nr. 710-5010
IQ PEARL WAX	verde neón	80 g	Art.-Nr. 713-5010
IQ PEARL WAX	gris	80 g	Art.-Nr. 714-5010
IQ PEARL WAX	amarillo neón	80 g	Art.-Nr. 715-5010

Dispensador de cera / zócalo para IQ PEARL WAX	plástico blanco	Art.-Nr. 900-0000
--	-----------------	-------------------



IQ CERAS PARA MODELAR Y CERAS ESPECIALES



IQ COMPACT Ceras para modelar y especiales en cilindro



IQ Ceras para modelar y especiales en latas

IQ Cera para modelar según D.Schulz y N.Langner

Junto con famosos maestros odontotécnicos hemos desarrollado la nueva cera para modelar IQ. Nos alegramos de poder ofrecerle otra cera para modelar de alta calidad para cualquier aplicación.

- gran estabilidad interna - muy dura sin ser quebradiza
- punto de solidificación elevado: ashfree 62°C, opaca 63°C - la cera ideal para el verano
- estabilidad excepcional - facilita la construcción de las formas dentales
- excelentes características de modelación - aplicación precisa de detalles oclusales
- fácil de raspar
- casi sin contracción y absolutamente justo gracias al añadido de micro ceras

- Suministro: - 45 g en lata o en forma cilíndrica como IQ compact
- disponible en ASH-FREE o OPAQUE

Calidad / color de la cera	IQ ASH-FREE Lata	IQ OPAQUE Lata	IQ COMPACT ASH-FREE Cilindro	IQ COMPACT OPAQUE Cilindro
Cera para modelar azul	Art.-Nr. 709-5000	Art.-Nr. 709-5001	Art.-Nr. 709-5100	Art.-Nr. 709-5101
Cera para modelar beige	Art.-Nr. 710-5000	Art.-Nr. 710-5001	Art.-Nr. 710-5100	Art.-Nr. 710-5101
Cera p. mod. verde neón	Art.-Nr. 713-5000	Art.-Nr. 713-5001	Art.-Nr. 713-5100	Art.-Nr. 713-5101
Cera para modelar gris	Art.-Nr. 714-5000	Art.-Nr. 714-5001	Art.-Nr. 714-5100	Art.-Nr. 714-5101
Cera p. mod. amarillo neón			Art.-Nr. 715-5100	Art.-Nr. 715-5101
Cera para modelar blanca			Art.-Nr. 716-5100	Art.-Nr. 716-5101

IQ CERAS ESPECIALES: cera base caramelo y cera cervical negra

IQ CERA CERVICAL, negra

- cera cervical dura - permite márgenes raspados apurados
- contraste claro con el límite cervical por una densidad de color alta



IQ CERA BASE, caramelo

- muy blanda - nivela desigualdades
- muy buena adaptación, ligeramente pegajosa
- sirve como zona tope entre el muñon y la cera de modelación dura



Calidad / color de cera	IQ ASH-FREE Lata	IQ COMPACT ASH-FREE Cilindro
Cera cervical negra	Art.-Nr. 720-5000	Art.-Nr. 720-5100
Cera base caramelo	Art.-Nr. 722-5000	Art.-Nr. 722-5100





THOWAX Cera para modelar

THOWAX es una cera de modelación para coronas, puentes e inlays.

Consiste de ceras naturales sin ingredientes sintéticos.

THOWAX ha ganado una excelente reputación a nivel nacional e internacional gracias a sus características de modelación únicas.



- características de modelación excelentes por ingredientes de moléculas cortas
- es posible estirar la gota
- enfriamiento rápido permite un trabajo eficaz
- permite modelaciones de detalles muy finos sin cubrir fisuras
- opaca en estado líquido - su forma se puede observar ya durante su aplicación
- alta densidad molecular - fácil de raspar, deja virutas limpias y superficies lisas
- sintonizado con nuestras ceras de inmersión y ceras especiales
- libre de ingredientes sintéticos
- disponible en latas de 70 g y en parte también en forma de cilindro (véa pág. 20)

THOWAX Cera para modelar	beige con marrón	opaca	70g	Art.-Nr. 700-0000
THOWAX Cera para modelar	roja	poco opaca	70g	Art.-Nr. 708-0000
THOWAX Cera para modelar	azul	poco opaca	70g	Art.-Nr. 709-0000
THOWAX Cera para modelar	beige	opaca	70g	Art.-Nr. 710-0000
THOWAX Cera para modelar	marrón	poco opaca	70g	Art.-Nr. 711-0000
THOWAX Cera para modelar	violeta	poco opaca	70g	Art.-Nr. 712-0000
THOWAX Cera para modelar	verde	poco opaca	70g	Art.-Nr. 713-0000
THOWAX Cera para modelar	gris	opaca	70g	Art.-Nr. 714-0000

VKS - Ceras para sistemas de cerámica integral (p.ej. K2 press)

Las ceras VKS son ceras para el sistema de cerámica integral producidas en la calidad de la cera THOWAX. Estas son filtradas varias veces para obtener una cera sin componentes opaquescientes que podrían reaccionar de manera no deseada con los objetos de colado o los revestimientos especiales. Sin embargo las características de modelación usuales de THOWAX han sido mantenidas.



VKS Cera de modelación
beige-transparente, 70g Art.-Nr. 710-2000

VKS Cera de modelación
gris-transparente, 70g Art.-Nr. 714-2000

VKS Cera base
burdeos, 70g Art.-Nr. 722-2000



THOWAX Ceras especiales

Con ceras muy desarrolladas, sintonizadas precisamente a la respectiva área de uso, garantizamos características óptimas también en las aplicaciones especiales.

Todas las ceras son obtenibles en latas de 70 g y en parte en forma de chip (véa pág. 20).



CERA CERVICAL, roja

- cera muy blanda
- cera libre de tensiones y suavemente fluida para bordes de corona justos
- adaptación muy fina al límite cervical posible

CERA CERVICAL, roja

Art.-Nr. 720-0000



CERA BASE, burdeos

La cera base sirve como primera capa en la modelación de inlays, coronas, partes secundarias o para la ceradura marginal.

- su alta densidad y su dureza permiten un raspado tajante del borde de la corona
- estabilidad dimensional, sin contracciones y justa
- opaca para un buen contraste con el muñon de yeso

CERA BASE, burdeos Art.-Nr. 722-0000



CERA PARA FRESADO, gris opaca/verde transparente

- fresable con cualquier fresadora de metal a 5000 upm
- deja virutas limpias y superficies lisas
- buenas características de modelación a pesar de su elevada dureza
- eventuales desigualdades de las superficies fresadas son fácilmente visibles

CERA PARA FRESADO, gris opaca Art.-Nr. 727-0000

CERA PARA FRESADO, verde transp. Art.-Nr. 725-0000



CERA COLANTE, beige

No apropiada para la técnica del colado, quema dejando residuos

- remedio para fijar partes como en la reparación de prótesis quebradas o para soldar piezas de metal
- muy dura, señala cualquier deslizamiento quebrándose inmediatamente

CERA COLANTE, beige

Art.-Nr. 724-0000



CERA STICK-ON, pink neón

Para posicionar canales de fusión, adaptar y alinear eslabones intermedios.

- alta adhesión, corrección fácil de la posición
- cera colante que permanece siempre blanda
- quema sin dejar residuos

CERA STICK-ON, pink neón

Art.-Nr. 726-0000


MONOLITH THOWAX CHIP

Hay también forma más delicada del nuestro THOWAX. En vez de latas de 70 g puede adquirir el zócalo MONOLITH y como relleno respectivamente 3 x 20 g chips de cera. Esta forma de suministro tiene más ventajas a parte de la calidad usual del THOWAX.

- un imán fija la cera encima del zócalo MONOLITH
- zócalo de metal macizo muy estable
- 4 patas antiresbaladizas
- cambio de los chips fácil y rápido
- chips de 20 g - consumo más rápido - sin impurezas
- absorción de cera de todos los lados posible y con postura de mano ergonómica - altura de trabajo agradable
- parsimonioso - consumo entero del chip de cera
- protección contra polvo por tapa transparente

Suministro: 3 x 20 g chips de un color

Chip de cera para modelar	beige	Art.-Nr. 710-1000
Chip de cera para modelar	gris	Art.-Nr. 714-1000
Chip de cera cervical	rojo	Art.-Nr. 720-1000
Chip de cera base	burdeos	Art.-Nr. 722-1000
Chip de cera para fresar	verde	Art.-Nr. 725-1000
MONOLITH zócalo de metal con tapa transparente sin chip de cera		Art.-Nr. 701-1000



imán en el chip de cera - adhesión segura en el zócalo de metal



SET DE MUESTRAS Líquidos y THOWAX

Queremos presentarnos a Usted con este set de muestras para conocer nuestros productos.

Un popurrí de espaciador, isolación, líquido indicador, ceras para modelar y ceras especiales puede ayudarle en tomar la decisión para un cierto producto. Instrucciones de uso detalladas garantizan un uso correcto y un sucesso inmediato con nuestros productos.

SET DE MUESTRAS

Art.-Nr. 100-0000M

Contenido: THOWAX Cera para modelar gris, THOWAX Cera para modelar beige, THOWAX Cera base burdeos, THOWAX Cera cervical roja, CLEAR SPACER Espaciador transparente, YETI LUBE Isolación, BLUE MARKER Líquido indicador



Descripción del producto	Art.-Nr.	color	transparente/ opaca	para cerámica integral	punto de solidificación	página	
IQ PEARL WAX Cera para modelar en perlas	709-5010	azul	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	16	ceras para modelar
IQ PEARL WAX Cera para modelar en perlas	710-5010	beige	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	16	
IQ PEARL WAX Cera para modelar en perlas	713-5010	verde neón	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	16	
IQ PEARL WAX Cera para modelar en perlas	714-5010	gris	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	16	
IQ PEARL WAX Cera para modelar en perlas	715-5010	amarilla neón	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	16	
IQ ASH-FREE Cera para modelar	709-5000	azul	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ ASH-FREE Cera para modelar	710-5000	beige	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ ASH-FREE Cera para modelar	713-5000	verde neón	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ ASH-FREE Cera para modelar	714-5000	gris	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ OPAQUE Cera para modelar	709-5001	azul	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ OPAQUE Cera para modelar	710-5001	beige	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ OPAQUE Cera para modelar	713-5001	verde neón	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ OPAQUE Cera para modelar	714-5001	gris	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	709-5100	azul	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	710-5100	beige	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	713-5100	verde neón	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	714-5100	gris	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	715-5100	amarilla neón	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera para modelar	716-5100	blanca	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	709-5101	azul	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	710-5101	beige	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	713-5101	verde neón	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	714-5101	gris	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	715-5101	amarilla neón	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
IQ COMPACT OPAQUE Cera para modelar	716-5101	blanca	opaca		63 °C = 145,4 °F	17	
NAWAX COMPACT Cera para modelar	717-5101	arena	opaca		63 °C = 145,4 °F	15	ceras especiales
NAWAX COMPACT Cera para modelar	718-5101	gris clara	opaca		63 °C = 145,4 °F	15	
NAWAX COMPACT Cera para modelar	719-5101	albaricoque	opaca		63 °C = 145,4 °F	15	
THOWAX Cera para modelar	700-0000	beige / marrón	opaca		64 °C = 147,2 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	708-0000	roja	poco opaca		63 °C = 145,4 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	709-0000	azul	poco opaca		63 °C = 145,4 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	710-0000	beige	opaca		64 °C = 147,2 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	711-0000	marrón	poco opaca		63 °C = 145,4 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	712-0000	violeta	poco opaca		63 °C = 145,4 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	713-0000	verde	poco opaca		63 °C = 145,4 °F	18	
THOWAX Cera para modelar	714-0000	gris	opaca		64 °C = 147,2 °F	18	
VKS Cera para modelar	710-2000	beige	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	18	
VKS Cera para modelar	714-2000	gris	transparente	X	62 °C = 143,6 °F	18	
Chip de cera para modelar	710-1000	beige	opaca		64 °C = 147,2 °F	20	
Chip de cera para modelar	714-1000	gris	opaca		64 °C = 147,2 °F	20	
CONSEQUENT Cera universal	728-0010	verde	opaca		60 °C = 140,0 °F	28	
CONSEQUENT Cera universal	728-0020	roja	opaca		60 °C = 140,0 °F	28	
CONSEQUENT Cera universal	728-0030	azul	opaca		60 °C = 140,0 °F	28	
IQ ASH-FREE Cera cervical	720-5000	negra	transparente	X	60 °C = 140,0 °F	17	
IQ COMPACT ASH-FREE Cera cervical	720-5100	negra	transparente	X	60 °C = 140,0 °F	17	
THOWAX Cera cervical	720-0000	roja	transparente	X	65 °C = 149,0 °F	19	
Chip de cera cervical	720-1000	roja	transparente	X	65 °C = 149,0 °F	20	
IQ ASH-FREE Cera base	722-5000	caramelo	transparente	X	58 °C = 136,4 °F	17	ceras especiales
IQ COMPACT ASH-FREE Cera base	722-5100	caramelo	transparente	X	58 °C = 136,4 °F	17	
THOWAX Cera base	722-0000	burdeos	opaca		59 °C = 138,2 °F	19	
Chip de cera base	722-1000	burdeos	opaca		59 °C = 138,2 °F	20	
VKS Cera base	722-2000	burdeos	transparente	X	58 °C = 136,4 °F	18	
THOWAX Cera para fresado	725-0000	verde	transparente	X	60 °C = 140,0 °F	19	
THOWAX Cera para fresado	727-0000	gris	opaca		61 °C = 141,8 °F	19	
Chip de cera para fresado	725-1000	verde	transparente	X	60 °C = 140,0 °F	20	
THOWAX CERA STICK-ON	726-0000	pink neón	transparente	X	68 °C = 154,4 °F	19	



CAD / CAM Discos de cera


Nuevamente se reflejan versatilidad y competencia en los discos de cera lanzados por la empresa YETI Dentalprodukte GmbH.

La estabilidad de la composición de cera permite a la fresadora el trabajar en un espacio mínimo para llegar a un provecho máximo. También al momento de extracción de las piezas fresadas, los deseos sobre la estabilidad y la homogeneidad de la superficie no quedan sin cumplir.

El punto de gota está a los 120°C. Esto garantiza que las virutas de cera no se funden en el espacio de trabajo y la aspiración permanece eficaz.

Ofrecemos el disco con un diámetro de 9,85 cm y una altura de 2,0 cm en el color beige con una calidad dura y en el color gris con una calidad normal.

Evidentemente el especialista de cera ofrece las dos calidades en una micro cera que quema sin dejar residuos y que es inofensiva al revestimiento (estabilizada frente a temperatura).



Medidas: diámetro = 9,85 cm
altura = 2,0 cm

Calidades de cera: beige = calidad dura
gris = calidad normal

Contenido: 1 pieza

CAD / CAM disco de cera		
beige	calidad dura	Art.-Nr. 790-0600
gris	calidad normal	Art.-Nr. 790-0500



CAD / CAM Cera para escanear, beige

Una cera de modelación opaca al laser y a la luz especialmente para la técnica CAD / CAM.

- garantiza los mejores resultados de escaneado y adaptaciones

Color: beige

Contenido: 45 g

CAD / CAM Cera para escanear, beige Art.-Nr. 729-5000



POLVO DE OCLUSIÓN

El polvo de oclusión es de pura cera, blanca y fina.

- aplicación fácil y rápida con un pincel
- para reconocer los contactos oclusales prematuros y perturbantes en el articulador sin ejercer presión en el modelo
- posible uso también como "freno" de la cera líquida
- quema sin dejar residuos, no tiene que quitarse con agua

Polvo de oclusión blanco 17 g

Art.-Nr. 730-0000

PINCEL DE CERA



Pincel para alisar y pulir superficies de cera sin desperfilar las formas características del diente. Igualmente se dejan alisar desigualdades después del raspado. La dureza y el efecto están adaptados a las ceras YETI.

Pincel de cera 1 pieza

Art.-Nr. 985-0000

Reductor de tensión véa pág. 31 (relajar de la superficie de cera ...)

FINALE Líquido para alisar cera

- alisa las superficies de cera, elimina rayas y desigualdades
- deja una capa fina de aproximadamente 2-3 micras
- buena adhesión en las superficies de cera
- secado rápido: 1 - 3 minutos, dependiendo del espesor aplicado
- mejora los resultados de colado - superficies lisas y homogéneas
- tiempo de retoque reducido

Áreas de uso:

- alisar las superficies de cera, zonas oclusales y modelaciones de cera en la prótesis total
- aplicación de áreas de contacto
- en la técnica de esqueléticos:
- alisa perfiles de cera y puntos de unión
- cierra las más finas fisuras entre el yeso y el perfil de cera para evitar la entrada del revestimiento

FINALE Líquido para alisar cera

1 x 20ml

Art.-Nr. 507-0001

FINALE Líquido para alisar cera

6 x 20ml

Art.-Nr. 507-0006

Build Up Resin LC - resina para modelar fotopolimerizable lista para el uso en la técnica de colados




- se destaca fácilmente de su construcción primaria
- seduce por su estabilidad permanente
- gran exactitud de forma
- excelentes resultados en colados
- quema absolutamente sin dejar residuos
- características de quemadura óptimas - la mufla no se demole
- permite un buen pulimento

Build Up Resin LC

2 x 3g jeringas (incl. 4 puntas)

Art.-Nr. 890-1300



representación engrandecida

PÓNTICOS azul

La forma de nuestros púnticos corresponde a una reducción proporcional del diente natural. Hemos elegido un solo tamaño que cabe en 90% de los casos. Necesita en su almacén sólo 6 formas distintas de bloques de 4. Si aun así un púntico fuese demasiado grande o pequeño, se puede variar muy fácilmente con un poco de cera y un instrumento caliente.


- forma anatómica de los púnticos, sin guirnalda, más estética
- puntos de unión palatinal y lingual - posibilidad de separación profunda por vestibular
- 100% cera, quema sin dejar residuos
- profundidad oclusal para fisuras naturales
- color: azul

SURTIDO DE PÓNTICOS

10 de cada artículo de los siguientes	1 set de introducción	6 x 10 piezas	Art.-Nr. 777-0000
25 de cada artículo de los siguientes	1 set	6 x 25 piezas	Art.-Nr. 770-0000
Bloques superiores	paquete singular	derechos 25 piezas	Art.-Nr. 771-0000
Bloques superiores	paquete singular	izquierdos 25 piezas	Art.-Nr. 772-0000
Bloques superiores	paquete singular	frontales 25 piezas	Art.-Nr. 773-0000
Bloques inferiores	paquete singular	derechos 25 piezas	Art.-Nr. 774-0000
Bloques inferiores	paquete singular	izquierdos 25 piezas	Art.-Nr. 775-0000
Bloques inferiores	paquete singular	frontales 25 piezas	Art.-Nr. 776-0000

ORIFICIOS DE FUSIÓN

Durante la fase de solidificación del metal se produce una contracción. Para compensar esta depresión el metal fluido es absorbido en capas más gruesas. Con este conocimiento nació la idea de un „tanque de reserva“. Este se encuentra en el orificio de fusión del centro de la mufa y sirve como depósito de atrofía.



Orificios de fusión azules, diámetro de la bola 4 mm, 250 pz.	Art.-Nr.754-0250
Orificios de fusión azules, diámetro de la bola 5 mm, 250 pz.	Art.-Nr.755-0250
Orificios de fusión azules, diámetro de la bola 6 mm, 250 pz.	Art.-Nr.756-0250
Orificios de fusión azules, diámetro de la bola 7 mm, 250 pz.	Art.-Nr.757-0250




IQ preformas para el colado facilitan el trabajo, ahorran tiempo y pueden sobre todo aumentar mucho la calidad del objeto de colado

IQ QUADRO STICKS

¿Por qué decidirse a un canal de fusión cuadrado?

Después de quemar sin residuos la cera queda un vacío en forma cuadrada. El metal caliente que más tarde ocupará éste espacio entra velozmente en forma redonda como una gota. El aire comprimido puede escapar por medio de los ángulos vacíos. Con ayuda de este sistema se obtienen resultados más lisos y más precisos. Las barritas pueden ser aplicadas con facilidad gracias a su largura.



IQ QUADRO STICK verde claro, duro, 50 g

IQ QUADRO STICK ø diagonal 2,5 mm

Art.-Nr. 765-5000

IQ QUADRO STICK ø diagonal 3,0 mm

Art.-Nr. 766-5000

IQ QUADRO STICK ø diagonal 3,5 mm

Art.-Nr. 767-5000



IQ STICKS redondos

Seguridad en el momento de retirar la modelación en cera.

Estabilidad de forma y conexiones sin aclareo en todo el sistema de canales de fusión.

IQ STICKS rojo, redondo, duro, 250 g, ø 2,5 mm

Art.-Nr. 768-2500

IQ STICKS rojo, redondo, duro, 250 g, ø 3,0 mm

Art.-Nr. 768-3000

IQ STICKS rojo, redondo, duro, 250 g, ø 3,5 mm


Art.-Nr. 768-3500

IQ STICKS rojo, redondo, duro, 250 g, ø 4,0 mm

Art.-Nr. 768-4000

IQ STICKS rojo, redondo, duro, 250 g, ø 5,0 mm

Art.-Nr. 768-5000



Objetos de colado con sistema de canales de IQ QUADRO STICKS sobre IQ TRIANGEL

IQ TRIANGEL barras de fusión rojas, extraduras

- colocación decentrada de la barra por el ángulo de inclinación de los canales alimentadores
- la barra curva se adapta a la forma de la mufla (enfriamiento uniforme del objeto fusionado)
- ahorra tiempo
- dureza: extradura, estable en forma
- quema sin dejar residuos, cera sin ingredientes sintéticos



IQ TRIANGEL barras de fusión

rojas

extraduras

50 piezas

Ø 4,0 mm

Art.-Nr. 758-5000

IQ TRIANGEL barras de fusión

rojas

extraduras

50 piezas

Ø 5,0 mm

Art.-Nr. 759-5000



DURON Hilo de cera verde, duro

Según el deseo de muchos odontotécnicos hemos desarrollado la calidad de hilo de cera más duro DURON. Sin tensiones, reduce el diámetro del extremo al arrancar un pedazo. Este hilo de cera quema sin dejar residuos y por sus nuevas características realiza una rentabilidad práctica en la vida cotidiana del laboratorio.

DURON Hilo de cera verde	Ø 2,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1020
DURON Hilo de cera verde	Ø 2,5 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1025
DURON Hilo de cera verde	Ø 3,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1030
DURON Hilo de cera verde	Ø 3,5 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1035
DURON Hilo de cera verde	Ø 4,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1040
DURON Hilo de cera verde	Ø 5,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 746-1050



DETON Hilo de cera azul, medio duro

Tensiones no deseadas en el hilo de cera se pueden producir ya durante la producción. Gracias a un procedimiento especial de extrusión con una calidad de cera micromolecular sintonizada al mismo, hemos logrado obtener un **hilo de cera sin tensiones** y con una gran estabilidad interna. Quema sin dejar residuos.

DETON Hilo de cera azul	Ø 2,5 mm,	250 g	Art.-Nr. 741-2500
DETON Hilo de cera azul	Ø 3,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 742-3000
DETON Hilo de cera azul	Ø 3,5 mm,	250 g	Art.-Nr. 743-3500
DETON Hilo de cera azul	Ø 4,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 744-4000
DETON Hilo de cera azul	Ø 5,0 mm,	250 g	Art.-Nr. 745-5000



CONSEQUENT Hilo de cera verde esmeralda, blando

- libre de fuerzas de desplazamiento indeseadas - gran estabilidad interna
- manejable también a temperaturas bajas
- sin desprendimiento de cera
- reducción del diámetro de canal al arrancar un pedazo
- sin acordonamiento con radios estrechos
- pega en la modelación de cera
- quema sin dejar residuos

CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 2,0 mm	250g	Art.-Nr. 747-1020
CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 2,5 mm	250g	Art.-Nr. 747-1025
CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 3,0 mm	250g	Art.-Nr. 747-1030
CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 3,5 mm	250g	Art.-Nr. 747-1035
CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 4,0 mm	250g	Art.-Nr. 747-1040
CONSEQUENT Hilo de cera	Ø 5,0 mm	250g	Art.-Nr. 747-1050




Programa para la técnica de esqueléticos

En cooperación con el protésico Klaus Dittmar, quien ha dirigido muchos cursos sobre la técnica de esqueléticos, hemos ampliado y desarrollado nuestra gama de productos por la serie de cera "CONSEQUENT". Nuestra intención es facilitar el trabajo del protésico, darle la posibilidad de diseñar prótesis más naturales y al mismo tiempo mejorar la higiene bucal. Teniendo siempre presente esta intención le pusimos a esta serie el nombre "CONSEQUENT".

CONSEQUENT Gancho multifuncional

Con la serie CONSEQUENT presentamos una calidad de cera totalmente nueva para la técnica del colado. Se deja trabajar fácilmente incluso a temperaturas bajas. No produce tensiones manteniendo al mismo tiempo una alta estabilidad interna. El cambio de forma de perfil permite un diseño más fino de los ganchos. De esta manera se necesitará menos tiempo para el retoque del resultado colado. Con la nueva forma los ganchos han podido ser alargados para así poder ser usados en modo multifuncional para molares y premolares.




CONSEQUENT Gancho multifuncional

- cresta desplazada - restos de comida se deslizan mejor
- diseño más fino, con la misma estabilidad
- ganchos más largos - ideal también para los molares grandes
- menos tiempo de retoque
- diseño del gancho adaptado a la anatomía

Contenido: 10 tablillas = 200 piezas
Color: verde esmeralda

CONSEQUENT Gancho multifuncional


Art.-Nr. 109-0000



PLANTILLAS DE CERA / PERFILES DE GANCHOS

- muy buena adaptación - calidad sin tensiones
- estabilidad de forma y auto-adhesión
- Contenido: 10 tablillas = 200 piezas
- Color: verde

PK	-	Ganchos para premolares	Art.-Nr. 110-0000
MK	-	Ganchos para molares	Art.-Nr. 111-0000
BH I	-	Ganchos Bonyhard pequeños	Art.-Nr. 112-0000
BH II	-	Ganchos Bonyhard grandes	Art.-Nr. 113-0000
RK geb.-	-	Ganchos de anillos curvados	Art.-Nr. 114-0000
RK	-	Ganchos de anillos rectos	Art.-Nr. 115-0000



CONSEQUENT Cera universal

La cera universal CONSEQUENT se usa especialmente en la técnica de esqueléticos, pero también en la técnica del encerado. Modelando con ceras de varios colores se pueden realizar contrastes para evitar transiciones de cera raspadas demasiado finas.



- cera para conexiones muy buenas
- punto de fusión: 60°C
- calidad de cera más blanda
- enfriamiento lento

CONSEQUENT Cera universal	verde	70g	Art.-Nr. 728-0010
CONSEQUENT Cera universal	roja	70g	Art.-Nr. 728-0020
CONSEQUENT Cera universal	azul	70g	Art.-Nr. 728-0030

CONSEQUENT Cera para el bloqueo

- no se retrae del metal
- aún aplicada finamente permanece bien visible
- se deja raspar fácilmente (sin o con vareta térmica)
- no reacciona con líquidos monómeros o siliconas comerciales
- color: naranja - no es absorbido por el yeso
- suministro: latas de 45 g



CONSEQUENT Cera para el bloqueo

Art.-Nr.139-0000




CONSEQUENT Perfiles de cera, verde esmeralda

- **cera resistente a la presión** ⇒ alta estabilidad interna; el diámetro no cambia durante la aplicación
- **sin fuerzas de desplazamiento** ⇒ los perfiles permanecen en la posición deseada sin retornar
- **buena adaptación** ⇒ se deja posicionar fácilmente a la forma deseada
- ⇒ fácil manejo también a temperaturas bajas


CONSEQUENT Barra maxilar inferior

- en calidad de cera CONSEQUENT
- sin arrugas ni cisuras en flexiones
- muy buena adaptación
- excelente para titanio
- no necesita reforzamiento
- ideal para conexiones sin torsión
- Largura: 150 mm
- Color: verde esmeralda
- Dureza: medio duro



CONSEQUENT Barra maxilar inferior

4,0 x 1,7 mm	65 g	Art.-Nr. 192-1700
4,0 x 2,0 mm	65 g	Art.-Nr. 192-2000
4,4 x 2,3 mm	65 g	Art.-Nr. 192-2300



CONSEQUENT Perfiles en barra redondos

- en calidad de cera CONSEQUENT
- ahora también disponible en diámetro 0,60 mm
- Largura: 150 mm
- Color: verde esmeralda
- Dureza: medio duro

CONSEQUENT Perfiles en barras redondos

Ø 0,60 mm	12 g	Art.-Nr. 152-0600
Ø 0,80 mm	25 g	Art.-Nr. 152-0800
Ø 1,00 mm	38 g	Art.-Nr. 152-1000
Ø 1,20 mm	50 g	Art.-Nr. 152-1200
Ø 1,50 mm	50 g	Art.-Nr. 152-1500

PERFILES EN BARRA

- superficie lisa
- sin efecto de desplazamiento
- Dureza: duro
- Color: azul
- Largura: 150 mm



Hilo de cera redondo

Ø 0,60 mm	12 g	Art.-Nr. 151-0600
Ø 0,80 mm	25 g	Art.-Nr. 151-0800
Ø 1,00 mm	38 g	Art.-Nr. 151-1000
Ø 1,20 mm	50 g	Art.-Nr. 151-1200
Ø 1,50 mm	50 g	Art.-Nr. 151-1500



Bordes de clausura

2,0 x 1,0 mm	25 g	Art.-Nr. 171-1000
--------------	------	-------------------



Barra maxilar superior

5,0 x 1,3 mm	65 g	Art.-Nr. 181-1300
--------------	------	-------------------




Barra maxilar inferior

4,0 x 1,7 mm	65 g	Art.-Nr. 191-1700
4,0 x 2,0 mm	65 g	Art.-Nr. 191-2000





RETENCIONES DE CERA con borde de clausura, rojas



- buena adaptación
- gran ahorro de tiempo
- retoque fácil con instrumentos rotatorios
- 2 tamaños diferentes
- 15 piezas

Retenciones en plancha con borde de clausura

- pequeñas Art.-Nr. 116-0000
- grandes Art.-Nr. 117-0000








Ret. de perforaciones redondas con b. de cl.

- 7 x 127 mm 25 piezas Art.-Nr. 126-1000

Red de cera con borde de clausura

- 10 x 122 mm 25 piezas Art.-Nr. 125-1000



F



G



RETENCIONES EN CERA / RED DE CERA rojas

- gran surtido para cualquier exigencia
- sin tensiones
- fácil de adaptar

A	Red de cera	10 x 10 cm	10 tablillas	Art.-Nr. 120-0000
B	Red de perforaciones redondas	7,1 x 7,0 cm	20 tablillas	Art.-Nr. 121-0000
C	Red de cera	7,5 x 6,5 cm	20 tablillas	Art.-Nr. 122-0000
D	Retenciones de cresta		10 tablillas	Art.-Nr. 123-0000
E	Red de cera diagonal	7,5 x 15 cm	10 tablillas	Art.-Nr. 125-0000
F	Retenciones de perforaciones ovaladas		25 palos	Art.-Nr. 127-0000
G	Retenciones de perforaciones redondas		25 palos	Art.-Nr. 126-0000



RETENCIONES SINTÉTICAS

- queman sin dejar residuos
- diferentes formas - para el uso de acuerdo al espacio disponible
- sintéticas
- color: blanco
- contenido: 500 piezas

Retenciones sintéticas Y Art.-Nr. 145-1000
 Retenciones sintéticas ●●●● Art.-Nr. 145-2000



ADHESIVO UNIVERSAL para perlas de retención

Para fijar las perlas de retención, las preformas y las planchas de cera.

- quema sin dejar residuos
- color: transparente

ADHESIVO UNIVERSAL 20ml Art.-Nr. 508-0001

PERLAS DE RETENCIÓN CERA azul

- buena adhesión en el subsuelo
- queman sin dejar residuos
- no se esponjan

Ø 0,4mm 15g Art.-Nr. 716-5010
 Ø 0,2mm 15g Art.-Nr. 717-5010



FINALE líquido para alisar cera véa pág. 23 (alisar los perfiles de cera ...)



REDUCTOR DE TENSION

- relaja y rocia todas las superficies de cera y silicona
- los revestimientos adhieren, no resbalan

en pulverizador:

- aplicación más fácil
- rocío uniforme
- Color: azul transparente

Reductor de tensión, 100 ml / pulverizador Art.-Nr. 142-0000
 Reductor de tensión, 1000 ml / relleno Art.-Nr. 142-1000



EMBUDO PARA EL COLADO

- sintético
- Color: blanco
- Contenido: 50 piezas

EMBUDO PARA EL COLADO Art.-Nr. 141-0000



CERA PARA EL COLADO verde

- muy suave, transparente
- planchas grandes 17,5 x 8 cm
- Contenido: 15 planchas
- Color: verde transparente

Cera para el colado verde; 0,30 mm	Art.-Nr. 130-3000
Cera para el colado verde; 0,35 mm	Art.-Nr. 130-3500
Cera para el colado verde; 0,40 mm	Art.-Nr. 130-4000
Cera para el colado verde; 0,50 mm	Art.-Nr. 130-5000
Cera para el colado verde; 0,60 mm	Art.-Nr. 130-6000
Cera para el colado verde; 0,70 mm	Art.-Nr. 130-7000



CERA DE PREPARACIÓN rosada

- cera de preparación también en 0,30 mm
- para obtener distancias menores en el área sublingual
- tamaño grande 17,5 x 8 cm
- Contenido: 15 planchas
- Color: rosada transparente

Cera de preparación rosada	0,30 mm	Art.-Nr. 135-3000
Cera de preparación rosada	0,40 mm	Art.-Nr. 135-4000
Cera de preparación rosada	0,50 mm	Art.-Nr. 135-5000
Cera de preparación rosada	0,60 mm	Art.-Nr. 135-6000
Cera de preparación rosada	0,70 mm	Art.-Nr. 135-7000

CERA PARA EL COLADO ESTRUCTURADA

- buena adaptación
- adhesión segura al modelo
- estructuras de superficie que se dejan pulir fácilmente
- tamaño grande: 17,5 x 8 cm

Contenido: 15 planchas
Color: verde transparente



planchas granuladas

0,40 mm	Art.-Nr. 133-4000
0,50 mm	Art.-Nr. 133-5000
0,60 mm	Art.-Nr. 133-6000

planchas ligeramente veteadas

0,35 mm	Art.-Nr. 131-3500
0,40 mm	Art.-Nr. 131-4000
0,45 mm	Art.-Nr. 131-4500
0,50 mm	Art.-Nr. 131-5000
0,60 mm	Art.-Nr. 131-6000

planchas fuertemente veteadas

0,35 mm	Art.-Nr. 132-3500
0,40 mm	Art.-Nr. 132-4000
0,45 mm	Art.-Nr. 132-4500
0,50 mm	Art.-Nr. 132-5000
0,60 mm	Art.-Nr. 132-6000



CONSEQUENT Cera de adhesión natural según Klaus Dittmar

- práctica para la fijación de modelos en la mufla de duplicación y de modelaciones de cera encima de moldes de mufla
- ahorro de tiempo por una fijación rápida del objeto
- seguridad por alta fuerza de pegado al fijar objetos de colado
- adecuado para objetos de colado usuales y para sistemas de cerámica completa
- fijar modelos sin fundir cera - directamente en el puesto de trabajo



Cera de adhesión natural Art.-Nr. 137-0000
Contenido: 4 barras, Ø 10 mm



PRECISIL Silicona para duplicar azul

- Silicona para duplicar con conexión de adición para colado y trabajos combinados
- alta estabilidad dimensional
 - excelente reproducción de detalles
 - endurece completamente también en contacto con cera
 - buena fluidez - consistencia final elástica y blanda

Dosificación: 1:1

Suministro: 1 kg de tipo A + 1 kg de tipo B

PRECISIL Silicona p. duplicar Art.-Nr. 880-0000



PRECIGEL Masa de duplicación verde a base de Agar Agar

- para yesos dentales, revestimientos a base de yeso y fosfato y resinas de prótesis autopolimerizables (en frío)
- ecológico - a base de algas, natural y de alta calidad
 - económico - gelatinas limpias se pueden recalentar y reprocesar

Procesamiento:

- calentar PRECIGEL a 93,5 °C
- temperatura de trabajo: 46 - 50 °C
- sacar el modelo después de la polimerización completa



PRECIGEL
Contenido: 6 kg
Art.-Nr. 944-6000

YETIDUR

Endurecedor de revestimiento biodegradable

Endurecedor en frío para endurecer y alisar la superficie de modelos de revestimiento.

- biodegradable

Procesamiento:

- presecar el modelo de revestimiento 25 - 30 min. a 180°C
- hundir el modelo caliente durante 5 sec. en YETIDUR
- dejar escurrir y enfriar bien
- para secado sucesivo poner de nuevo en el horno si necesario

YETIDUR 1000 ml Art.-Nr. 943-1000





Instrumentos para encerado

ARTLINE Instrumentos


Los instrumentos de modelación son las herramientas de uso diario en el laboratorio dental. ARTLINE, ARTLINE plus y ARTLINE NAT han sido creados según los últimos conocimientos ergonómicos. Son aislados al calor y antideslizantes. Puntas compuestas de acero de la mejor calidad, afiladas y pulidas a mano. Todos los instrumentos ARTLINE son **“MADE IN GERMANY”**.




ARTLINE

Carving apuntada	(Artl.) ARTLINE	rojo	Art.-Nr. 850-1000	
				
Sonda de encerado mediana	(Artl.) ARTLINE	plata	Art.-Nr. 850-2000	Carving redonda
				
Sonda de encerado superfina	(Artl.) ARTLINE	oro	Art.-Nr. 850-3000	Sonda de encerado grande
				
	ARTLINE Set en estuche de madera incl. (Artl.) Instrumentos Art.-Nr. 850-0000			
				Sonda de encerado fina

ARTLINE plus

Hollenback vertical	(AP) ARTLINE plus No.01	rojo	Art.-Nr. 850-4001	
				
Sonda de encerado fina	(AP) ARTLINE plus No.02	verde	Art.-Nr. 850-4002	Hollenback horizontal
				
Formador universal	(AP) ARTLINE plus No.03	amarillo	Art.-Nr. 850-4003	Sonda de encerado gruesa
				
Cuchillo de cera grande	(AP) ARTLINE plus No.04	azul	Art.-Nr. 850-4004	Forma de lanza
				
				Raspador de cera grande

ARTLINE N-A-T según D.Schulz

Cuchillo universal	(AN) ARTLINE N-A-T No.01	rojo	Art.-Nr. 850-5001	
				
Encerador cervical	(AN) ARTLINE N-A-T No.02	verde	Art.-Nr. 850-5002	Formador de fisuras
				
Formador de hondonadas	(AN) ARTLINE N-A-T No.03	amarillo	Art.-Nr. 850-5003	Descorchador fino
				
Encerador base	(AN) ARTLINE N-A-T No.04	azul	Art.-Nr. 850-5004	Forma de lanza
				
				Descorchador mediano



Waxer NT light

- aparato eficaz como alternativa económica
- regulación precisa y variable de la temperatura de 50 - 170°C / 122 - 338°F
- pieza de mano enchufable y función on/off integrada
- pieza de mano muy ligera, insensible a la temperatura
- el cable de conexión es muy flexible e insensible a la temperatura
- sin necesidad de transformador adicional

Waxer NT light 230 V Art.-Nr. 413-9000

Waxer NT light 115 V Art.-Nr. 413-9115

Suministro incl. 1 pieza de mano, una pinza y 1 punta para modelar PKT 2 (Art.-No. 411-0200)

duo Waxer NT

La primera espátula eléctrica controlada por un procesador con un display de dos líneas que ofrece ventajas imprevistas, que hasta ahora solamente eran conocidas en la tecnología de los computadores.



- regulación precisa y variable de la temperatura de 50 - 225°C / 122 - 437°F
- temperatura nominal de ambas piezas de mano leíble al mismo tiempo
- display LCD a dos líneas con caracterización alfanumérica de ambas temperaturas de trabajo
- opción de integrar datos personales a través de la base CPU
- para cada pieza de mano puede memorizar 2 temperaturas a parte de la temperatura con la que trabaja actualmente, estas temperaturas pueden ser cambiadas y retiradas en todo momento
- grabación automática de los últimos datos - incluso después de un apagón
- pieza de mano muy ligera, insensible a la temperatura y permanece siempre confortablemente fría
- cable de conexión muy flexible y absolutamente insensible a la temperatura

- regulación de la temperatura por sensores de contacto - ningún uso de piezas de desgaste como potenciómetros o teclados de folio
- diseño ergonómico - reducido de peso y tamaño - sin transformador perturbador adicional

duo Waxer NT 230V

Art.-Nr. 414-9000

duo Waxer NT 115V

Art.-Nr. 414-9115

Suministro incl. 2 piezas de mano, 2 pinzas y 2 puntas para modelar PKT 1 (Art.-No. 411-0100) y PKT 2 (Art.-No. 411-0200)

opcional, otras calibraciones si son deseadas:

CPU software datos de prestación (cambio de la calibración de temperaturas a petición)

Art.-Nr. 400-0002

CPU software personalización

Art.-Nr. 400-0003

Puntas para modelar para Waxer NT y pro



El surtido de puntas para las espátulas Waxer de las series NT, pro y light, son de 6 formas diferentes. Las formas de las puntas se dejan modificar individualmente por afilamiento.

Gracias a su sistema de conexión se dejan cambiar facilmente y sin complicaciones. El diámetro interior es de 2 mm.

(1) PKT 1 fina Art.-Nr. 411-0100

(2) PKT 2 gruesa Art.-Nr. 411-0200

(3) Hollenback horizontal Art.-Nr. 411-0300

(4) Forma de cuchillo Art.-Nr. 411-0400

(5) Descorchador fino Art.-Nr. 411-0500

(6) Descorchador grueso Art.-Nr. 411-0600



pro Waxer

- alternativa económica con tecnología análoga
- potencia muy eficaz: regulación de 50 - 225°C / 122 - 437°F
- display grande para la indicación de la temperatura nominal
- la pieza de mano es:
 - muy ligera, insensible a la temperatura y se queda confortablemente fría, Ø 11mm
- el cable de conexión a la pieza de mano es:
 - muy flexible y absolutamente insensible a la temperatura

pro Waxer	230 V	Art.-Nr. 412-0000
pro Waxer	115 V	Art.-Nr. 412-0115
Suministro incl.: pieza de mano, pinza y punta para modelar PKT 2 (411-0200)		



pro Waxer duo

Tiene las mismas características que el „pro Waxer“, pero además una segunda pieza de mano adicional.


- las 2 piezas de mano son regulables independientemente
- puede sustituir un segundo aparato

pro Waxer duo	230 V	Art.-Nr. 414-0000
pro Waxer duo	115 V	Art.-Nr. 414-0115
Suministro: 2 piezas de mano con barra calentadora de 2 mm, 2 puntas para modelar PKT 1 (411-0100) y PKT 2 (411-0200)		

Surtido de puntas para modelar con números de artículo véa pág. 35

PIEZA DE MANO

- la pieza de mano es: muy ligera, insensible a la temperatura y se queda confortablemente fría, Ø 11mm
- el cable de conexión a la pieza de mano es: muy flexible y absolutamente insensible a la temperatura



a = Punta para modelar
b = Barra calentadora
c = anillos de goma antiresbaladizos
d = cable de conexión

Pieza de mano para todos los Waxer de la serie NT y pro con enchufe unipolar



Art.-Nr. 411-1001

Pieza de mano para pro Waxer con enchufe angulado de 5 polos



Art.-Nr. 411-1000



PINZA PARA PIEZA DE MANO blanca

- para un posicionamiento seguro de la pieza de mano
- solamente pegar - listo

Pinza para pieza de mano blanca

Art.-Nr. 410-1002





IQ Waxer NT light

El IQ Waxer NT light con su función adicional „Touch Control“ es un desarrollo de las espátulas de cera eléctricas. Puede trabajar como siempre en modo “continuous”, lo que significa que la temperatura de la punta es constante, como ajustada. Además tiene la posibilidad de utilizar una función que reacciona muy rápidamente, llamada „Touch Control“. La punta de modelación se calienta y se enfría en fracciones de segundos. Eso es posible al estar el calentamiento micro en la punta extrema de la sonda. La temperatura puede ser regulada por un contacto de sensor en la pieza de mano o también por un pedal (opcional).



La pieza de mano es muy ligera, tiene un diámetro de 11 mm, es insensible a la temperatura y se queda siempre confortablemente fría.

El cable de conexión a la pieza de mano también es muy flexible e insensible a la temperatura. La distancia desde el anillo de sensor hasta la punta de modelación puede ser adaptada individualmente según su tamaño de mano desplazando el anillo de sensor.

IQ Waxer NT light	230 V	Art.-Nr. 410-9000
IQ Waxer NT light	115 V	Art.-Nr. 410-9115
Suministro incl. 1 pieza de mano, una pinza y 1 punta para modelar PKT 2 (Art.-No. 420-0200)		

Pedal (suplementario al contacto de sensor en la pieza de mano) Art.-Nr. 409-9500



PUNTAS PARA MODELAR para IQ Waxer NT light

Mediante la aplicación de microelementos y tecnología láser moderna, la resistencia del aparato fue colocada en el extremo de la sonda. Por lo tanto el punto más caliente del instrumento se encuentra en la punta de la sonda, así que:

- la sonda se calienta y enfría en fracciones de un segundo
- la gota de cera no resbala de la punta

Esta nueva tecnología nos permite también fabricar sondas finísimas, sin precedentes.

Surtido de puntas para modelar de izquierda a derecha:

PKT 1 fina	Ø 1,0 mm	Art.-Nr. 420-0100
PKT 2	Ø 1,2 mm	Art.-Nr. 420-0200
Hollenback vertical		Art.-Nr. 420-0300
Forma de lanza		Art.-Nr. 420-0400



Goldfinger pro

Con este aparato resulta facilísimo dorar esqueléticos y otras partes en metal de coronas de cerámica.

Una solución económica para el laboratorio y el consultorio.

Goldfinger pro incl. 1 pieza de mano y 1 pinza	230 V	Art.-Nr. 450-0000
Pincel para Goldfinger		Art.-Nr. 450-2000
Pinza para Goldfinger		Art.-Nr. 450-3000

Dippy NT digital

El primer aparato de inmersión con display a dos líneas controlado por un procesador. Con este aparato puede controlar la temperatura actual y nominal al mismo tiempo.



- regulación precisa y variable de la temperatura de 55-105°C / 131-221°F
- distribución homogénea de la temperatura gracias al calentamiento directo alrededor del tanque
- display LCD a dos líneas con caracterización alfanumérica de la temperatura actual y nominal
- regulación de la temperatura por sensores de contacto de calidad
- ningún uso de piezas y partes de desgaste, como potenciómetros o teclados de folio
- grabación automática de los últimos datos - incluso después de un apagón
- desconexión de seguridad automática al traspasar la temperatura máxima
- sin necesidad de transformador adicional
- diseño ergonómico - reducido de peso y tamaño
- personalización por la base CPU puede ser integrada opcionalmente

Dippy NT digital 230 V

Art.-Nr. 405-9000

Dippy NT digital 115 V

Art.-Nr. 405-9115

CPU software personalización (opcional, si otras calibraciones son deseadas)

Art.-Nr. 400-0003



Dippy pro digital

- alternativa económica en tecnología análoga
- regulación variable de la temperatura de 65°C - 105°C / 149°F - 221°F
- precisión de la temperatura $\pm 0,10$ °C
- distribución homogénea de la temperatura gracias al calentamiento directo alrededor del tanque
- tanque en el interior del aparato - sin peligro de quemaduras
- ventilación de aire a través de aberturas de ventilación
- las piezas electrónicas son protegidas - duración más larga
- display digital de 3 números con la temperatura actual del tanque
- cambio posible de °C a °F

Dippy pro digital 230 V

Art.-Nr. 405-1000

Dippy pro digital 115 V

Art.-Nr. 405-1115



Dippy NT light

- aparato eficaz como alternativa económica
- regulación precisa y variable de la temperatura de 55-100°C / 131-212°F
- distribución homogénea de la temperatura gracias al calentamiento directo alrededor del tanque
- sin necesidad de transformador adicional

Dippy NT light 230 V

Art.-Nr. 402-9000

Dippy NT light 115 V

Art.-Nr. 402-9115




TEETH LIGHT II Luz diagnóstica

Sea en laboratorio o clínica, nuestro TEETH LIGHT II lleva luz fulgurante también a las zonas más inaccesibles. Conexiones, interiores de coronas etc. son iluminados de modo óptimo.



Para el dentista es un instrumento de diagnóstico seguro.

Al iluminar los dientes se reconoce inmediatamente la caries y las zonas oscuras de la cavidad bucal son iluminadas. La alta intensidad de la luz producida y la independencia de la red de corriente son óptimos para el uso intraoral. El aparato y las barras de luz (sin pilas) son esterilizables.



TEETH LIGHT II Pieza de mano + barra de luz
2 barras de luz rectas (recambio)

Art.-Nr. 915-0000
Art.-Nr. 915-1000

PRECINT SHUTTLE II / IV UVA Lámpara fotopolimerizadora (con 2 o 4 tubos fluorescentes)

Lámpara fotopolimerizadora UVA para endurecer cucharas individuales o resinas fotopolimerizables. Los modelos pueden ser posicionados seguros en el cajón e introducidos en el interior del aparato. El interior permite introducir hasta 4 modelos. El cajón cerrado tiene una protección de los rayos UV.



- tiempo de polimerización preprogramado
- señal óptica y acústica al finalizar la polimerización
- opcional con 2 o 4 tubos fluorescentes recambiables con un espectro de emisión de 350 nm
(PRECINT SHUTTLE II = 2 tubos fluorescentes,
PRECINT SHUTTLE IV = 4 tubos fluorescentes)
- cambiando las lámparas por otras con espectro UVA distinto, el aparato puede ser usado también para composites y materiales fotopolimerizables para el bloqueo
- manejo one-touch
- ningún consumo de energía en stand-by

tiempo de polimerización: approx. 5 min

potencia: PRECINT SHUTTLE II ca. 20 Watt

PRECINT SHUTTLE IV ca. 35 Watt

medidas: apertura 55mm x 135 mm

medidas interiores cajón 130mm x 155mm

PRECITRAY material de cuchara fotopolimerizable

- apropiado para todos los superiores e inferiores
- disponible en 3 colores diferentes
- adaptación fácil al modelo
- ahorro de tiempo - poco retoque
- espesor uniforme
- sin depresiones de la adaptación por la adición de rellenos especiales
- tamaño de las planchas: 70 x 100 mm
- espesor: 2,2 mm
- contenido: 50 piezas

PRECITRAY rosado Art.-Nr. 890-1000

PRECITRAY azul Art.-Nr. 890-1010

PRECITRAY blanco Art.-Nr. 890-1020

PRECINT SHUTTLE II	230V	Art.-Nr. 492-9000
PRECINT SHUTTLE II	115V	Art.-Nr. 492-9115
PRECINT SHUTTLE IV	230V	Art.-Nr. 494-9000
PRECINT SHUTTLE IV	115V	Art.-Nr. 494-9115
Tubo fluorescente 9W BL 350		Art.-Nr. 490-0001
Tubo fluorescente para composite 9W BL 450		Art.-Nr. 490-0010





COBAVEST

revestimiento preciso a base de fosfato para el uso en la técnica de esqueléticos

- para duplicados de silicona y gel
- máxima precisión
- excelente reproducción de detalles
- consistencia de grano fino
- características de fluidez excelentes

Calentamiento: tradicional o high-speed

COBAVEST Polvo	20 kg (100 x 200 g)
COBAVEST Líquido	botella 1000 ml
COBAVEST Polvo	20 kg (100 x 200 g)
+ Líquido	+ 3000 ml

Art.-Nr. 940-0200

Art.-Nr. 941-1000

Art.-Nr. 942-0000



YETIVEST

revestimiento preciso a base de fosfato para todos los metales preciosos, aleaciones cerámicas y metales no preciosos

- consistencia espesa de grano fino
- superficies de colado lisas
- preciso, sin retoque

Calentamiento: tradicional o high-speed

YETIVEST Polvo 4,0 kg (25 x 160 g)
YETIVEST Líquido botella 1000 ml
YETIVEST Polvo + Líquido 4,0 kg (25 x 160 g) + 1000 ml
YETIVEST Líquido High Expansion botella 1000 ml

Art.-Nr. 930-0160

Art.-Nr. 931-1000

Art.-Nr. 932-0000

Art.-Nr. 931-2000



YETI EXPANSION

revestimiento para metales preciosos y aleaciones no preciosas (NEM)

- control de expansión por el líquido, todos los valores deseados para metales preciosos y técnica del colado NEM son realizables
- apropiado para colados, coronas y puentes, conexiones telescópicas e implantes
- valores de expansión elevados permiten trabajos NEM largos
- control de expansión exacto para coronas primarias telescópicas
- insensible a la producción de cisuras - también es utilizable sin anillo de mufia
- sin necesidad de líquido „High-Expansion“
- muy buena relación entre calidad y precio

Calentamiento: tradicional o high-speed

YETI EXPANSION Polvo	4,5 kg (50 x 90 g)
YETI EXPANSION Líquido	botella 1000 ml
YETI EXPANSION Polvo	4,5 kg (50 x 90 g)
+ Líquido	+ 1000 ml

Art.-Nr. 955-0090

Art.-Nr. 955-1000

Art.-Nr. 955-0000





DUOVEST

revestimiento preciso a base de fosfato
para todas las aleaciones dentales

- revestimiento insensible para todo tipo de colado
- excelente relación entre calidad y precio

Calentamiento: tradicional o high-speed

DUOVEST Polvo	4,0 kg (25 x 160 g)	Art.-Nr. 950-0160
DUOVEST Líquido	botella 1000 ml	Art.-Nr. 951-1000
DUOVEST Polvo + Líquido	4,0 kg (25 x 160 g) + 1000 ml	Art.-Nr. 952-0000



K2 revestimiento para cerámica press

revestimiento speed para cerámica press

El revestimiento K2 para press a base de fosfato es un revestimiento de precisión de grano fino para casi todas las aplicaciones en la cerámica completa. Particularmente para la fabricación de coronas, POM, POZ, inlays y veneers con las pastillas de K2 press.



K2 press Polvo de revestimiento	4 kg (40x100g)+ Líquido 750 ml	Art.-Nr. 360-0000
---------------------------------	--------------------------------	-------------------



Cilindro de silicona para pastillas de 2g, ligeramente conico, transparente

Gracias al cono desmolde más fácil de la mufla para press.
¡Sin necesidad de formador de fondo de mufla!

CILINDRO DE SILICONA pequeño
Ø 37 mm, 100g.+ zócalo completo
CILINDRO DE SILICONA medio
Ø 50mm, 200g.+ zócalo completo

Art.Nr. 350-0701

Art.Nr. 350-0703



Manguito de silicona para pastillas de 5g, paralelo en si mismo

MANGUITO DE SILICONA grande, 300g
Ø 50mm fondo de mufla interno, Ø 60mm fondo de mufla externo
zócalo, manguito y formador de fondo de mufla

Art.Nr. 350-0706



Pistones para press

Pistones de revestimiento para el uso único.
Sin precalentamiento directamente a la mufla caliente.
Por un enfriamiento rápido del pistón, peligro de fisuras en los objetos presados reducido.
Obtenible para pastillas de 2g y de 5g.

Pistones para press (desechable) pequeño (2g), 5 piezas	Art.-Nr. 350-0205
Pistones para press (desechable) grande (5g), 9 piezas	Art.-Nr. 350-0505



BLUE MARKER Líquido indicador de contactos prematuros

Para reconocer y eliminar en modo controlado contactos prematuros y fricciones al ajustar coronas, inlays, piezas de conexión...

- se deja aplicar extraordinariamente fino y uniforme en el muñón
- seca rápidamente, tegumentario
- señala de modo puntual todas las fricciones dentro de la corona
- pega sobre metales, cerámica, yeso y resina
(¡lavar antes de la cocción de cerámica o de revestir!)
- 100% soluble en agua

BLUE MARKER Líquido indicador de contactos prematuros

1 x 20 ml	Blue Marker	Art.-Nr. 580-0001
6 x 20 ml	Blue Marker	Art.-Nr. 580-0006
1 x 20 ml	Diluyente especial para Blue Marker	Art.-Nr. 580-2001
6 x 20 ml	Diluyente especial para Blue Marker	Art.-Nr. 580-2006



SPRAY DE OCLUSIÓN

Para reconocer contactos prematuros y fricciones.

- controlada dosificación posible
- el pulverizador crea una capa muy fina
- incluido: segundo pulverizador más fino
- no forma copos
- 100% soluble en agua
- fácil de lavar de las superficies de yeso selladas
(¡lavar antes de la cocción de cerámica o de revestir!)
- pega sobre metales, cerámica, yeso y resina
- ecológico: el gas comprimido no desintegra la capa de ozono

Contenido: 75 ml

SPRAY DE OCLUSIÓN, verde	Art.-Nr. 580-2007
SPRAY DE OCLUSIÓN, rojo	Art.-Nr. 580-2008
SPRAY DE OCLUSIÓN, azul	Art.-Nr. 580-2009
SPRAY DE OCLUSIÓN, blanco	Art.-Nr. 580-2010



SATI BRUSH

Un brillo mate en la superficie oclusal del metal muestra los contactos perturbantes después de corto tiempo de uso en la boca. Reconociendolos se dejan eliminar sin problema. SATI BRUSH se usa después del pulido de la superficie oclusal con giros de baja velocidad.

SATI BRUSH puede usarse también para quitar capas oxidadas en las superficies de metal.

SATI BRUSH Discos para satinado, 22 mm 50 piezas	Art.-Nr. 310-0000
--	-------------------

**SOLIDUR CoCr**

aleación p. esquel. dura muelle



- aleación de cromocobalto para esqueléticos, posibilidad de inducción por laser
- elaboración rápida gracias a una capa de óxido muy fina
- propiedades de pulido y brillo únicas, gran precisión
- excelente fluidez de la fusión - reproducción de los detalles más finos
- sus características físicas permiten la realización de construcciones esbeltas
- alta biocompatibilidad - durabilidad en la boca

Nota: los mejores resultados de colado en combinación con el revestimiento COBAVEST

SOLIDUR CoCr	1000 g	Art.-Nr. 960-1000
SOLIDUR CoCr	250 g	Art.-Nr. 960-0250

intervalo de fusión	1360 -1410°C
temp. de colado	1470°C
dureza Vickers	420 HV
dilatación	6,5%,
dilatación rotura	8%
módulo E	ca. 230.000 MPa

Co	Cr	Mo	Mn	C	Fe	Si	otros
63%	29,4%	5,95%	0,6%	0,29%	0,05%	0,7%	<0,1%

SOLIBOND C plus

aleación de cerámica CrCo (NEM)



- aleación de cerámica a base de cromocobalto, sin níquel ni berilio
- capa de óxido muy fina, realización estética de la cerámica
- excelentes características de fluido - seguridad durante el colado, pulido y brillo de superficie rápidos, así como estabilidad de cocción de la aleación
- adhesión óptima con masas de cerámica - la cocción de óxido no es necesaria
- elevada precisión (ahorra tiempo) - biocompatible - posibilidad de inducción por laser
- mejores características de fluidez
- mejores resultados de colado

Nota: los mejores resultados se consiguen utilizando los revestimientos YETIVEST, DUOVEST o YETI EXPANSION

SOLIBOND C plus	1000 g	Art.-Nr. 969-1000
SOLIBOND C plus	250 g	Art.-Nr. 969-0250

intervalo de fusión	1.310 – 1.370°C
temp. de colado	1430°C
dureza Vickers	280 HV
dilatación rotura	10,1 %
CET (20 - 600°C)	14,0 (x10 ⁻⁶ K ⁻¹)
CET (25 - 500°C)	13,9 (x10 ⁻⁶ K ⁻¹)

Co	Cr	Mo	W	Nb	Si
63%	24%	2,9%	8,1%	0,9%	1,1%

SOLIBOND N

aleación de cerámica CrNi



- aleación cerámica a base de cromo-níquel
- excelentes características de fluido - seguridad durante el colado, pulido y brillo rápido, así como estabilidad durante la cocción
- la más alta precisión con una dureza agradable de 180 HV
- capa de óxido muy fina, realización estética de la cerámica
- adhesión óptima con masas de cerámica - cocción de óxido no necesaria
- excelente duración en la boca - resistente a corrosión - posibilidad de inducción por laser

Nota: los mejores resultados se consiguen utilizando los revestimientos YETIVEST, DUOVEST o YETI EXPANSION

SOLIBOND N	1000 g	Art.-Nr. 963-1000
SOLIBOND N	250 g	Art.-Nr. 963-0250

intervalo de fusión	1.250 – 1.330°C
temp. de colado	1390°C
dureza Vickers	180 HV
dilatación rotura	25,0 %
CET (20 - 600°C)	14,1 (x10 ⁻⁶ K ⁻¹)
CET (25 - 500°C)	13,9 (x10 ⁻⁶ K ⁻¹)

Ni	Cr	Mo	Si	Fe
62,7%	24,5%	10%	1,35%	1,0%

LOT UNIVERSAL soldadura universal para todas las aleaciones no preciosas

- muy buena duración en la boca y estabilidad de color, procesamiento fácil



LOT UNIVERSAL 5 g

Art.-Nr. 960-0000

Resumen de suministro K2 LF

Color	Ctd.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach	Gingiva
Polvo Opaquer O		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BO	OG
Art.-Nr. 320-15..	15g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-1500	320-1517
Art.-Nr. 320-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Pasta Opaquer PO		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	POBO	POG
Art.-Nr. 321-03..	3g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	322-0300	321-0317
Hombro			SH1		SH2		SH3		SH4			SH5			SH6		SH7		SH G
Art.-Nr. 324-15..	15g		..01		..02		..03		..04			..05			..06		..07		..20
Dentina D		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD	G (15g)
Art.-Nr. 325-20..	20g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-2000	338-1500
Art.-Nr. 325-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	326-5000	
Chroma				CH A				CH B				CH C				CH D			
Art.-Nr. 327-15..	15g			..01				..02				..03				..04			
Art.-Nr. 327-50..	50g			..01				..02				..03				..04			
Opaque Dentina OD		A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
Art.-Nr. 323-15..	15g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Art.-Nr. 323-50..	50g	..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16		
Enamel				E 57				E 58				E 59				E 60			
Art.-Nr. 328-20..	20g			..01				..02				..03				..04			
Art.-Nr. 328-50..	50g			..01				..02				..03				..04			
Enamel Opal				EO 57				EO 58				EO 59				EO 60			
Art.-Nr. 330-20..	20g			..01				..02				..03				..04			
Art.-Nr. 330-50..	50g			..01				..02				..03				..04			
Enamel Intensivo				EI T1 (transpa)				EI T2 (transpa)				EI O3 (opaque)				EI O4 (opaque)			
Art.-Nr. 329-20..	20g			..01				..02				..03				..04			
Art.-Nr. 329-50..	50g			..01				..02				..03				..04			
Transparente				TN (normal)				TO (opal)				T1			T2		T3		
Art.-Nr.	20g			332-2000				333-2000				334-2001			334-2002		334-2003		
Art.-Nr.	50g			332-5000				333-5000				334-5001			334-5002		334-5003		
Clear	20g / 50g			CL				20g = Art.-Nr. 335-2000							50g = Art.-Nr. 335-5000				
Glaze	10g			GL				10g = Art.-Nr. 336-1000											
K2 Fluor						PF 1									PF 2				
Art.-Nr. 331-15..	15g					..01									..02				
Mamelon				MM 1						MM 2						MM 3			
Art.-Nr. 339-15..	15g			..01						..02						..03			
NEM Bonder	5g			B				5g = Art.-Nr. 337-0500											
Maquillajes / Stain				ST-A	ST-B	ST-C	ST-D	ST-5	ST-6	ST-7	ST-8	ST-9	ST-10						
Art.-Nr. 340-02..	2g			..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10						
K2 Líquido				Opaquer Liquid OL				Modellier Liquid ML				Schulter Liquid SHL							
	25ml			Art.-Nr. 341-0050				Art.-Nr. 342-0050				Art.-Nr. 343-0025							
	50ml			Art.-Nr. 341-0250				Art.-Nr. 342-0250				Art.-Nr. 343-0050							
	250ml																		

K2 LF Basis - Kit Polvo en armario de cerámica

16 x 15 g polvo opaquer (A1 - D4), 16 x 15 g opaque dentina (A1 - D4), 16 x 20 g dentina (A1 - D4), 4 x 20 g enamel / incisal (E 57 - E 60), 4 x 20 g enamel opal (EO 57 - EO 60), 1 x 20 g clear, 1 x 20 g transpa normal, 1 x 10g masa de glaseado, 1 x 5 g bonder, 1 x 50 ml líquido opaquer, 1 x 50 ml líquido para modelar, 1 x 25 ml líquido para hombro, 1 x 25 ml fluido para glaseado

Art.-Nr. 320-0000

K2 LF Basis - Kit Pasta en armario de cerámica

16 x 15 g pasta opaquer (A1 - D4), 16 x 15 g opaque dentina (A1 - D4), 16 x 20 g dentina (A1 - D4), 4 x 20 g enamel (E 57 - E 60), 4 x 20 g enamel opal (EO 57 - EO 60), 1 x 20 g clear, 1 x 20 g transpa normal, 1 x 10g masa de glaseado, 1 x 5 g bonder, 1 x 50 ml líquido para modelar, 1 x 25 ml líquido para hombro, 1 x 25 ml fluido para glaseado

Art.-Nr. 320-0000/2

K2 LF Confidential - Kit A3 en caja

1 x 15 g polvo opaquer A3, 1 x 20 g enamel E 59, 1 x 2 g bonder, 1 x 20 g dentina A3, 1 x 10 g masa para glaseado, 1 x 20 g transpa normal, 1 x 50 g líquido para opaquer, 1 x 50 ml líquido para modelar, 1 x 25 ml fluido para glaseado

Art.-Nr. 320-0001

K2 LF Advanced - Kit Polvo en armario de cerámica

1 x 15 g bleach opaquer, 1 x 15 g opaquer gingiva polvo, 7 x 15 g masa de hombro polvo (SH1 - SH7), 1 x 15 g masa de hombro gingiva, 1 x 20 g bleach dentina, 1 x 15 g gingiva, 4 x 15 g chroma dentina (CH A - CH D), 1 x 20 g transpa opal, 3 x 20 g transpa (T1 - T3), 3 x 15 g mamelon (MM 1 - MM3), 4 x 20 g enamel intensivo (T1, T2, O3, O4), 2 x 15 g K2 fluor (PF 1, PF 2)

Art.-Nr. 320-0002

K2 LF Stain - Kit en caja

10 x 2 g stain maquillaje (A - D y 5 - 10), 1 x 10 g masa de glaseado, 1 x 25 ml fluido de glaseado

Art.-Nr. 320-0003

K2 press EF - Kit en caja

Pastillas Press para inyección 4 x 2 g (A1 - A3, B1 - B3, C1, C2, D2, BD, TA1 - TA3, TB1 - TB3, TC1, TC2, TD2 T1+ - T3+, T4+, T1 - T4, S57 - S60), 10 x 2g pistones

Art.-Nr. 320-0004



Naturalidad, diversidad, sencillez y la comodidad para el paciente

K2 LF es una cerámica leucita altamente densa de 2 fases. Su temperatura de cocción es de 770°C y es apropiada para casi todas las aleaciones en el rango CET de 13,8 - 14,9 / 25° - 500°C. El concepto de la cerámica K2 se basa en la interacción de reflejos de los dientes naturales y asegura resultados vitales aún teniendo poco espacio.



K2 es el primer sistema de cerámica desarrollado con un resultado All-in-one en la cerámica total, cerámica de inyección y para la inyección sobre metal (PoM).

La rentabilidad del sistema de cerámica K2 es revolucionaria - el usuario no necesita más que una cerámica de estratificación para metal y cerámica completa.

El surtido de K2 es disponible en los colores A1-D4 y es completado por las masas intensivas Opal, Fluor y Chroma. Una alta dimensión de colores y matices se obtienen mezclando colores de maquillaje. Las pastillas cerámicas de inyección de la K2 press han sido compuestas para la cerámica total, corona parcial e inyección sobre metal PoM. Una precisión de 100% al elegir los colores incluso de muñones descolorados está asegurada por diferentes opalescentes y translúcidos.



NUEVO

Pasta de glaseado para cerámica inyectada
Solo una cocción de glaseado para la cerámica inyectada.
Contenido: 5 g

Pasta de glaseado

Art.-Nr. 336-0010

Datos de coordinación esmalte para K2 LF y K2 LF press

Color	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Dentina	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59



K2 press: Resumen de suministro de las pastillas para inyección

V, I, O	K	PoM	Qty.	Fluor	Opazität	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach D
X	XX	XX	4x2 g	XX	75 %	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	BD
			Art.-Nr. 350-08..			..01	..02	..03	..04	..05	..06	..07	..08	..09	..10	..11	..12	..13	..14	..15	..16	..17
X	XX	XX	4x2 g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
			Art.-Nr. 350-08..			..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
X	XX	XX	3x5 g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
			Art.-Nr. 350-15..			..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			

XX	X	X	4x2 g	X	45 %	T1+	T2+	T3+	T4+
			Art.-Nr. 350-08..			..27	..28	..29	..30
XX	X	XX	4x2 g	X	40 %	S57	S58	S59	S60
			Art.-Nr. 350-08..			..35	..36	..37	..38
XX	X	X	4x2 g	X	35 %	T1	T2	T3	T4
			Art.-Nr. 350-08..			..31	..32	..33	..34

V, I, O = Veneer, Inlay, Onlay
K = Sustitutivo de coronas
PoM = inyección sobre metal

Resumen de suministro K2 circón

Color	Qty.	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach	Gingiva		
Frame Liner Art.-Nr. 370-20..	20g	FL-1 ..01								FL-2 ..02								FL-3 ..03			
Frame Liner Art.-Nr. 371-20..	20g	FL-PoZ ..01																			
Hombro Art.-Nr. 372-20..	20g	SH1 ..01		SH2 ..02		SH3 ..03		SH4 ..04		SH5 ..05				SH6 ..06		SH7 ..07		SH G ..08			
Dentina Art.-Nr. 373-20..	20g	A1 ..01	A2 ..02	A3 ..03	A3,5 ..04	A4 ..05	B1 ..06	B2 ..07	B3 ..08	B4 ..09	C1 ..10	C2 ..11	C3 ..12	C4 ..13	D2 ..14	D3 ..15	D4 ..16	BD ..17	G ..18		
Chroma Art.-Nr. 374-20..	15g	CH A ..01				CH B ..02				CH C ..03				CH D ..04							
Opaque Dentina Art.-Nr. 375-20..	15g	OD-1 ..01				OD-2 ..02				OD-3 ..03				OD-4 ..04				OD-5 ..05			
Enamel Art.-Nr. 376-20..	20g	E 57 ..01				E 58 ..02				E 59 ..03				E 60 ..04							
Enamel Opal Art.-Nr. 377-20..	20g	EO 57 ..01				EO 58 ..02				EO 59 ..03				EO 60 ..04							
Enamel Intensivo Art.-Nr. 378-20..	20g	EI T1 (transpa) ..01				EI T2 (transpa) ..02				EI O3 (opaque) ..03				EI O4 (opaque) ..04							
Transparente Art.-Nr. 379-20..	20g	TN (normal) ..01				TO (opal) ..02				T1 ..03				T2 ..04				T3 ..05			
Clear	20g					CL				Art.-Nr. 380-2001											
Glaze	10g					GL				Art.-Nr. 380-2002											
K2 Fluor Art.-Nr. 381-20..	15g	PF 1 ..01														PF 2 ..02					
Mamelon Art.-Nr. 382-20..	15g	MM 1 ..01				MM 2 ..02								MM 3 ..03							
Maquillajes / Stain Art.-Nr. 383-02..	2g	ST-A ..01		ST-B ..02		ST-C ..03		ST-D ..04		ST-5 ..05		ST-6 ..06		ST-7 ..07		ST-8 ..08		ST-9 ..09		ST-10 ..10	
K2 Líquido circón	25ml	Modellier Liquid ML Art.-Nr. 384-0025							Schulter Liquid SHL Art.-Nr. 385-0025							Glasur Fluid GF Art.-Nr. 386-0025					
	50ml	Art.-Nr. 384-0050							Art.-Nr. 385-0050							Art.-Nr. 386-0050					
	250ml	Art.-Nr. 384-0250																			

Surtido K2 circón y K2 circón press

K2 Basis Circón Kit en armario de cerámica

3 x 20 g liner para armadura (FL1 - FL3), 5 x 15 g opaque dentina (OD1 - OD5), 16 x 20 g dentina (A1 - D4), 4 x 20 g enamel (E 57 - E 60), 4 x 20 g enamel opal (EO 57 - EO 60), 1 x 20 g clear, 1 x 20 g transpa normal, 1 x 10 g masa de glaseado, 1 x 50 ml líquido para modelar, 1 x 25 ml líquido para hombro, 1 x 25 ml fluido para glaseado

Art.-Nr. 370-0000

Confidential Circón Kit en caja

1 x 20 g liner para armadura FL1, 1 x 20 g enamel E 59, 1 x 20 g dentina A3, 1 x 10 g masa de glaseado, 1 x 20 g transpa normal, 1 x 50 ml líquido para modelar, 1 x 25 ml fluido para glaseado

Art.-Nr. 370-0001

Advanced Circón Kit en armario de cerámica

7 x 20 g masa de hombro polvo (SH1 - SH7), 1 x 20 g masa de hombro gingiva, 1 x 20 g bleach dentina, 1 x 20 g gingiva, 4 x 15 g chroma dentina (CH A - CH D), 1 x 20 g transpa opal, 3 x 20 g transpa (T1 - T3), 3 x 15 g mamelon (MM 1 - MM3), 4 x 20 g enamel intensivo (T1, T2, O3, O4), 2 x 15 g K2 fluor (PF 1, PF 2)

Art.-Nr. 370-0002

Stain Circón Kit en caja

10 x 2 g stain maquillaje (A - D y 5 - 10), 1 x 10 g masa de glaseado, 1 x 25 ml fluido de glaseado

Art.-Nr. 370-0003

K2 Circón Press - Kit en caja

Pastillas Press para inyección 4 x 2 g (A1 - A3, B1 - B3, C1, C2, D2, BD, TA1 - TA3, TB1 - TB3, TC1, TC2, TD2), 10 x 2g pistones

Art.-Nr. 370-0004



Dr. J. Heimann / Dieter Schulz

K2 circón & K2 circón press

K2 circón es una cerámica sintética altamente densa, cuya temperatura de cocción es de 810°C.

El sistema de color y estratificación de todas las masas K2 es uniforme, así que son compatibles bajo ellos y permiten de trabajar fácil y racionalmente. La armadura de circón es fácilmente mojabla.

La estética natural de esta cerámica es completada por Liner fluorescentes, los cuales reproducen colores optimales.

K2 circón tiene una alta estabilidad, lo cual permite una estratificación rápida y fácil.

Igualmente tiene la seguridad de obtener los mejores resultados por el rango CET.

Las pastillas press para inyección son disponibles en 2g o 5g, así como en transpa dentina y dentina. Son apropiados para inyectar sobre armaduras de circón en la técnica de maquillaje o de estratificación.



Datos de coordinación para K2 circón y K2 circón press

Color	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Liner	L-2	L-2	L-2	L-3	L-2	L-1	L-3	L-3	L-3	L-1	L-2	L-2	L-2	L-1	L-2	L-3
Dentina	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
Enamel	E58	E58	E59	E59	E60	E57	E59	E59	E59	E60	E59	E59	E60	E60	E59	E59



Resumen de suministro de las pastillas de K2 circón para inyección

K	PoZ	Qty.	Fluor	Opazität	A1	A2	A3	A3,5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	Bleach D
XX	XX	4x2 g	XX	75 %	A1	A2	A3			B1	B2	B3		C1	C2			D2			BD
		Art.-Nr. 390-08..			..01	..02	..03			..06	..07	..08		..10	..11			..14			..17
XX	XX	4x2 g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
		Art.-Nr. 390-08..			..18	..19	..20			..21	..22	..23		..24	..25			..26			
XX	XX	3x5 g	XX	60 %	TA1	TA2	TA3			TB1	TB2	TB3		TC1	TC2			TD2			
		Art.-Nr. 390-15..			..01	..02	..03			..04	..05	..06		..07	..08			..09			

K = Sustitutivo de coronas
PoZ = Inyección sobre circón

Para asesoría técnica nos puede llamar al teléfono 0049-7733-9410-20.



Armario de cerámica (vacío)

Armario de cerámica 4-cajones gris/blanco (estándar)

Medidas: altura total 30,4 cm

cajón singular:

largo x ancho x alto = 25,5 cm x 34,0 cm x 7,4 cm

Art.-Nr. 320-0010

Armario de cerámica 1-cajón gris/blanco (para ampliar)

Art.-Nr. 320-0011



K2 Lube Isolación para cerámica

Esta isolación para cerámica separa de modo confiable el yeso y las masas de cerámica.

Quema sin dejar residuos y sin causar descoloramientos en la cerámica.

K2 Lube

10ml

Art.-Nr.345-0010



Instrucciones de uso K2 en:

alemán	Art.-Nr. 310-0100
inglés	Art.-Nr. 310-0200
francés	Art.-Nr. 310-0300
italiano	Art.-Nr. 310-0400
español	Art.-Nr. 310-0500
ruso	Art.-Nr. 310-0600

Líquido indicador para reconocer contactos prematuros y fricciones véa pág. 42

Revestimiento para K2 press y K2 press circón véa pág. 41

Cilindro de silicona, manguito de silicona y pistones para press véa pág. 41



Muestrario de colores

Dentina
Hombro / Fluor / Intensivo / Chroma
Transpa / Enamel / Mamelon
Pastillas Press

Art.-Nr. 320-0100
Art.-Nr. 320-0200
Art.-Nr. 320-0300
Art.-Nr. 320-0400


Magic-Glass-Stick para cerámica



- aplicador de vidrio para el polvo opaquer sobre armazones de cerámica
- 2 bolitas con tamaños diferentes para un control mayor de la cantidad aplicada
- capas homogéneas después de la cocción
- vidrio inastillable, estabilidad excepcional

Magic-Glass-Stick

Art.-Nr. 312-1000



Caramista - Pinceles de modelación para cerámica

pincel fino con mango de madera

- depósito de agua - la cerámica es mantenida uniformemente húmeda durante la estratificación
- la elasticidad natural del pelo permite separar tajantemente además una aplicación de masas controlada y precisa
- notable prolongación de la postura del pelo „Caramista“
- el pelo vuelve, también después de un uso prolongado, siempre a una punta fina, así que los pinceles desordenados y abiertos en estado seco forman parte del pasado
- pelo exclusivo que supera las características conocidas hasta ahora
- manejo agradable por mangos de pincel ergonómicos
- Handmade in Germany

Caramista Pincel no. 0

Art.-Nr. 312-3000

Caramista Pincel no. 1

Art.-Nr. 312-3001

Caramista Pincel Opaquer / Bonder

Art.-Nr. 312-4000

Caramista Pincel no. 6

Art.-Nr. 312-2006

Caramista Pincel no. 8

Art.-Nr. 312-2008

Caramista Pincel no. 10

Art.-Nr. 312-2010

Caramista Set de 5 pinceles

Art.-Nr. 312-5000



Ceramik Humidor

Humedecedor de cerámica transparente

- consistencia uniforme de las masas de cerámica
- placa de material PE (poliéster)
- la placa hidrófila tiene una anchura de poros definida que garantiza un transporte óptimo del líquido
- solo una placa, sin segunda o tercera membrana que moleste
- se limpia fácilmente con vapor o ultrasonido
- altura de trabajo práctica
- dimensión mediana y compacta (200x125x17 mm)
- tapadera transparente para la protección contra el polvo y contra un secado demasiado rápido de las masas
- Made in Germany

Ceramik Humidor

Art.-Nr. 312-0000

Inlet gris

2 piezas

Art.-Nr. 312-0100



Stain Humidor

Humedecedor para maquillajes

- Con nuestra novedad Stain-Humidor los colores se elaboran igual que las masas de cerámica.
- nuevo vellón capilar con 15 moldes para envasar los colores de maquillaje y 2 recipientes para el líquido de esmalte
- alimentación automática de los maquillajes con líquido de glasura sin mezcla larga
- los maquillajes se mantienen procesables durante meses
- los maquillajes mezclados ya no se secan
- nunca más demasiado o demasiado poco líquido al mezclar, como con las placas de mezcla usuales
- el Stain-Humidor trabaja, como el Keramik-Humidor, sin membranas adicionales
- los maquillajes se almacenan en una caja transparente cerrable - sin suciedad
- se limpia con vapor o ultrasonido

Stain Humidor

Art.-Nr. 312-0001

DIA GLACE

Pasta diamantada para el pulido de reconstrucciones en cerámica. El diente en cerámica puede parecer artificial si la cerámica es quemada a una temperatura muy alta que produce una superficie brillante uniforme. Un brillo natural se obtiene por medio de un pulido controlado. Para el uso de nuestro DIA GLACE recomendamos nuestros discos de fieltro impregnados en un lubricante.



- un alto contenido de componentes diamantados
- brillo intensivo en pocos segundos a una velocidad de solo 7500 giros
- la consistencia de la pasta es dura lo cual implica un uso económico sin derroches. Basta una pequeña cantidad para cada proceso
- sin rociadura y ensuciamiento - económico y limpio

DIA GLACE se puede usar también para el pulido de composites, resina para veneer y metales. Para el uso con metales utilizar solo discos de fieltro sin impregnante.

DIA GLACE pasta diamantada dura 5 g

Art.-Nr. 300-0000

DIA GLACE Set, 5 g pasta diamantada + 100 discos de fieltro impregnados

Art.-Nr. 302-1000

Discos de fieltro 100 piezas impregnados con lubricante

Art.-Nr. 301-0100

Discos de fieltro 100 piezas sin impregnante

Art.-Nr. 305-0100



DIA QUICK

discos de fieltro impregnados en pasta diamantada

DIA QUICK son discos de fieltro impregnados en pasta diamantada listos para el uso. El impregnante corresponde a la alta calidad de DIA GLACE, un líquido especial evita la disecación de los discos de fieltro. Para el pulido rápido de cerámica, metal y materiales sintéticos sin renunciar a la calidad usual.

- rápido, limpio, pequeño, productivo

DIA QUICK 10 piezas

discos de fieltro diamantados

Art.-Nr. 303-0000

CERAS EN PLANCHAS rosadas para la prótesis parcial y total

Nuestras ceras en planchas rosadas están disponibles en 4 diferentes durezas. Además puede elegir entre calidad de verano e invierno, espesor de 1,25 mm o 1,50 mm, punto de solidificación más alto o bajo o si quiere trabajar con una cera más dura, blanda o elástica. Para la producción de nuestras ceras en planchas se usan solo materias primas de la mejor calidad. De esta manera podemos garantizarles una destacada calidad constante.

SOLIDUS 80 & SOLIDUS 84

- las 2 calidades de SOLIDUS son ideales para un ajuste directamente en la boca del paciente sin deformarse, también durante un tiempo más largo
- dureza por encima del promedio
- punto de solidificación muy alto
- excelentes características de modelación, a pesar de la dureza
- cera en planchas para una precisión máxima
- puede usarse también para el registro oclusal



diferencias:

- SOLIDUS 84 es más dura - punto de solidificación de 84 - 85°C
- SOLIDUS 80 es un poco más blanda - punto de solidificación de 80 - 81°C

Tamaño de las planchas ca. 170 x 85 mm

SOLIDUS 80	1,5 mm	medio duro	500 g	Art.-Nr. 680-0000
SOLIDUS 84	1,5 mm	duro	500 g	Art.-Nr. 684-0000



SUPERPINK Cera en planchas

- reproducciones muy precisas
- calidad ligeramente elástica
- muy estable en forma
- punto de solidificación: 57°C
- tamaño de las planchas: 175 x 80 mm

SUPERPINK cera en planchas	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 660-0500
SUPERPINK cera en planchas	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 660-2500

SPEZIAL Cera en planchas

- cera rosada de calidad semidura
- cera de tipo "universal" para todas las exigencias
- en calidad de verano con punto de solidificación de 56 °C
- y en calidad de invierno con punto de solidificación de 54 °C

- tamaño de las planchas: 175 x 80 mm
- espesor: 1,5 mm o 1,25 mm
- suministro: 500 g o 2500 g
- nuestro éxito de ventas



SPEZIAL Cera en planchas	verano	1,25 mm	500 g	Art.-Nr. 650-0500
SPEZIAL Cera en planchas	verano	1,25 mm	2500 g	Art.-Nr. 650-2500
SPEZIAL Cera en planchas	invierno	1,25 mm	500 g	Art.-Nr. 652-0500
SPEZIAL Cera en planchas	invierno	1,25 mm	2500 g	Art.-Nr. 652-2500
SPEZIAL Cera en planchas	verano	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 653-0500
SPEZIAL Cera en planchas	verano	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 653-2500
SPEZIAL Cera en planchas	invierno	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 655-0500
SPEZIAL Cera en planchas	invierno	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 655-2500



IDEAL

- pigmentación color natural gingiva
- alta resistencia a la rotura, consistencia dura pero elástica
- alta estabilidad y exactitud durante la comprobación en la boca del paciente
- tamaño de las planchas: 175 x 80 mm
- punto de solidificación: 58°C

IDEAL	1,5 mm	500 g	Art.-Nr. 651-0500
IDEAL	1,5 mm	2500 g	Art.-Nr. 651-2500



CERA PARA EL REGISTRO OCLUSAL aromatizada

La cera para el registro oclusal es muy dura y con un punto de solidificación alto. Estable en forma también a temperaturas ambientales elevadas. Es más fácil de aceptar por el paciente gracias a su agradable aroma de naranja.

Contenido: 75 piezas

CERA PARA EL REGISTRO OCLUSAL			
rosada	2,0 mm	dura	Art.-Nr. 606-2000



CERA DE FOLIO DE METAL marrón

- para el registro oclusal
- gracias a la lámina de metal entre las 2 planchas de cera se evita el aclareo
- estable en forma

Contenido: 60 piezas

CERA DE FOLIO DE METAL marrón	4 mm	Art.-Nr. 605-0060
-------------------------------	------	-------------------



CERA PARA MORDIDAS aromatizadas

Las ceras nuestras para el registro de mordidas se calientan tenazmente y una vez enfriadas son perfectamente estables en su forma. De este modo un registro preciso es garantizado. Son disponibles en 3 grados de dureza. Según los resultados científicos, las ceras aromatizadas son mejor aceptadas por el paciente, y las ceras para el registro de mordidas sin aroma son percibidas como cuerpos extraños. Por eso añadimos a nuestras ceras para el registro oclusal aromas de fresa, manzana, naranja y limón. Eso ayuda al paciente para morder más seguro y relajadamente.



CERAS PARA MORDIDAS aromatizada

- tamaño de las barras 108 x 10 x 10 mm
- los colores indican el aroma y los grados de dureza

amarillo =	limón	=	blando
verde =	manzana	=	medio
rojo =	fresa	=	duro

Cera para el registro de mordidas amarilla con aroma de limón	blanda	490 g	Art.-Nr. 612-0490
Cera para el registro de mordidas amarilla con aroma de limón	blanda	1850 g	Art.-Nr. 612-1850
Cera para el registro de mordidas verde con aroma de manzana	media	490 g	Art.-Nr. 614-0490
Cera para el registro de mordidas verde con aroma de manzana	media	1850 g	Art.-Nr. 614-1850
Cera para el registro de mordidas roja con aroma de fresa	dura	490 g	Art.-Nr. 613-0490
Cera para el registro de mordidas roja con aroma de fresa	dura	1850 g	Art.-Nr. 613-1850



CERAS PARA MORDIDAS preformadas y aromatizadas

Facilite su trabajo utilizando ceras preformadas para el registro de mordidas. Disponibles en 3 durezas diferentes y en 4 colores. El color naranja adicional es con aroma de naranja y corresponde a la dureza media.

Cera para registro preformada, amarilla, limón	blanda	96 piezas	Art.-Nr. 610-0100
Cera para registro preformada, verde, manzana	media	96 piezas	Art.-Nr. 612-0100
Cera para registro preformada, naranja, naranja	media	96 piezas	Art.-Nr. 613-0100
Cera para registro preformada, roja, fresa	dura	96 piezas	Art.-Nr. 611-0100



CERA PARA MORDIDAS preformada sin aroma

¡La calidad nueva!
Cera para el registro de mordidas apropiada sobre todo para las estaciones calientes del año.

- calidad extra dura
- punto de fusión elevado

Cera para el registro de mordidas preformada rosada	muy dura	100 piezas	Art.-Nr. 614-0100
---	----------	------------	-------------------




Indice

Artículo	página	Artículo	página
A		D	
Accesorios para cerámica	41, 48 - 49	DETON Hilo de cera	26
Adhesivo para perlas de retención	31	DIA GLACE	50
Adhesivo universal	31	DIA QUICK	50
Aleaciones (NEM)	43	DIE BLOC	11
Aparato dorador	37	DIE HARDENER	10
Aparatos de inmersión eléctricos	38	DIE SPACER	08 - 09
Armario de cerámica	48	Diluyente para espaciadores	09
ARTLINE	34	Dippy NT digital	38
ARTLINE NAT	34	Dippy NT light	38
ARTLINE plus	34	Dippy pro digital	38
B		Discos de fieltro	50
Barras de fusión	25	Discos de fieltro diamantados	50
Barras de luz para TEETH LIGHT II	39	Discos de fieltro para pulir	50
BLUE MARKER Líquido indicador	42	Discos de separación	05
Build Up Resin LC	23	DUO DIP	14
C		DUOVEST revestimiento	41
CAD / CAM Cera para escanear	22	duo Waxer NT	35
CAD / CAM Discos de cera	22	DURON Hilo de cera	26
CARAMISTA Pinceles de modelación	49	E	
Cera base	17 - 20	easy waxer	05
Cera boxing roja	07	ELASTO DIP	13
Cera CAD /CAM	22	Embudo para el colado	31
Cera cervical	17, 19, 20, 05	Endurecedor de yeso	10
Cera colante	19	Espaciador	08 - 10, 05
Cera de adhesión CONSEQUENT	33	Espaciador fotopolimerizable	10
Cera de folio de metal	52	Espaciador transparente	08
Cera de modelación coronas & puentes	15 - 21, 05	Espátulas de cera eléctricas	35 - 37, 05
Cera de perifería roja	07	F	
Cera de preparación	32	FINALE	23
Cera diagnóstica	14	Fotopolimerizador	39
Cera en planchas	32, 51 - 52	G	
Cera en planchas IDEAL	52	Ganchos	27 - 28
Cera en planchas para modelación	51 - 52	Goldfinger pro	37
Cera en planchas SPEZIAL	51	H	
Cera en planchas SUPERPINK	51	Hardener	10
Cera especial	17, 19 - 20	Hilo de cera	26
CERAMIK HUMIDOR	49	Hojas de sierra	06
Cera para bloqueo	11, 28	Humedecedor de cerámica	49
Cera para colado estructurada	32	Humedecedor para maquillajes	49
Cera para coronas y puentes	15 - 21	Humidor	49
Cera para escanear	22	I	
Cera para fresado	19 - 20	Instrucciones de uso K2	48
Cera para registro de mordidas	53	Instrumentos para modelar	34
Cera para registro oclusal	52	IQ Cera de modelación	15 - 17
Cera universal CONSEQUENT	28	IQ Cera diagnóstica dentina	14
Cera VKS	18	IQ Cera en perlas	16
Chip de cera	20	IQ Cera especial	17
Cilindro de silicona	41	IQ COMPACT	17
CLEAR SPACER	08	IQ Quadro Sticks	25
COBAVEST revestimiento	40	IQ Sticks redondos	25
COLOR SPACER	08	IQ Triangel barras de fusión	25
CONSEQUENT Cera de adhesión	33	IQ Waxer NT light	37
CONSEQUENT Hilo de cera	26	ISO QUICK lápiz aislante	12
CREATION SET	14	Isolación	12, 48
CUTEX BOND	11	K	
CUTEX Cera para el bloqueo	11	K2 circón	46 - 47
CUTEX Cera para el bloqueo	11	K2 circón press	46 - 47
		K2 LF	44 - 45
		K2 LUBE Isolación para cerámica	48



Artículo	página	Artículo	página
K2 masas de cerámica	44 - 47	R Red de cera	30
K2 press	44 - 45	Reductor de tensión	31
K2 revestimiento para cerámica press	41	Resina fotopolimerizable	23
L Lacas de muñon	08 - 10	Retenciones de cera	30
Lápiz marcador	08	Retenciones sintéticas	31
LIGHT SPACER	10	Revestimientos	40 - 41
Líquido indicador	42	S SAKURA Lápiz marcador	08
LOT UNIVERSAL	43	SATI BRUSH	42
Lúz diagnóstica	39	Selladura de cera	23
M Magic Disc	05	Set de formación IQ	15
MAGIC-GLASS STICK	48	Set de muestras	20
Manguito de silicona	41	Set de preparación	12
Masa de cerámica	44 - 47	Sierra de mano	06
Masa de duplicación	33	Silicona para duplicar	33
Material de cuchara fotopolimerizable	39	SOLIBOND C plus	43
Material fotopolimerizable para bloqueo	11	SOLIBOND N	43
Material para el bloqueo	11	SOLIDUR CoCr	43
Metales	43	SOLIDUS 80 & 84	51
Monolith THOWAX Chip	20	Spacer	08 - 10
Monolith zócalo de metal & Chip	20	Spray de oclusión	42
Muestrario de colores cerámica	48	STAIN HUMIDOR	49
MULTIFLEX Hojas de sierra	06	Steam Off	05
N NAWAX compact	15	Stick de vidrio	48
O Orificios de fusión	24 - 25	Stick-on-Wachs	19
P Pasta diamantada	50	Sticks cuadrados	25
Pasta de glaseado	45	T THOWAX	18
Pastillas press	44 - 45	Teeth Light	39
Pastillas press LF	44 - 45	U UVA Lámpara fotopolimerizadora	39
Perfiles de cera	29	W Wax Giant	05
Perfiles en barra de cera	29	Waxer NT light	35
Perlas de cera	31, 16	Y Yesos	06
Perlas de cera de modelación	16	YETIDUR Endurecedor de revestimiento	33
Perlas de retención en cera	31	YETI EXPANSION revestimiento	40
Pieza de mano para espátulas	36	YETI LUBE	12
Pincel de cera	23	YETI ROCK	06
Pinceles para cerámica	49	YETIVEST revestimiento	40
Pinza para pieza de mano	36		
Pistones para press	41		
Planchas de cera	32, 51 - 52		
Planchas de cera para colado	32		
Plantillas de cera	27 - 28		
Polvo de oclusión	23		
Pónticos	24		
PRECI DIP	13		
PRECIGEL Masa de duplicación	33		
PRECINT SHUTTLE II / IV	39		
PRECISIL Silicona para duplicar	33		
PRECITRAY	39		
Preformas de cera	24 - 25		
Productos para pulir	50		
pro Waxer	36		
pro Waxer duo	36		
Puntas para modelar	35, 37		



YETI Dentalprodukte GmbH · Industriestrasse 3 · D-78234 Engen · Germany
<http://www.yeti-dental.com> · e-mail: info@yeti-dental.com
<http://www.dentalwax.com>