

ACERO

Strumenti d'acciaio per una lavorazione precisa

Per una rimozione ottimale del materiale ed una elevata qualità della superficie.

Lunga durata ed alta capacità di taglio nella lavorazione di gesso, resina, metallo e metalli preziosi, grazie alla dentatura ed alla forma ottimale dello strumento.

Strumenti speciali, calibrati per i materiali specifici.

Instrumentos em aço para trabalhos de precisão

Desgaste ideal de material e acabamento de alto nível de todos os tipos de material. A perfeita coordenação da geometria de lâminas e os desenhos das fresas asseguram aos instrumentos uma grande durabilidade e uma grande capacidade de corte ao preparar gesso, acrílico, metal e metal precioso.


Instrumentos especificamente desenhados para os diferentes tipos de materiais e técnicas.

Instrumentos de acero para unos resultados de precisión


Para una reducción óptima de material y unas superficies de acabado fino.

Larga vida útil y buen rendimiento de corte para repasar escayola, resina, metal y metal precioso gracias a los dentados y las formas de fresa de óptimo diseño.


Los instrumentos están especialmente adecuados a cada tipo de material y trabajo.



Apertura o approfondimento delle fisure principali.
Apertura y profundización de fisuras principales.
Abrir ou aprofundar os sulcos primários.



Per fisure, piccole correzioni sulle superfici interne.
Para fisuras, pequeñas correcciones sobre las superficies interiores.
Para sulcos, ajustes menores ou superfícies interiores.



Sulle spalle e superfici adiacenti.
En biseles y superficies adyacentes.
Em biséis ou superfícies adjacentes.



Arrotondamento di spigoli e lisciatura dei contorni occlusali.
Redondeado de cantos vivos y alisado de los contornos oclusales.
Remoção de ângulos agudos e alisamento de superfícies oclusais.

1

Palla

Bola

Esférica

6



Shank HP	Size		Ø 1/10 mm		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018
		US No.			1/4	1/2		1		2	3	4	5	6
	ISO		Order No.											
	310 104 001 001...		1.104...		005	006	007	008	009	010	012	014	016	018
	↻ max.				50.000									


1

Palla

Bola

Esférica

6



	Size		Ø 1/10 mm		021	023	025	027	029	031	033	035	037	040
		US No.			7	8	9			11				
Shank HP	ISO		Order No.											
	310 104 001 001...		1.104...		021	023	025	027	029	031	033	035	037	040
	↻ _{max.}				30.000			25.000			20.000			


2

Cono invertito

Cono invertido

Cone invertido

6



	Size	Ø 1/10 mm									
		US No.	006	007	008	009	010	012	014	016	018
Shank	ISO	Order No.	33 1/2		34		35	36	37	38	39
HP	310 104 010 001...	2.104...	006	007	008	009	010	012	014	016	018
	↻ _{max.}		50.000						30.000		


3

Ruota

Rueda

Roda

6



	Size	Ø 1/10 mm									
		US No.	006	007	008	009	010	012	014	016	018
Shank	ISO	Order No.	11 1/2		12			14		16	
HP	310 104 040 001...	3.104...	006	007	008	009	010	012	014	016	018
	↻ _{max.}		50.000						30.000		



21

Cilindro

Cilindro

Cilíndrica

6



	L	mm								
	Size	Ø 1/10 mm	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7
Shank	ISO	Order No.	008	009	010	012	014	016	018	021
HP	310 104 107 006...	21.104...	56		57	58	59	60	61	62
	↻ _{max.}		50.000				30.000			

207

Cilindro, testa tagliente
Cilindro, punta activa
Cilíndrica, ponta ativa

6



Shank HP	L	mm	4,2	4,5	4,8	5,1
	Size	Ø 1/10 mm	010	012	014	016
		US No.	957	958	959	960
	ISO	Order No.				
	310 104 150 001...	207.104...	010	012	014	016
	↻ max.		50.000			

36

Cilindro
Cilindro
Cilíndrica

6



Shank HP	L	mm	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0
	Size	Ø 1/10 mm	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
		US No.			556		557	558	559	560	561	562	563
	ISO	Order No.											
	310 104 107 002...	36.104...	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	↻ max.		50.000								30.000		

23

Conico
Cónica
Cónica, fissuras

6



Shank HP	L	mm	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0
	Size	Ø 1/10 mm	008	009	010	012	014	016	018	021	023
		US No.	169		170	171		172		173	
	ISO	Order No.									
	310 104 168 006...	23.104...	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	↻ max.		50.000						30.000		

38

Conico
Cónica
Cónica, fissuras

6



Shank HP	L	mm	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0
	Size	Ø 1/10 mm	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
		US No.		699		700	701		702		703	
	ISO	Order No.										
	310 104 168 002...	38.104...	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023
	↻ max.		50.000							30.000		