

**caja 6
membranas**



COLLAGENE AT

**Membrana reabsorbible para la
REGENERACIÓN TISULAR GUIADA**
Colágeno reticulado con efecto barrera
Antialérgico y Liofilizado

PROPIEDADES:

- Efecto barrera reabsorbiéndose dentro de los 180 días.
- Adaptabilidad por adhesión al tejido circundante.
- Microirregularidades superficiales que permiten la estabilización de la membrana sin sutura.
- Asociada con algún material de relleno, Hidroxiapatita, Hueso Liofilizado, etc., se obtiene un óptimo efecto tienda.
- El producto está esterilizado por Rayos Gamma y envasado en doble sobre termo-sellado, garantizando de esta manera su conservación y respetando al máximo su esterilidad.

FORMATO:

- Cuadrangular de 22 x 22 mm.
- Corona circular de 17 mm. para la adaptación al contorno gingival del diente.

UTILIZACIÓN:

- Para la regeneración tisular guiada en implantología.
- Para la prevención de la atrofia ósea post-extracción.
- Para la utilización en los procedimientos quirúrgicos en periodoncia.

PRESENTACIÓN:

- En cajas de seis membranas. Debe conservarse a temperatura ambiente, y evitar la exposición a más de 40°.
- Homologado según Directiva Europea 93/42/CEE, CE 0373

DENTALDIS
Jose Manuel Arevalo Calvo
Tlf. 607 809 810
jmarevalocalvo@hotmail.com